

Link do produktu: <https://www.ugul.pl/magnetyczny-pas-unieruchamiajacy-na-uda-p-194.html>



Magnetyczny pas unieruchamiający na uda SalvaFIX SVF3600

Cena brutto	659,00 zł
Cena netto	610,19 zł
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	U-TGO-SVF3600

Opis produktu

Pas magnetyczny na uda SalvaFIX SVF3600 z 4 zamkami i kluczem

Magnetyczny pas unieruchamiający na uda SalvaFIX SVF3600 to element systemu pasów ograniczających ruchy pacjenta, przeznaczony do kontrolowanego zabezpieczenia nóg w obrębie ud. Produkt składa się z dwóch pasów udowych połączonych z pasem łóżkowym i jest przeznaczony do stosowania przez przeszkolony personel, zgodnie z procedurami placówki oraz obowiązującymi przepisami.

Ten model sprawdzi się tam, gdzie potrzebny jest **pas magnetyczny na uda**, pas unieruchamiający uda pacjenta, pas do łóżka szpitalnego albo element systemu SalvaFIX do ograniczania niekontrolowanych ruchów kończyn dolnych. Zapięcie magnetyczne ogranicza ryzyko przypadkowego lub nieuprawnionego rozpięcia, ponieważ do otwarcia zamka potrzebny jest dedykowany klucz magnetyczny.

Co znajduje się w zestawie?

Zgodnie z danymi producenta dla produktu **SalvaFIX SVF3600**, zestaw obejmuje pasy udowe połączone z pasem łóżkowym oraz elementy zamykające potrzebne do działania systemu.

- **2 pasy udowe SalvaFIX** połączone z pasem łóżkowym,
- **4 zamki magnetyczne SalvaFIX**,
- **1 klucz magnetyczny SalvaFIX**,
- **instrukcja bezpieczeństwa i użytkowania**.

Najważniejsze cechy produktu

- **System magnetyczny** – pasy zamykane są przy użyciu zamków magnetycznych SalvaFIX.
- **Komplet z 4 zamkami i 1 kluczem** – ważna informacja przy zamówieniu i kompletowaniu systemu.
- **2 pasy udowe z pasem łóżkowym** – zestaw przeznaczony do zabezpieczenia nóg w obrębie ud.
- **Rozmiar uniwersalny** – zakres obwodu uda według producenta: 32–62 cm.
- **Szerokość 8 cm** – stabilne ułożenie pasa na udzie.
- **Materiał: 100% poliester** – wytrzymały materiał przeznaczony do intensywnego użytkowania.
- **Metalowe oczka i wzmocnienia** – zwiększają trwałość miejsc regulacji.
- **Latex free** – produkt nie zawiera lateksu.
- **Możliwość prania do 90°C** – zgodnie z zaleceniami producenta.

Parametry techniczne SalvaFIX SVF3600

Parametr	Wartość
Kod producenta	SVF3600
Numer katalogowy w sklepie	U-TGO-SVF3600
EAN	8436035356386
Typ produktu	magnetyczny pas unieruchamiający na uda
Rozmiar	uniwersalny
Obwód uda	32-62 cm
Szerokość	8 cm
Materiał	100% poliester
Zamki i klucz	4 zamki magnetyczne + 1 klucz magnetyczny

Zastosowanie pasa magnetycznego na uda

Pas SalvaFIX SVF3600 stosuje się jako element systemu pasów ograniczających ruchy pacjenta w łóżku. Produkt służy do zabezpieczenia kończyn dolnych w obrębie ud, gdy konieczne jest ograniczenie niekontrolowanych ruchów nóg. Może być wykorzystywany w placówkach medycznych, opiekuńczych, geriatrycznych i psychiatrycznych, jeżeli procedury placówki dopuszczają użycie profesjonalnych pasów unieruchamiających pacjenta.

Jeżeli kompletujesz system SalvaFIX, sprawdź również: [pasy magnetyczne na nadgarstki](#), [pasy magnetyczne na kostki](#), [pas magnetyczny na tułów](#), [uprząż na klatkę piersiową](#) oraz [kompletny zestaw pasów unieruchamiających SalvaFIX](#).

Czyszczenie i konserwacja

- Pas można prać do **90°C**, zgodnie z zaleceniami producenta.
- Przed praniem należy usunąć elementy zamykające, jeżeli są zamontowane.
- Zamków magnetycznych i klucza nie należy prać razem z pasem.
- Rzępy warto okresowo czyścić z włókien i zabrudzeń, aby zachować skuteczność mocowania.
- Przed ponownym użyciem należy sprawdzić stan pasów, oczek, zamków i klucza.

Bezpieczeństwo użytkowania

- Produkt powinien być stosowany wyłącznie przez przeszkolony personel.
- Użycie pasa musi być zgodne z procedurami placówki, obowiązującymi przepisami i decyzją osoby uprawnionej.
- Podczas stosowania wymagany jest nadzór nad pacjentem oraz regularna kontrola skóry, komfortu i krążenia.
- Do systemu należy stosować oryginalne elementy SalvaFIX, w tym właściwe zamki i klucze magnetyczne.
- Klucz magnetyczny powinien być przechowywany poza dostępem osób nieuprawnionych.
- U pacjentów z rozrusznikiem serca należy zachować bezpieczną odległość klucza magnetycznego od urządzenia.

Elementy zapasowe do systemu SalvaFIX

W przypadku potrzeby dokupienia elementów zapasowych sprawdź: [zamek magnetyczny do pasów SalvaFIX](#) oraz [klucz magnetyczny SalvaFIX](#).