

Link do produktu: <https://www.ugul.pl/universalny-pas-stabilizacyjny-z-rzepem-p-196.html>

Uniwersalny pas stabilizacyjny z rzepem



Cena brutto	109,00 zł
Cena netto	100,93 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	PDS-U

Opis produktu

Uniwersalny pas stabilizacyjny z rzepem to medyczny pas rehabilitacyjny przeznaczony do bezpiecznej stabilizacji tułowia i kończyn pacjenta na **fotelach rehabilitacyjnych, wózkach inwalidzkich** oraz stanowiskach ćwiczeniowych. Dzięki długości ok. **175 cm** i szerokości ok. **14 cm** pas można wygodnie dopasować do wielu typów sylwetek – od drobniejszych pacjentów po osoby o większym obwodzie tułowia lub ud.

Pas wykonano z trwałego materiału w **niebieskim** kolorze i wyposażono w długie rzepy (ok. 125 cm z jednej strony i ok. 50 cm z drugiej). Takie rozwiązanie pozwala szybko wyregulować napięcie i stabilnie zamocować pas „na okrętkę” wokół pacjenta oraz elementów fotela lub wózka, bez ryzyka samoistnego luzowania się zapięcia.

Zastosowanie uniwersalnego pasa stabilizacyjnego z rzepem

Ten uniwersalny pas stabilizacyjny sprawdzi się wszędzie tam, gdzie potrzebna jest kontrola ustawienia tułowia lub kończyn oraz ograniczenie niekontrolowanych ruchów pacjenta:

- **stabilizacja tułowia na fotelach rehabilitacyjnych** – podczas ćwiczeń, zabiegów i codziennego siedzenia,
- **stabilizacja pacjenta na wózku inwalidzkim** – dodatkowe zabezpieczenie w trakcie transportu oraz terapii ruchowej,
- **wsparcie podczas pionizacji i ćwiczeń** – jako prosty pas do stabilizacji w trakcie terapii, np. przy stołach czy zestawach do pionizacji,
- **pozycjonowanie w stanowiskach UGUL / PUR** – uzupełnienie systemu podwieszek, linki i innych [pasów do stabilizacji](#),
- **opieka domowa** – pomoc w utrzymaniu stabilnej pozycji u pacjentów z zaburzeniami napięcia mięśniowego, równowagi czy kontroli ruchu.

Jeżeli potrzebujesz pasa dedykowanego wyłącznie do kończyn dolnych, sprawdź również:

- [pas stabilizujący do nóg i ud – zapinany na rzep](#),
- [pas do stabilizacji nogi lub ręki – zapinany na rzep](#).

Najważniejsze cechy i korzyści

- **Uniwersalne wymiary 175×14 cm** – jeden pas, wiele zastosowań (tułów, miednica, uda, kolana w zależności od sposobu prowadzenia).
- **Mocne rzepy na całej długości roboczej** – szybkie zakładanie, płynna regulacja napięcia i pewne trzymanie podczas ruchu.

-
- **Szeroki pas (ok. 14 cm)** – pomaga równomiernie rozłożyć nacisk i zwiększa komfort pacjenta w porównaniu z wąskimi taśmami.
 - **Uniwersalne zastosowanie** – pas do fotela rehabilitacyjnego, wózka inwalidzkiego, stanowisk UGUL/PUR i wybranych stołów do rehabilitacji.
 - **Łatwe zakładanie „na okrętkę”** – możliwość objęcia zarówno pacjenta, jak i elementów konstrukcyjnych fotela czy wózka.
 - **Łatwość czyszczenia** – pas można czyścić wilgotną ściereczką z delikatnym środkiem myjącym (zgodnie z zaleceniami producenta), unikając agresywnych detergentów i wysokiej temperatury.
 - **Element systemu pasów UGUL** – pas dobrze uzupełnia inne specjalistyczne rozwiązania, takie jak [pas stabilizujący do fotela rehabilitacyjnego i wózka inwalidzkiego – zapinany na rzep](#).

Dane techniczne pasa stabilizacyjnego

- **Długość całkowita:** ok. 175 cm
- **Szerokość pasa:** ok. 14 cm
- **Długość części z rzepem A:** ok. 125 cm
- **Długość części z rzepem B:** ok. 50 cm
- **Kolor:** niebieski
- **Przeznaczenie:** stabilizacja tułowia i/lub kończyn pacjenta na fotelach rehabilitacyjnych, wózkach inwalidzkich oraz wybranych stanowiskach rehabilitacyjnych

Jak prawidłowo założyć pas stabilizacyjny z rzepem?

1. Ustaw pacjenta w możliwie komfortowej i stabilnej pozycji na **fotelu rehabilitacyjnym** lub **wózku inwalidzkim**.
2. Zdecyduj, którą część ciała chcesz ustabilizować – klatkę piersiową, miednicę, uda lub kolana.
3. Owiń pas wokół wybranego odcinka ciała i, w razie potrzeby, dodatkowo wokół elementów konstrukcyjnych fotela lub wózka, aby uzyskać stabilne mocowanie.
4. Zapnij rzepy, stopniowo zwiększając napięcie – pas powinien **stabilizować, ale nie powodować bólu, drętwienia ani uczucia duszności**.
5. Sprawdź, czy pacjent może swobodnie oddychać oraz czy skóra pod pasem nie jest nadmiernie uciskana.
6. Przy dłuższym stosowaniu regularnie kontroluj komfort pacjenta oraz stan skóry pod miejscem stabilizacji.

W przypadku pacjentów z zaburzeniami krążenia, chorobami skóry lub szczególną wrażliwością na ucisk sposób stosowania pasa warto skonsultować z lekarzem lub fizjoterapeutą.

Dla kogo przeznaczony jest ten pas?

Uniwersalny pas stabilizacyjny z rzepem rekomendowany jest dla pacjentów:

- z osłabioną siłą mięśniową tułowia i kończyn,
- z trudnościami w utrzymaniu stabilnej pozycji siedzącej,
- z tendencją do zsuwania się z fotela lub wózka,
- z zaburzeniami równowagi, napięcia mięśniowego lub koordynacji,
- w trakcie **rehabilitacji po urazach i zabiegach ortopedycznych**, zgodnie z zaleceniami specjalisty.

Uniwersalny pas stabilizacyjny w systemie pasów UGUL

Prezentowany model należy do grupy specjalistycznych [pasów do stabilizacji](#), które można dowolnie łączyć w zależności od potrzeb pacjenta i rodzaju stanowiska ćwiczeniowego. W ofercie znajdziesz m.in.:

- [pas stabilizujący do fotela rehabilitacyjnego i wózka inwalidzkiego – zapinany na rzep](#),
- [pas do stabilizacji nogi lub ręki – zapinany na rzep](#),
- [pas stabilizujący do nóg i ud – zapinany na rzep](#).

Dzięki temu możesz zbudować **spójny system pasów stabilizacyjnych** do tułowia i kończyn, dopasowany do sprzętu (UGUL, PUR, fotele, wózki) oraz indywidualnych potrzeb pacjentów.

Podsumowanie – dlaczego warto wybrać ten pas?

Uniwersalny pas stabilizacyjny z rzepem 175x14 cm to proste i skuteczne narzędzie do stabilizacji pacjenta na fotelu rehabilitacyjnym lub wózku inwalidzkim. Łączy **bezpieczeństwo, komfort i łatwość obsługi**, ułatwia pracę fizjoterapeutom, opiekunom i personelowi medycznemu, a pacjentom zapewnia większą stabilność i poczucie bezpieczeństwa podczas rehabilitacji oraz codziennego funkcjonowania.