

Link do produktu: <https://www.ugul.pl/rekawica-do-rotora-p-98.html>

Rękawica do rotora zamknięta – chwytak rehabilitacyjny do ćwiczeń ręki

Cena brutto	65,00 zł
Cena netto	60,19 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	rękawica

Opis produktu

Rękawica do rotora zamknięta – chwytak rehabilitacyjny do ćwiczeń ręki

Rękawica do rotora zamknięta, nazywana także **chwytakiem do rotora rehabilitacyjnego**, to praktyczne akcesorium do **stabilizacji dłoni na uchwycie rotora**. Ułatwia ćwiczenia osobom, które nie są w stanie samodzielnie utrzymać dłoni zaciśniętej na rączce – np. po udarze mózgu, przy niedowładzie, osłabieniu siły chwytu lub drżeniu rąk.

Rękawica współpracuje z większością **rotorów rehabilitacyjnych**, w tym z rotorami wolnostojącymi oraz montowanymi w [kabinach UGUL](#). Sprawdza się zarówno w gabinetach fizjoterapii, jak i w **rehabilitacji domowej**.

Co to jest zamknięta rękawica do rotora?

Zamknięta rękawica do rotora otacza całą dłoń pacjenta i jest wyposażona w regulowane paski. Dzięki temu dłoń pozostaje stabilnie dociśnięta do uchwytu rotora, a pacjent może skupić się na wykonaniu ruchu w stawach, zamiast walczyć z wypadającą z rączki dłonią. To rozwiązanie szczególnie przydatne u osób, u których palce nie zaciskają się pewnie na uchwycie.

Zastosowanie rękawicy do rotora

- ćwiczenia z **rotorami rehabilitacyjnymi kończyn górnych** w kabinach UGUL i PUR,
- rehabilitacja po udarze mózgu, urazach neurologicznych i ortopedycznych,
- terapia pacjentów z **niedowładem ręki**, osłabionym chwytem lub drżeniem dłoni,
- ćwiczenia ruchomości stawów dłoni, nadgarstka, łokcia i barku,
- wzmacnianie mięśni kończyny górnej i poprawa koordynacji ruchowej.

Rękawica może być używana m.in. z produktami takimi jak [rotor do ćwiczeń kończyn górnych RG-1](#), [rotor rehabilitacyjny zespolony](#) czy [rotor stacjonarny z siedziskiem do rąk i nóg](#). Dobrym uzupełnieniem stanowiska są także [rotory do UGUL](#) oraz inne [dodatki do UGUL](#).

Jak działa chwytak do rotora rehabilitacyjnego?

Rękawica została zaprojektowana tak, aby **utrzymać dłoń w stabilnej pozycji na uchwycie rotora**:

- pacjent wkłada rękę do wnętrza rękawicy i układa dłoń na rączce rotora,
- pasek na rzep przy nadgarstku stabilizuje rękę i zapobiega jej wysuwaniu się z rękawicy,
- dodatkowy pasek parczany na końcu rękawicy owija się wokół uchwytu rotora i zaciska,

-
- po zapięciu pasków dłoń jest dociśnięta do rączki i nie wymaga stałego, aktywnego zacisku palców.

Dzięki temu pacjent może wykonywać ruchy rotacyjne nawet przy bardzo słabym chwycie, a terapeuta ma większą kontrolę nad bezpieczeństwem ćwiczeń.

Wymiary rękawicy do rotora

- **długość rękawa rękawicy:** ok. 27 cm,
- **szerokość rękawicy:** ok. 14,5 cm,
- **długość całkowita paska do zapinania przy nadgarstku:** ok. 33 cm,
- **długość całkowita paska do zapinania na końcu rękawicy:** ok. 33 cm.

Podane wymiary pozwalają porównać rękawicę z szerokością dłoni osoby ćwiczącej i ocenić, czy będzie odpowiednio dopasowana.

Dla kogo przeznaczona jest zamknięta rękawica do rotora?

- dla pacjentów po **udarze mózgu** z niedowładem ręki lub osłabionym chwytem,
- dla osób z **chorobami neurologicznymi** utrudniającymi utrzymanie dłoni na uchwycie,
- dla pacjentów po **złamaniach, urazach i zabiegach chirurgicznych** kończyny górnej (zgodnie z zaleceniami lekarza lub fizjoterapeuty),
- dla seniorów i osób z ogólnym osłabieniem siły chwytu,
- dla użytkowników wykonujących ćwiczenia w domu na **rotorach stołowych i wolnostojących**.

Zamknięta, skórzana czy otwarta rękawica do rotora?

W naszej ofercie znajdziesz również inne modele akcesoriów do chwytania uchwytu rotora:

- [rękawica rehabilitacyjna do rotora \(otwarta – chwytak do ćwiczeń ręki\)](#),
- [rękawica do rotora ze skóry juchtowej](#).

Rękawica zamknięta do rotora będzie dobrym wyborem, gdy zależy Ci na maksymalnym podparciu dłoni i stabilnym, „zamkniętym” chwycie wokół uchwytu rotora rehabilitacyjnego.

Jak używać rękawicy – instrukcja krok po kroku

1. Włóż rękę do wnętrza rękawicy i ułóż dłoń na uchwycie rotora.
2. Lekko zegnij palce wokół rączki (na tyle, na ile jest to możliwe).
3. Zapnij pasek na rzep przy nadgarstku, stabilizując rękę w rękawicy.
4. Owiń pasek parciany na końcu rękawicy wokół uchwytu rotora i zaciśnij go.
5. Rozpocznij ćwiczenia zgodnie z zaleceniami fizjoterapeuty lub lekarza prowadzącego.

Najważniejsze zalety rękawicy do rotora

- umożliwia wykonywanie ćwiczeń nawet przy bardzo słabym chwycie,
- zwiększa **bezpieczeństwo i komfort** terapii na rotorze rehabilitacyjnym,
- zapobiega zsuwaniu się dłoni z uchwytu,
- prosta w zakładaniu i regulacji dzięki paskom na rzepy,
- sprawdza się zarówno w gabinetach rehabilitacji, jak i w **rehabilitacji domowej**.

Cena dotyczy 1 sztuki rękawicy do rotora zamkniętej.