

Link do produktu: <https://www.ugul.pl/ciezarek-miekki-1-5-kg-p-5.html>

Ciężarek miękki UGUL 1,5 kg – obciążnik rehabilitacyjny

Cena brutto	49,00 zł
Cena netto	45,37 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	KC-19

Opis produktu

Ciężarek miękki UGUL 1,5 kg – do czego służy?

Ciężarek miękki UGUL 1,5 kg to skórzany **obciążnik rehabilitacyjny** przeznaczony do ćwiczeń w podwieszeniu w kabinach typu [UGUL](#) oraz [PUR](#). Jest elementem wyposażenia zestawów osprzętu do ćwiczeń z odciążeniem lub z oporem, stosowanych w kinezyterapii, rehabilitacji neurologicznej i ortopedycznej.

Korpus ciężarka wykonano ze specjalnie przygotowanej, wytrzymałej skóry, a w górnej części umieszczono solidny stalowy uchwyt (półkole) umożliwiający bezpieczne zawieszenie na linkach, podwieszkach i bloczkach.

Zastosowanie ciężarka 1,5 kg w kabinach UGUL i PUR

Ciężarek miękki 1,5 kg stosuje się przede wszystkim jako **obciążnik do ćwiczeń w podwieszeniu**, m.in. w:

- ćwiczeniach kończyn górnych i dolnych z odciążeniem lub z kontrolowanym oporem,
- terapii w kabinach [UGUL z osprzętem ciężarkowym](#),
- rehabilitacji pourazowej i pooperacyjnej,
- ćwiczeniach poprawiających zakres ruchu i siłę mięśniową,
- programach usprawniania w gabinetach fizjoterapeutycznych oraz ośrodkach rehabilitacyjnych.

Najważniejsze cechy i zalety ciężarka miękkiego UGUL 1,5 kg

- **Wytrzymały materiał** – korpus wykonany z wysokiej jakości skóry, odpornej na intensywną eksploatację.
- **Solidny stalowy uchwyt** – półkole zgrzane w jedną całość, co zwiększa wytrzymałość i bezpieczeństwo podczas ćwiczeń.
- **Bezpieczna praca w podwieszeniu** – stabilne mocowanie do linek, podwieszek i bloczków.
- **Komfort dla pacjenta** – miękka konstrukcja minimalizuje ryzyko urazów przy kontakcie z ciałem.
- **Element zestawów osprzętu do UGUL** – pasuje do zestawów podstawowych, pełnych i maksymalnych.
- **Produkt polski** – produkowany lokalnie z dbałością o jakość wykonania.

Parametry techniczne ciężarka

- **Masa nominalna:** 1,5 kg
- **Materiał korpusu:** skóra naturalna
- **Uchwyt:** stalowe półkole zgrzane w jedną całość
- **Wysokość (z półkolem):** ok. 18,5 cm

-
- **Szerokość:** ok. 7,5 cm
 - **Głębokość:** ok. 7,5 cm
 - **Przeznaczenie:** ćwiczenia w podwieszeniu w kabinie UGUL/PUR

Z czym łączyć ciężarek miękki 1,5 kg?

Aby uzyskać w pełni funkcjonalne stanowisko do ćwiczeń w podwieszeniu, ciężarek miękki 1,5 kg warto łączyć z:

- [Esikiem – hakiem do podwieszek i linek rehabilitacyjnych do kabiny UGUL/PUR](#)
- [Linką do podwieszek KC-01L 2500 mm \(UGUL/PUR\) – z regulacją długości](#)
- [Karabińczykiem do podwieszek UGUL/PUR FX-14](#)
- innymi [podwieszkami do UGULA](#) oraz [linkami do ćwiczeń](#), dobranymi do konkretnego ćwiczenia i segmentu ciała.

Bezpieczeństwo i jakość wykonania

Półkole wykorzystywane przy produkcji ciężarków miękkich do UGUL i PUR jest **zgrzane w jedną całość**. Zmniejsza to ryzyko powstawania przerwy pomiędzy końcówkami metalu, która mogłaby przyczyniać się do przecierania materiału i skrócenia żywotności ciężarka. Dzięki temu rozwiązaniu zwiększa się **trwałość produktu i bezpieczeństwo pacjenta** podczas ćwiczeń.

Produkt uzyskał pozytywną akceptację **Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych**, co potwierdza możliwość jego stosowania w profesjonalnych placówkach medycznych.

Dodatkowe informacje i symbole zamienne

Ciężarek miękki 1,5 kg może występować również pod następującymi symbolami: **KC-19, KC/19, KC19, C3**. W praktyce jest on określany także jako **woreczek miękki 1,5 kg**.

