

Link do produktu: <https://www.ugul.pl/drabinka-do-wstawania-p-10.html>

Drabinka do wstawania z łóżka – drabinka łózkowa rehabilitacyjna UGUL

Cena brutto	98,00 zł
Cena netto	90,74 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	Drabinka

Opis produktu

Drabinka do wstawania z łóżka to praktyczny wyrób rehabilitacyjny, który ułatwia pacjentom samodzielne podciąganie się i bezpieczne wstawanie. Może być stosowana zarówno jako **drabinka łózkowa rehabilitacyjna** dla seniorów i osób po urazach, jak i jako element wyposażenia kabiny **UGUL** w gabinecie fizjoterapii.

Zastosowanie drabinki łózkowej do wstawania

Drabinka do wstawania wspiera codzienną pielęgnację i rehabilitację pacjentów z ograniczoną sprawnością. Sprawdza się szczególnie w:

- rehabilitacji po urazach ortopedycznych i zabiegach operacyjnych,
- rehabilitacji osób po udarach, z osłabieniem siły mięśniowej,
- ułatwianiu **wstawania z łóżka** osobom starszym i przewlekle chorym,
- treningu mięśni rąk, obręczy barkowej i tułowia w pozycji leżącej lub półleżącej,
- stopniowej pionizacji – pacjent może podciągać się etapami, dostosowując pracę do swoich możliwości.

Drabinka jest stosowana w szpitalach, ośrodkach rehabilitacyjnych, domach opieki oraz w dobrze wyposażonych domowych stanowiskach rehabilitacyjnych – jako część [dodatków do kabiny UGUL](#) i wyposażenia łóżka rehabilitacyjnego.

Budowa i materiały – wytrzymała drabinka rehabilitacyjna

Drabinka do wstawania wykonana jest z wysokiej jakości lakierowanego drewna liściastego. Taka konstrukcja zapewnia:

- odpowiednią **sztywność i stabilność**,
- przyjemny chwyt – naturalne, ciepłe w dotyku drewno,
- łatwość utrzymania w czystości (gładka, lakierowana powierzchnia),
- estetyczny wygląd, który pasuje zarówno do łóżek szpitalnych, jak i domowych.

Dane techniczne drabinki do wstawania z łóżka

- **Maksymalne obciążenie:** 150 kg,
- **Ilość szczebli:** 6 szt.,
- **Średnica szczebli:** ok. 2 cm,
- **Szerokość szczebli:** ok. 30 cm,
- **Odległość między szczeblami:** ok. 20 cm,
- **Długość całkowita drabinki:** ok. 180 cm.

Parametry dobrano tak, aby umożliwić wygodne chwytanie kolejnych szczebli i stopniowe podciąganie się w górę – od pozycji leżącej aż do siadu na brzegu łóżka.

Korzyści z zastosowania drabinki przyłóżkowej

- **Większa samodzielność pacjenta** – możliwość samodzielnego podciągania się i wstawania z łóżka przy mniejszym udziale opiekuna.
- **Bezpieczna pionizacja** – pacjent może podnosić się etapowo, kontrolując wysiłek i zakres ruchu.
- **Odciążenie opiekuna** – mniejsza konieczność dźwigania pacjenta podczas wstawania.
- **Wsparcie rehabilitacji** – ćwiczenia z drabiną aktywizują mięśnie rąk, barków, brzucha i grzbietu.
- **Uniwersalne zastosowanie** – do łóżek rehabilitacyjnych, łóżek szpitalnych i w połączeniu z kabiną [UGUL](#).

Drabinka do wstawania jako element wyposażenia kabiny UGUL

Drabinka łóżkowa może stanowić uzupełnienie kompletnego [osprzętu do kabin UGUL](#). W połączeniu z innymi akcesoriami – takimi jak [haki Esik](#), [karabińczyki do podwieszeń](#), [skracacze do linek](#) czy [błoczek rehabilitacyjny UGUL/PUR](#) – pozwala budować funkcjonalne stanowiska ćwiczeń dla różnych grup pacjentów.

Bezpieczeństwo użytkowania

Drabinka do wstawania uzyskała pozytywną akceptację Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL), co potwierdza jej przeznaczenie jako wyrobu medycznego.

Drabinę należy montować zgodnie z instrukcją producenta oraz zaleceniami personelu medycznego. Ćwiczenia powinny być dostosowane do stanu zdrowia pacjenta i – w razie potrzeby – prowadzone pod nadzorem fizjoterapeuty lub opiekuna.

Konserwacja i higiena

- regularne przecieranie powierzchni wilgotną ściereczką z delikatnym środkiem myjącym,
- unikanie agresywnych detergentów, które mogą uszkodzić lakier,
- okresowa kontrola mocowania drabinki do łóżka i stanu szczebli,
- w razie intensywnej eksploatacji – częstsza kontrola stanu elementów drewnianych i zawieszenia.

