

Link do produktu: <https://www.ugul.pl/komplet-pasow-do-unieruchomienia-pacjenta-p-188.html>



Skórzany komplet pasów do unieruchomienia pacjenta (4 pasy)

Cena brutto	1 669,00 zł
Cena netto	1 356,91 zł
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	PU-H-U-PU-KPUJ
Kod producenta	KPUJ

Opis produktu

Skórzany komplet pasów do unieruchomienia pacjenta to zestaw 4 pasów do **czasowego ograniczenia ruchów** z mocowaniem do ramy łóżka szpitalnego lub rehabilitacyjnego. Komplet ułatwia standaryzację wyposażenia oddziału – wszystkie podstawowe elementy w jednym pakiecie.

Szybkie fakty

- **Zestaw (4 pasy):** na nadgarstki, na kostki, na klatkę piersiową, na uda
- **Mocowanie:** do ramy łóżka (regulowane łączniki, metalowe sprzączki)
- **Materiał:** trwała skóra + metalowe okucia
- **Komfort:** obejmę na kończynach z warstwą ochronną (filc) – ogranicza ryzyko otarć
- **Zastosowanie:** profesjonalne – wyłącznie przez przeszkolony personel, zgodnie z procedurami placówki
- **Wymiary pasa na klatkę piersiową i uda (model bazowy):** szer. ok. 6,5 cm, dł. pasa głównego ok. 125 cm, zakres długości po zapięciu pasków mocujących: min. 135 cm / max. 165 cm, łączniki do ramy: szerokość ok. 3 cm

Co zawiera komplet

- Pas unieruchamiający **oba nadgarstki** (mocowanie do ramy łóżka)
- Pas unieruchamiający **obie kostki** (mocowanie do ramy łóżka)
- Pas unieruchamiający **klatkę piersiową** (mocowanie do ramy łóżka)
- Pas unieruchamiający **uda** (mocowanie do ramy łóżka)

Jeśli chcesz zobaczyć szczegółowe dane i zdjęcia poszczególnych elementów, sprawdź: [pas na ręce \(nadgarstki\)](#), [pas na nogi \(kostki\)](#), [pas na klatkę piersiową / uda](#).

Zastosowanie (bezpieczeństwo i standardy)

Pasy są przeznaczone do zastosowań profesjonalnych w placówkach medycznych w sytuacjach wymagających kontrolowanego ograniczenia ruchów pacjenta. Produkt powinien być używany **wyłącznie przez przeszkolony personel** – zgodnie z procedurami placówki i obowiązującymi przepisami.

Konstrukcja i dopasowanie

-
- **Skóra + metalowe sprzączki i nity** – bez elementów plastikowych.
 - **Regulowane łączniki** ułatwiają dopasowanie do wielu konstrukcji łózek.
 - **Obejmy** kończyn z warstwą ochronną (filc) poprawiają komfort użytkowania.

Najczęstsze zastosowania zakupowe

- Zakup **kompletu** do wyposażenia dyżurki/oddziału (standaryzacja).
- Uzupełnienie brakujących elementów z kategorii [Pasy ograniczające ruchy](#).
- Alternatywnie: rozwiązania magnetyczne (np. [magnetyczny komplet pasów](#)) – zależnie od procedur.

Konserwacja i czyszczenie

Czyść pasy zgodnie z procedurą placówki oraz zaleceniami producenta. Zwykle wystarcza delikatne przetarcie wilgotną ściereczką i osuszenie. Unikaj silnych detergentów i preparatów na bazie alkoholu, które mogą osłabiać skórę oraz elementy wykończenia.