

Link do produktu: <https://www.ugul.pl/kompletny-zestaw-pasow-do-stolu-pionizacyjnego-3-szt-rzep-p-242.html>



Kompletny zestaw pasów do stołu pionizacyjnego (3 szt. – rzep)

Cena brutto	336,00 zł
Cena netto	311,11 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	PDSKPL
Kod producenta	PDSKPL

Opis produktu

Kompleksowy zestaw pasów do stołu pionizacyjnego to profesjonalne rozwiązanie medyczne, stworzone z myślą o zapewnieniu wielopunktowego, w pełni bezpiecznego unieruchomienia pacjenta podczas zabiegów rehabilitacyjnych. Zestaw ten idealnie sprawdza się w szpitalach, przychodniach specjalistycznych, domach opieki oraz gabinetach fizjoterapii, gdzie prowadzona jest pionizacja bierna i czynna. Zastosowanie gotowego kompletu gwarantuje stabilne podparcie na całej długości leżyska i skutecznie chroni pacjenta przed niekontrolowanym zsunięciem się podczas zmiany pozycji z leżącej na stojącą.

W skład prezentowanego zestawu wchodzi **trzy pasy medyczne o zróżnicowanej szerokości**: dwie sztuki pasów szerszych (ok. 19,5 cm) dedykowanych do pewnej stabilizacji tułowia oraz klatki piersiowej, a także jedna sztuka pasa węższego (ok. 14,5 cm), który doskonale sprawdza się przy asekuracji kończyn dolnych lub bioder. Wszystkie elementy wykonano z niezwykle trwałej, odpornej na rozciąganie i przetarcia elanobawełny. Materiał ten jest jednocześnie bardzo przyjazny dla skóry i nie powoduje podrażnień. Dzięki zastosowaniu mocnych zapiek na rzep, personel medyczny może w kilka sekund idealnie dopasować obwód i napięcie każdego pasa do budowy anatomicznej pacjenta.

Pasy o uniwersalnej długości ok. 2 metrów pasują do większości stołów pionizacyjnych i rehabilitacyjnych wyposażonych w standardowe uchwyty boczne. Zestaw może stanowić samodzielny system zabezpieczeń lub współgrać z innymi elementami wyposażenia pracowni kinezyterapii oraz kabin UGUL, pozwalając na precyzyjne dostosowanie poziomu unieruchomienia do aktualnego stanu klinicznego pacjentów po udarach, urazach czy długotrwałym unieruchomieniu.

Cechy i zawartość zestawu pasów stabilizacyjnych:

- kompletny system asekuracji składający się z 3 profesjonalnych pasów medycznych,
- **w zestawie: 2 sztuki pasów szerszych (ok. 19,5 cm) oraz 1 sztuka pasa węższego (ok. 14,5 cm),**
- wykonane z wysokiej jakości elanobawełny odpornej na intensywne użytkowanie,
- mocne zapiecia na rzep pozwalające na płynną i błyskawiczną regulację obwodu,
- uniwersalna długość całkowita (ok. 2 m na każdy pas) kompatybilna z większością stołów,
- skuteczna ochrona przed zsunięciem się z leżyska bez wywoływania nadmiernego ucisku,
- doskonałe wsparcie podczas pionizacji pacjentów z zaburzeniami równowagi,
- materiał łatwy w codziennej pielęgnacji i czyszczeniu.

Wymiary i parametry techniczne zestawu:

Skład całego zestawu	3 sztuki pasów stabilizacyjnych
Długość całkowita pasów	ok. 2 m (każdy pas w zestawie)

Szerokości elementów w komplecie	2x szeroki (ok. 19,5 cm) + 1x węższy (ok. 14,5 cm)
Rodzaj zapięcia	Mocny, szeroki rzep o dużej powierzchni szczepnej
Materiał wykonania	Wytrzymała elanobawełna (odporna na rozciąganie)
Dostępne warianty kolorystyczne	Niebieski, Zielony
Przeznaczenie i zastosowanie	Pionizacja i stabilizacja tułowia oraz kończyn / UGUL

Najczęściej zadawane pytania (FAQ):

1. Dlaczego zestaw zawiera pasy o dwóch różnych szerokościach?

Taka konfiguracja (dwa pasy o szerokości 19,5 cm oraz jeden o szerokości 14,5 cm) zapewnia optymalną, wielopunktową stabilizację ciała zgodnie z zasadami biomechaniki. Szersze pasy idealnie nadają się do asekuracji większych partii ciała, takich jak klatka piersiowa czy miednica, ponieważ rozkładają siłę nacisku na większą powierzchnię tułowia. Pas węższy (14,5 cm) sprawdza się znakomicie do precyzyjnej stabilizacji ud, nóg lub u pacjentów o drobniejszej budowie anatomicznej.

2. Czy pasy z tego kompletu będą pasować do mojego stołu rehabilitacyjnego?

Pasy mają uniwersalną długość całkowitą wynoszącą około 2 metrów, co pozwala na swobodne opasanie pacjenta i bezproblemowe przypięcie materiału do bocznych uchwytów montażowych. Rozwiązanie to jest kompatybilne z większością standardowych stołów pionizacyjnych, medycznych oraz aparatów kinezyterapeutycznych dostępnych na rynku.

3. Jak należy prawidłowo czyścić i konserwować pasy z elanobawełny?

W celu zachowania wysokiej trwałości wyrobu medycznego zaleca się regularne przecieranie powierzchni pasów wilgotną ściereczką nasączoną łagodnym środkiem myjącym lub dezynfekującym, a następnie ich dokładne osuszenie. Należy bezwzględnie unikać stosowania agresywnej chemii, silnych wybielaczy oraz całkowitego, długotrwałego moczenia pasów, co mogłoby negatywnie wpłynąć na strukturę rzepów i skrócić żywotność materiału.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Niebieski , Zielony