

Link do produktu: <https://www.ugul.pl/linka-5720-mm-z-trzema-bloczkami-p-28.html>

Linka KC-04 5720 mm wydłużona - 3 bloczki do ćwiczeń samowspomaganych (UGUL/PUR)

Cena brutto **158,00 zł**Cena netto **146,30 zł**Czas wysyłki **24 godziny**Numer katalogowy **KC-04**

Opis produktu

KC-04 – wersja wielobloczkowa do płynnego ruchu

- Układ 3 bloczków zapewnia bardzo równomierne prowadzenie linki.
- Wydłużona długość i regulacja – łatwe dopasowanie do stanowiska.
- Wysoka wytrzymałość, solidne uchwyty, praca codzienna w UGUL/PUR.

Linka KC-04 5720 mm (572 cm) z trzema bloczkami jest osprzętem stosowanym w **Uniwersalnych Gabinetach U** sprawiania **Leczniczego - UGUL**. Linka jest specjalnie pleciona i wykonana z wysokiej jakości materiału oraz jest zaopatrzona w trzy bloczki, co maksymalizuje jej zastosowanie w kinezyterapii w kabinach **UGUL**. Linka 5,72 m wykorzystywana podczas ćwiczeń: czynno-biernych, czynnych w odciążeniu, czynnych z oporem itp. Rączki są wykonane z tworzywa, są odpowiednio wyprofilowane dzięki czemu doskonale pasują do dłoni. Dodatkowo rączki zaopatrzone są w **metalowy uchwyt** dzięki czemu jest ona trwalsza. Duże kółko bloczka przekłada się na mniejszą liczbę obrotów na osi bloczka co wpływa na niski opór samego bloczka do linek co się przekłada również na żywotność tego elementu.

Oczko na linkę w uchwycie nie zawiera ostrych krawędzi - co zwiększa wytrzymałość oraz nie strzępi linki. Pełne oczka bez "przerw" (konkurencja stosuje często oczka typu świński ogonek itp.) nasze "oczka" w których montuje się linkę zamontowane w dwóch punktach dzięki czemu uchwyty są trwalsze i wytrzymalsze.

Właściwości higieniczne i zalecenia dezynfekcji

Rączki linki KC-04 wykonane są z **tworzywa technicznego klasy premium**. W warunkach użytkowania w placówkach rehabilitacyjnych materiał ten spełnia podstawowe wymogi higieniczne przy zachowaniu prawidłowej procedury dezynfekcji.

Tworzywo jest materiałem nieporowatym, odpornym na wilgoć i typowe środki dezynfekujące. Nie wchłania wody ani wydzielin skórnych, co ułatwia utrzymanie higieny powierzchni. Materiał zachowuje swoje właściwości w kontakcie z preparatami alkoholowymi i na bazie związków czwartorzędowych, stosowanymi powszechnie w placówkach medycznych i rehabilitacyjnych.

Zalecane środki i metody dezynfekcji

Do dezynfekcji rączek zaleca się preparaty zarejestrowane jako wyroby medyczne lub biobójcze (kategoria PT2), przeznaczone do powierzchni medycznych. Skuteczne są środki na bazie alkoholu izopropylowego (IPA) lub etanolu w stężeniu 70%, a także preparaty zawierające czwartorzędowe sole amoniowe (QAC). Dobrym wyborem są gotowe chusteczki dezynfekujące do powierzchni medycznych, np. Sani-Cloth, Bacillol Tissues, Meliseptol Foam lub ich odpowiedniki. Dezynfekcję należy przeprowadzać metodą przetrucia powierzchni, zapewniając wymagany czas kontaktu środka zgodnie z instrukcją preparatu (zazwyczaj 1-5 minut).

Linka KC-04 wykonywana jest z liny o średnicy około 6 mm z rdzeniem zwiększającym trwałość. Informacja o wytrzymałości do 250 kg oraz test 500 daN odnoszą się do samej liny użytej do produkcji linki, a nie do całego gotowego zestawu po zamontowaniu. Bezpieczeństwo użytkowania zależy również od sposobu mocowania, stanu bloczków, uchwytów, punktu zawieszenia oraz wykonywania ćwiczeń zgodnie z zaleceniami rehabilitanta.

Warto zwrócić uwagę, że linka KC-04 posiada regulację długości, co nie zawsze jest standardem w linkach do ćwiczeń i podwieszeń UGUL/PUR.

Średnica linki wynosi około 6 mm (Ø 6 mm).

Sprawdź także krótsze lub prostsze wersje: [KC-03 2450 mm – 2 bloczki](#) | [KC-03 2450 mm – 1 bloczek](#) | [KC-03 4000 mm – 2 bloczki](#).

Uzyskała pozytywną akceptację Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.



Zamiennie stosowane symbole i nazwy produktu: linka KC-04 5720 mm z 3 bloczkami, KC04, KC-04, KC/04, L5, L5720, linka 572 cm do ćwiczeń samowspomaganych, linka rehabilitacyjna do UGUL/PUR. W ofertach innych sprzedawców podobna linka bywa oznaczana także jako L550 lub linka 550 cm — przed zakupem warto porównać rzeczywistą długość, liczbę bloczków i sposób regulacji.