

Link do produktu: <https://www.ugul.pl/magnetyczne-pasy-unieruchamiajace-na-kostki-p-190.html>

Magnetyczne pasy unieruchamiające na kostki SalvaFIX Memory Pro S/M/L



Cena brutto	639,00 zł
Cena netto	591,67 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	U-TGO-SVF3351/3350/3352

Opis produktu

SalvaFIX Memory Pro – magnetyczne pasy unieruchamiające na kostki pacjenta

Magnetyczne pasy unieruchamiające na kostki SalvaFIX Memory Pro to profesjonalny element systemu ograniczającego ruchy pacjenta w łóżku, na noszach lub w warunkach transportu medycznego. Produkt służy do kontrolowanego zabezpieczenia kończyn dolnych w obrębie kostek i jest przeznaczony do stosowania przez przeszkolony personel, zgodnie z procedurami placówki oraz obowiązującymi przepisami.

Ten model sprawdzi się tam, gdzie potrzebne są **pasy magnetyczne do unieruchomienia pacjenta**, pasy na kostki do łóżka szpitalnego, pasy do zabezpieczenia nóg pacjenta lub element systemu ograniczającego ruchy w placówce medycznej, opiekuńczej albo psychiatrycznej. Zapięcie magnetyczne ogranicza ryzyko przypadkowego lub nieuprawnionego rozpięcia, ponieważ do otwarcia zamka potrzebny jest dedykowany klucz magnetyczny.

Co znajduje się w zestawie?

Zgodnie z danymi producenta dla serii SalvaFIX Memory Pro SVF3351 / SVF3350 / SVF3352 / SVF3353 zestaw obejmuje komplet do zabezpieczenia obu kostek oraz elementy zamykające potrzebne do pracy systemu.

- **2 opaski unieruchamiające na kostki** – na lewą i prawą nogę,
- **1 pas mocujący do ramy łóżka**,
- **4 zamki magnetyczne SalvaFIX**,
- **1 klucz magnetyczny SalvaFIX** do otwierania zamków,
- **instrukcję bezpieczeństwa i użytkowania**.

Liczba zamków i kluczy jest taka sama dla dostępnych wariantów: **rozmiary S, M i L zawierają 4 zamki magnetyczne oraz 1 klucz magnetyczny**.

Rozmiary pasów na kostki SalvaFIX

Rozmiar	Obwód kostki	Kod producenta	Zawartość zamków i kluczy
S	14-20 cm	SVF 3351	4 zamki magnetyczne + 1 klucz

M	19-25 cm	SVF 3350	4 zamki magnetyczne + 1 klucz
L	24-30 cm	SVF 3352	4 zamki magnetyczne + 1 klucz

Producent przewiduje również wariant XL w serii SalvaFIX Memory Pro, jednak w tej karcie produktu prezentowane są rozmiary dostępne do wyboru w sklepie: S, M i L.

Najważniejsze cechy produktu

- **System magnetyczny** – pasy zamykane są przy użyciu zamków magnetycznych SalvaFIX.
- **Kontrola dostępu** – otwarcie wymaga użycia klucza magnetycznego.
- **Komplet do obu kostek** – 2 opaski oraz pas mocujący do ramy łóżka.
- **Materiał: 100% poliester** – przystosowany do intensywnego użytkowania w placówkach.
- **Miękkie wykończenie wewnętrzne** – poprawia komfort i ogranicza ryzyko otarć.
- **Metalowe oczka i pierścienie** – elementy wzmacniające system mocowania.
- **Latex free** – produkt nie zawiera lateksu.
- **Możliwość prania do 90°C** – zgodnie z zaleceniami producenta.

Zastosowanie pasów magnetycznych na kostki

Pasy SalvaFIX Memory Pro służą do zabezpieczenia stóp i nóg pacjenta w obrębie kostek, gdy konieczne jest ograniczenie niekontrolowanych ruchów kończyn dolnych. Mogą być stosowane jako element systemu bezpieczeństwa w placówkach medycznych, opiekuńczych, psychiatrycznych, geriatrycznych, na łóżkach szpitalnych, noszach lub w transporcie medycznym, jeżeli procedury placówki dopuszczają użycie wyrobów ograniczających ruchy pacjenta.

Jeżeli potrzebujesz rozbudować system, sprawdź także inne produkty z tej samej kategorii: [pasy ograniczające ruchy](#), [pasy magnetyczne na nadgarstki](#), [pas magnetyczny na tułów](#), [pas magnetyczny na uda](#) oraz [kompletny zestaw pasów unieruchamiających SalvaFIX](#).

Dane techniczne i identyfikacja

- **Seria:** SalvaFIX Memory Pro
- **Producent:** Medicare System / SalvaFIX
- **Typ produktu:** pasy magnetyczne na kostki pacjenta
- **Materiał:** 100% poliester
- **Szerokość opasek:** 8 cm
- **Rozmiary w karcie:** S 14-20 cm, M 19-25 cm, L 24-30 cm
- **Kody producenta:** SVF 3351 / SVF 3350 / SVF 3352
- **Numer katalogowy w sklepie:** U-TGO-SVF3351/3350/3352
- **Zawartość:** 2 opaski na kostki, pas mocujący do łóżka, 4 zamki magnetyczne, 1 klucz magnetyczny, instrukcja

Bezpieczeństwo użytkowania

- Produkt powinien być stosowany wyłącznie przez przeszkolony personel.
- Użycie pasów musi być zgodne z procedurami placówki, obowiązującymi przepisami i decyzją osoby uprawnionej.
- Podczas stosowania wymagany jest stały nadzór nad pacjentem oraz regularna kontrola skóry, komfortu i krążenia.
- Do systemu należy stosować oryginalne elementy SalvaFIX, w tym odpowiednie zamki i klucze magnetyczne.
- Klucz magnetyczny należy przechowywać poza dostępem osób nieuprawnionych.
- U pacjentów z rozrusznikiem serca należy zachować bezpieczną odległość klucza magnetycznego od urządzenia.

Czyszczenie i konserwacja

- Pasy można prać do **90°C**, zgodnie z zaleceniami producenta.
- Przed praniem należy usunąć elementy zamykające, jeżeli są zamontowane.
- Zamków i elementów magnetycznych nie należy prać razem z pasami.
- Producent wskazuje: nie wybielać i nie prasować.
- Rzępy warto okresowo czyścić z włókien i zabrudzeń, aby zachować skuteczność mocowania.
- Przed ponownym użyciem należy sprawdzić stan pasów, oczek, zamków i klucza.

Elementy zapasowe do systemu SalvaFIX

W przypadku potrzeby dokupienia elementów zapasowych sprawdź również: [klucz magnetyczny SalvaFIX](#) oraz [zamek magnetyczny do pasów SalvaFIX](#).

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar pasa na kostki: Rozmiar S - 14 - 20 cm (- 139,00 zł), Rozmiar M - 19 - 25 cm , Rozmiar L - 24 - 30 cm