

Link do produktu: <https://www.ugul.pl/magnetyczne-pasy-unieruchamiajace-na-nadgarstki-p-189.html>



Magnetyczne pasy unieruchamiające na nadgarstki SalvaFIX Memory Pro M/L

Cena brutto	569,00 zł
Cena netto	526,85 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	U-TGO-SVF3250/3252

Opis produktu

SalvaFIX Memory Pro – magnetyczne pasy unieruchamiające na nadgarstki pacjenta

Magnetyczne pasy unieruchamiające na nadgarstki SalvaFIX Memory Pro to profesjonalny element systemu ograniczającego ruchy pacjenta w warunkach placówki medycznej, opiekuńczej lub oddziału, w którym wymagane jest kontrolowane zabezpieczenie rąk. Produkt przeznaczony jest do stosowania przez przeszkolony personel, zgodnie z procedurami placówki, aktualnymi przepisami oraz decyzją osoby uprawnionej.

Ten model sprawdzi się tam, gdzie potrzebne są **pasy magnetyczne do unieruchomienia pacjenta**, pasy na nadgarstki z kontrolą dostępu, pasy z zamkiem magnetycznym lub element systemu ograniczającego ruchy pacjenta w łóżku. Zapięcie magnetyczne ogranicza ryzyko przypadkowego lub nieuprawnionego rozpięcia, ponieważ do otwarcia zamka potrzebny jest dedykowany klucz magnetyczny.

Co znajduje się w zestawie?

Zgodnie z danymi producenta dla modeli SalvaFIX Memory Pro SVF 3250 i SVF 3252 zestaw zawiera komplet na oba nadgarstki oraz elementy zamykające potrzebne do użytkowania systemu.

- **2 pasy unieruchamiające na nadgarstki** – na lewy i prawy nadgarstek,
- **4 zamki magnetyczne SalvaFIX**,
- **1 klucz magnetyczny SalvaFIX** do otwierania zamków,
- **instrukcję bezpieczeństwa i użytkowania**.

Liczba zamków i kluczy jest taka sama dla obu wariantów dostępnych w tej karcie produktu: **rozmiar M oraz rozmiar L zawierają 4 zamki magnetyczne i 1 klucz magnetyczny**.

Rozmiary pasów na nadgarstki SalvaFIX

Rozmiar	Obwód nadgarstka	Kod producenta	Zawartość zamków i kluczy
M	15-20 cm	SVF 3250	4 zamki magnetyczne + 1 klucz
L	20-25 cm	SVF 3252	4 zamki magnetyczne + 1

			klucz
--	--	--	-------

Najważniejsze cechy produktu

- **System magnetyczny** – pasy zamykane są przy użyciu zamków magnetycznych SalvaFIX.
- **Kontrola dostępu** – otwarcie wymaga użycia klucza magnetycznego.
- **Miękkie wykończenie wewnętrzne** – ogranicza ryzyko otarć i poprawia komfort pacjenta.
- **Materiał: 100% poliester** – przystosowany do intensywnego użytkowania w placówkach.
- **Możliwość prania do 90°C** – zgodnie z zaleceniami dotyczącymi higieny produktu.
- **Metalowe oczka i elementy systemu** – dostosowane do pracy z zamkami SalvaFIX.
- **Rozmiary M i L** – dobierane według obwodu nadgarstka.

Zastosowanie pasów magnetycznych na nadgarstki

Pasy SalvaFIX Memory Pro służą do zabezpieczenia nadgarstków pacjenta w łóżku, gdy konieczne jest ograniczenie niekontrolowanych ruchów kończyn górnych. Produkt może być stosowany jako element systemu bezpieczeństwa w placówkach medycznych, oddziałach opiekuńczych, psychiatrycznych, geriatrycznych lub innych miejscach, w których procedury dopuszczają użycie wyrobów ograniczających ruchy pacjenta.

W przypadku potrzeby rozbudowy systemu warto sprawdzić także inne produkty z tej samej kategorii: [pasy ograniczające ruchy](#), [pasy magnetyczne na kostki](#), [pas magnetyczny na tułów](#) oraz [kompletny zestaw pasów unieruchamiających SalvaFIX](#).

Dane techniczne i identyfikacja

- **Seria:** SalvaFIX Memory Pro
- **Producent:** Medicare System / SalvaFIX
- **Typ produktu:** pasy magnetyczne na nadgarstki pacjenta
- **Materiał:** 100% poliester
- **Rozmiary:** M 15–20 cm, L 20–25 cm
- **Kody producenta:** SVF 3250 / SVF 3252
- **Numer katalogowy w sklepie:** U-TGO-SVF3250/3252
- **EAN M:** 8436035355907
- **EAN L:** 8436035355945
- **Zawartość:** 2 pasy, 4 zamki magnetyczne, 1 klucz magnetyczny, instrukcja

Bezpieczeństwo użytkowania

- Produkt powinien być stosowany wyłącznie przez przeszkolony personel.
- Użycie pasów musi być zgodne z procedurami placówki, obowiązującymi przepisami i decyzją osoby uprawnionej.
- Podczas stosowania wymagany jest stały nadzór nad pacjentem oraz regularna kontrola skóry, komfortu i krążenia.
- Do systemu należy stosować oryginalne elementy SalvaFIX, w tym odpowiednie zamki i klucze magnetyczne.
- Klucz magnetyczny należy przechowywać poza dostępem osób nieuprawnionych.

Czyszczenie i konserwacja

- Pasy można prać do **90°C**, zgodnie z zaleceniami producenta.
- Przed praniem należy usunąć elementy zamykające, jeżeli są zamontowane.
- Zamków i elementów magnetycznych nie należy prać razem z pasami.
- Rzępy warto okresowo czyścić z włókien i zabrudzeń, aby zachować skuteczność mocowania.
- Przed ponownym użyciem należy sprawdzić stan pasów, oczek, zamków i klucza.

Dla kogo jest ten produkt?

Produkt jest przeznaczony dla placówek, które potrzebują profesjonalnego systemu do zabezpieczenia nadgarstków pacjenta w łóżku. Będzie odpowiedni dla klientów, którzy szukają nie zwykłej opaski ani stabilizatora, ale specjalistycznych **pasów magnetycznych do unieruchomienia pacjenta** z kompletem zamków i kluczem.

W przypadku potrzeby dokupienia elementów zapasowych sprawdź również: [klucz magnetyczny SalvaFIX](#) oraz [zamek magnetyczny do pasów SalvaFIX](#).

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar pasa na nadgarstki: Rozmiar M - 15 - 20 cm , Rozmiar L - 20 - 25 cm