

Link do produktu: <https://www.ugul.pl/magnetyczny-komplet-pasow-unieruchamiajacych-p-191.html>



Magnetyczny komplet pasów unieruchamiających SalvaFIX Memory Pro M/L/XL

Cena brutto	2 240,00 zł
Cena netto	2 074,07 zł
Cena poprzednia	2 400,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	U-TGO-SVF3150/3152

Opis produktu

Komplet pasów SalvaFIX Memory Pro – pełny system z zamkami magnetycznymi

Magnetyczny komplet pasów unieruchamiających SalvaFIX Memory Pro to pełny system pasów ograniczających ruchy pacjenta w łóżku. Zestaw obejmuje najważniejsze elementy potrzebne do kontrolowanego zabezpieczenia tułowia, klatki piersiowej, nadgarstków i kostek. Produkt jest przeznaczony do profesjonalnego stosowania przez przeszkolony personel, zgodnie z procedurami placówki oraz obowiązującymi przepisami.

Ten wariant warto wybrać wtedy, gdy potrzebny jest **kompletny system pasów SalvaFIX**, a nie pojedynczy pas na nadgarstki, kostki, tułów lub uda. W zestawie znajdują się elementy do stworzenia spójnego systemu z zamkami magnetycznymi oraz kluczami magnetycznymi przeznaczonymi do kontroli dostępu.

Co znajduje się w komplecie SalvaFIX?

Zgodnie z danymi producenta, komplet SalvaFIX Memory Pro zawiera elementy potrzebne do zabezpieczenia pacjenta w kilku punktach oraz akcesoria do organizacji i obsługi systemu.

Ilość	Element zestawu
1 szt.	Pas na tułów z bocznymi taśmami
1 szt.	Pas kroczeniowy
2 szt.	Pasy na nadgarstki
2 szt.	Pasy na kostki
1 szt.	Pas mocujący do łóżka dla pasów na kostki
1 szt.	Uprząż na klatkę piersiową
1 szt.	Pas mocujący do łóżka dla uprząży
15 szt. / 16 szt.	Zamki magnetyczne: 15 szt. w rozmiarze M, 16 szt. w

	rozmiarach L i XL
4 szt.	Klucze magnetyczne
1 szt.	Torba transportowa
1 szt.	Breloczek / uchwyt na klucz dla personelu

Najważniejsza różnica między rozmiarami dotyczy liczby zamków: **rozmiar M zawiera 15 zamków magnetycznych, a rozmiary L i XL zawierają 16 zamków magnetycznych**. W każdym wariantie komplet zawiera **4 klucze magnetyczne**.



Uprząż
na klatkę
piersiową



Pasy na
nadgarstki



Pas na tułów



Torba
transportowa



Ujęcie
krocza



Pasy na
kostki



Klucz magnetyczny
Zamek magnetyczny



Szybka identyfikacja rozmiaru
S (Żółty) M (Niebieski)
L (Zielony) XL (Czerwony)

Rozmiary kompletu SalvaFIX Memory Pro

Rozmiar	Pas na tułów	Pasy na nadgarstki	Pasy na kostki	Zamki i klucze
M	68-108 cm	15-20 cm	19-25 cm	15 zamków + 4 klucze
L	95-135 cm	20-25 cm	24-30 cm	16 zamków + 4 klucze
XL	115-150 cm	25-30 cm	29-35 cm	16 zamków + 4 klucze

Najważniejsze cechy kompletu

- **Pełny system SalvaFIX** – jeden komplet obejmuje pas na tułów, uprząż, pasy na nadgarstki i pasy na kostki.
- **15 lub 16 zamków magnetycznych** – liczba zależy od wybranego rozmiaru.
- **4 klucze magnetyczne** – w każdym wariantie rozmiarowym.
- **System magnetyczny** – zamki otwierane są dedykowanym kluczem magnetycznym.
- **Możliwość używania elementów osobno** – poszczególne części systemu mogą być stosowane zgodnie z potrzebami i procedurami placówki.
- **Miękkie wykończenie od strony ciała** – poprawia komfort i ogranicza ryzyko otarć.
- **Elementy organizacyjne** – torba transportowa oraz uchwyt na klucz ułatwiają przechowywanie i pracę personelu.
- **Rozmiary M/L/XL** – wybór wariantu według wymiarów pacjenta.

Zastosowanie kompletnego systemu pasów SalvaFIX

Komplet SalvaFIX Memory Pro jest przeznaczony do placówek medycznych, opiekuńczych, geriatrycznych i psychiatrycznych, w których procedury dopuszczają stosowanie profesjonalnych systemów ograniczających ruchy pacjenta. Zestaw sprawdza się wtedy, gdy potrzebne jest nie tylko pojedyncze zabezpieczenie nadgarstków lub kostek, ale pełny system obejmujący kilka punktów stabilizacji.

Jeżeli potrzebujesz pojedynczych elementów systemu, sprawdź również: [pasy magnetyczne na nadgarstki](#), [pasy magnetyczne na kostki](#), [pas magnetyczny na tułów](#), [uprząż na klatkę piersiową](#) oraz [pas magnetyczny na uda](#).

Elementy zapasowe do systemu SalvaFIX

W przypadku potrzeby dokupienia elementów zapasowych sprawdź: [klucz magnetyczny SalvaFIX](#) oraz [zamek magnetyczny do pasów SalvaFIX](#).

Czyszczenie i konserwacja

- Pasy można prać do **90°C**, zgodnie z zaleceniami producenta.
- Przed praniem należy usunąć elementy zamykające, jeżeli są zamontowane.
- Zamków magnetycznych i kluczy nie należy prać razem z pasami.
- Rzępy warto okresowo czyścić z włókien i zabrudzeń, aby zachować skuteczność mocowania.
- Przed ponownym użyciem należy sprawdzić stan pasów, oczek, zamków i kluczy.

Bezpieczeństwo użytkowania

- Produkt powinien być stosowany wyłącznie przez przeszkolony personel.
- Użycie systemu musi być zgodne z procedurami placówki, obowiązującymi przepisami i decyzją osoby uprawnionej.
- Podczas stosowania wymagany jest nadzór nad pacjentem oraz regularna kontrola skóry, komfortu i krążenia.
- Do systemu należy stosować oryginalne elementy SalvaFIX, w tym właściwe zamki i klucze magnetyczne.
- Klucze magnetyczne powinny być przechowywane poza dostępem osób nieuprawnionych.
- U pacjentów z rozrusznikiem serca należy zachować bezpieczną odległość klucza magnetycznego od urządzenia.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz rozmiar kompletu: Rozmiar M , Rozmiar L , Rozmiar XL