

Link do produktu: <https://www.ugul.pl/orczyk-p-84.html>

Orczyk do Pętli Glissona – wyciąg szyjny UGUL US-03



Cena brutto	52,00 zł
Cena netto	42,28 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	US-03

Opis produktu

Orczyk do Pętli Glissona US-03 to stalowy, hartowany pręt przeznaczony do pracy pod obciążeniem w trakcie **wyciągu szyjnego kręgosłupa**. Stanowi element osprzętu do **Pętli Glissona** stosowanej w **kabinie UGUL** oraz innych stanowiskach do trakcji szyjnej.

Podczas zabiegu rehabilitacyjnego **orczyk stabilizuje Pętlę Glissona**, zapewniając równomierne rozłożenie sił i bezpieczne prowadzenie wyciągu szyjnego. Jest to **oryginalny element osprzętu UGUL**, kompatybilny z akcesoriami i dodatkami dostępnymi w kategorii [Dodatki do UGUL](#).

Zastosowanie orczyka do Pętli Glissona

- stabilizowanie **Pętli Glissona** podczas **wyciągu szyjnego kręgosłupa**,
- wykorzystanie w **Uniwersalnych Gabinetach Usprawniania Leczniczego (UGUL)** oraz w kabinach typu PUR,
- zabiegi trakcji szyjnej w gabinetach fizjoterapii, szpitalach, sanatoriach i ośrodkach rehabilitacji,
- uzupełnienie zestawów osprzętu do kabiny UGUL – w połączeniu z [karabińczykami](#), bloczkami i linkami rehabilitacyjnymi.

Parametry techniczne orczyka US-03

- **Model:** US-03 (spotykany także jako US03, US/03)
- **Materiał:** stal odpowiednio hartowana do pracy pod obciążeniem
- **Przeznaczenie:** osprzęt do Pętli Glissona i wyciągu szyjnego w kabinach UGUL
- **Szerokość całkowita:** ok. 370 mm
- **Wysokość całkowita:** ok. 150 mm
- **Konstrukcja:** pręt stalowy z zakończeniami haczykowatymi do mocowania pętli

Dlaczego warto wybrać ten orczyk do wyciągu szyjnego?

- **Bezpieczna praca pod obciążeniem** – stal hartowana i odpowiednia geometria zapewniają stabilne prowadzenie wyciągu szyjnego.
- **Kompatybilność z osprzętem UGUL** – współpracuje z [Pętlą Glissona US-02](#) oraz innymi elementami osprzętu do ćwiczeń w podwieszeniu.
- **Łatwy montaż** – pętla mocowana jest za pomocą stalowych półkoli zakładanych na haczykowate końce orczyka.
- **Rozwiązanie stosowane w profesjonalnej rehabilitacji** – orczyk wykorzystywany jest w gabinetach fizjoterapii, szpitalach i sanatoriach.

Orczyk do Pętli Glissona US-03 uzyskał pozytywną akceptację Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, co potwierdza możliwość stosowania go jako elementu wyposażenia wyrobów medycznych.



Zamiennie stosowane symbole orczyka: **US-03, US03, US/03**.