

Link do produktu: <https://www.ugul.pl/osprzet-do-ugula-zestaw-maksimum-81-elementow-p-111.html>



Osprzęt do UGULa - zestaw maksimum (81 elementów)

Cena brutto	2 599,00 zł
Cena netto	2 406,48 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	UGUL-O-MAKS

Opis produktu

Osprzęt do UGUL – zestaw maksimum (81 elementów)

Najbardziej wszechstronny komplet do kabiny UGUL dla placówek i wymagających użytkowników. Zestaw **81 elementów** łączy linki L1-L5, anatomiczne podwieszki, pełną paletę ciężarków 0,5-4 kg oraz **Pętlę Glissona** – wszystko do pracy w odciążeniu, z oporem, czynno-biernej i samowspomaganej.

Podsumowanie: Zestaw maksimum do UGUL, 81 elementów: linki L1-L5, podwieszki (ramię, udo, kolano, miednica, klatka, głowa), ciężarki 0,5-4 kg (2x każdy), 30 esików, 2 pasy stabilizujące, Pętla Glissona, uchwyty. Darmowa dostawa, wysyłka 24 h.

Najważniejsze atuty

- **Kompletność 81 el.** – gotowy do większości protokołów UGUL, w tym trakcji szyjnej (Pętla Glissona).
- **Precyzja obciążenia** – pełna drabinka ciężarków 0,5-4 kg (po 2 szt. z każdego zakresu).
- **Ergonomia i szybkość pracy** – 30 esików, uchwyty, linki L1-L5 z bloczkami.
- **Komfort pacjenta** – anatomiczne podwieszki i peloty, miękkie ciężarki.
- **Logistyka** – wysyłka 24 h i darmowa dostawa (zgodnie z informacją na karcie).

Jakie ćwiczenia wykonasz?

- **Czynne w odciążeniu** – zmniejszenie bólu, poprawa zakresu ruchu.
- **Czynne z oporem** – dokładne dozowanie obciążenia (bloczek + ciężarek).
- **Czynno-bierne** – wspomaganie ruchu po urazach/zabiegach.
- **Samowspomagane** – kontrolowane prowadzenie ruchu przez pacjenta.
- **Trakcja szyjna** – Pętla Glissona w zestawie.

Dla kogo?

Dla gabinetów fizjoterapii, ośrodków rehabilitacji, szpitali, szkół oraz użytkowników domowych **po konsultacji z fizjoterapeutą** (szczególnie przy bólach kręgosłupa, po urazach, w korekcji postawy).

Co zawiera zestaw – skrótowo

- **Linki:** L1-L5 (w tym do ćwiczeń z bloczkami i samowspomaganych).
- **Podwieszki:** ramienna, udowa, kolanowa, pod miednicę, klatkę piersiową i głowę; dwustawowe.

- **Ciężarki miękkie:** 0,5 / 1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 4,0 kg – **po 2 szt.** z każdego zakresu.
- **Akcesoria:** Pętla Glissona, 30 × esik, uchwyty na linkę, pasy stabilizujące, mankiety.


W zestawie występują m.in. symbole części: KC-01...KC-27, FC-03, US-02, U/4010 – pełna lista w tabeli niżej.

Porównaj z innymi zestawami UGUL

- Zestaw **minimum** (53 el.)
- Zestaw **podstawowy** (69 el.)
- Zestaw **standardowy** (82 el.)
- Zestaw **standard II** (71 el.)
- Zestaw **pełny** (133 el.)

W skład zestawu wchodzi:

	KC-01	L2	linka do podwieszeń i ćwiczeń w odciążeniu 160 cm (1600mm)	4 szt.
	KC-02	L1	linka do podwieszeń i ćwiczeń w odciążeniu 96 cm (960 mm)	6 szt.
	KC-03	L4	linka do ćwiczeń samowspomaganych dł. 245 cm (2450 mm)	1 szt.
	KC-04	L5	linka z bloczkami do ćwiczeń z obciążeniem 572 cm (5720 mm)	1 szt.
	KC-05	L3	linka z bloczkami do ćwiczeń z obciążeniem 375 cm (3750 mm)	2 szt.
	KC-06	POD5 PORA	podwieszka ramienna podwieszka przedramion i podudzi 420 x 100 mm	2 szt.
	KC-07	POD6 POUD	podwieszka udowa podwieszka ud i ramion 540 x 135 mm	2 szt.

	KC-08	POD3 POMI	podwieszka pod miednicę 730 x 230 mm	1 szt.
	KC-09	POD2 POKL	podwieszka klatki piersiowej 675 x 225 mm	1 szt.
	KC-10	POD4 POGŁ	podwieszka pod głowę 150 x 530 mm	1 szt.
	KC-11	POD7 POKO	podwieszka kolanowa (podwieszka stóp) 75 x 610 mm	2 szt.
	KC-12	POD1 PODW	podwieszka dwustawowa ze skóry (Pelota 160 x 80 + pas 40 x 135 mm)	4 szt.
	KC-13	P2 PWM	Pas do wyciągu za miednicę 1330 x 170 mm	1 szt.
	KC-14	KS	kamaszek skórzany do wyciągu 135 x 170 mm	1 szt.
	KC-17	C1	ciężarek miękki 0,5 kg	2 szt.
	KC-18	C2	ciężarek miękki 1,0 kg	2 szt.

				
	KC-19	C3	ciężarek miękki 1,5 kg	2 szt.
	KC-20	C4	ciężarek miękki 2,0 kg	2 szt.
	KC-21	C5	ciężarek miękki 2,5 kg	2 szt.
	KC-22	C6	ciężarek miękki 3,0 kg	2 szt.
	KC-23	C7	ciężarek miękki 4,0 kg	2 szt.
	KC-24	ES	esik metalowy	30 szt.
	KC-26	M1 MNK	Mankiet nadgarstkowo-kostkowy	2 szt.
	KC-27	MU	Mankiet udowy ze skóry	1 szt.

				
	FC-03	P1 PU	Pas do stabilizacji ud (Pelota 118x300mm + 2 paski 30x1100mm)	2 szt.
	US-02	PG	Pętla Glissona z orczykiem	1 szt.
	U/4010	UCH	Uchwyt metalowy na linkę	2 szt.

Wszystkie elementy osprzętu uzyskały pozytywną akceptację Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Poradniki: jak wybrać osprzęt do UGUL

Chcesz szybko porównać konfiguracje i producentów? Sprawdź analizy:

- [1. Różnice w zestawie **minimum** osprzętu do UGUL – porównanie producentów](#)
- [2. Różnice w zestawie **standardowym** osprzętu do UGUL – porównanie producentów](#)
- [3. Różnice w zestawie **pełnym** osprzętu do UGUL – porównanie producentów](#)

Wskazówki bezpieczeństwa

- Ćwicz zgodnie z zaleceniami specjalisty; zaczynaj od **niskich obciążeń** i zwiększaj je stopniowo.
- Regularnie kontroluj stan linek, esików, uchwytów i podwieszek; zużyte elementy **wymieniaj**.
- Używaj wyłącznie atestowanych punktów kotwienia.

