

Link do produktu: <https://www.ugul.pl/pajak-do-rehabilitacji-dzieci-i-doroslych-w-ugul-p-178.html>



Pajak do rehabilitacji dzieci w kabinie UGUL – pas Spider Cage Therapy

Cena brutto	440,00 zł
Cena netto	357,72 zł
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	Spider

Opis produktu

Pajak do rehabilitacji dzieci w kabinie UGUL to specjalistyczny **pas biodrowy do ćwiczeń w zawieszeniu**, stosowany w metodzie **Spider Cage Therapy**. W połączeniu z elastycznymi gumami lub linkami rehabilitacyjnymi pozwala na prowadzenie terapii ruchowej u dzieci z zaburzeniami postawy, deficytami motorycznymi oraz po urazach.

Pas pajak współpracuje z kabiną ćwiczeń i zawieszem **UGUL**, tworząc tzw. „klatkę pajaka” – system podwieszeń, w którym pacjent jest częściowo odciążony, ale ma możliwość aktywnej pracy mięśni i nauki prawidłowych wzorców ruchowych.

Co to jest pajak do rehabilitacji (Spider Cage Therapy)?

Pajak do rehabilitacji to forma **kinezyterapii**, w której pacjent zostaje przypięty do pasa i zestawu elastycznych linek lub gum mocowanych do ścian kabiny UGUL. Dzięki temu terapeuta może:

- częściowo odciążyć ciało pacjenta,
- wspierać pionizację i naukę chodu,
- pracować nad kontrolą tułowia i miednicy,
- kształtować prawidłowe wzorce ruchowe w bezpiecznych warunkach.

Terapia typu Spider Cage jest stosowana zarówno w rehabilitacji dzieci (np. z zaburzeniami rozwoju motorycznego), po urazach, operacjach czy z przewlekłymi schorzeniami neurologicznymi i ortopedycznymi.

Zastosowanie pasa pajak w kabinie UGUL

Rozszerz możliwości terapii: Zestawy gum o zróżnicowanym oporze

Skuteczność ćwiczeń w zawieszeniu zależy od precyzyjnego doboru wsparcia. Do naszych pasów oferujemy dedykowane zestawy gum, które pozwalają dostosować siłę naciągu do profilu pacjenta:

Stopień lekki - grubość 8mm, kolor zielono niebieski: dedykowany dla dzieci oraz pacjentów o niskiej masie ciała, wymagających delikatnego wspomaganie wzorców ruchowych.

Stopień średni - grubość 10mm, kolor zielono niebieski: uniwersalne rozwiązanie do standardowej terapii, zapewniające balans między swobodą ruchu a stabilizacją.

Stopień mocny - grubość 12mm, kolor czerwony: zaprojektowany z myślą o **pacjentach o większej wadze** oraz osobach wymagających **intensywnego wsparcia i mocnej stabilizacji** w celu utrzymania prawidłowej postawy.

Dzięki trzem stopniom oporu terapeuta może precyzyjnie dozować siłę odciążenia, zapewniając pacjentowi poczucie bezpieczeństwa i maksymalną efektywność każdego ćwiczenia.

Pas pająk do rehabilitacji w kabinie UGUL sprawdza się m.in. w:

- rehabilitacji dzieci z zaburzeniami napięcia mięśniowego i opóźnieniem rozwoju ruchowego,
- usprawnianiu pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD),
- rehabilitacji po urazach ortopedycznych i zabiegach operacyjnych,
- terapii pacjentów z chorobami neurologicznymi (osłabienie, zaburzenia równowagi, problemy z chodzeniem),
- korekcji wad postawy i treningu równowagi,
- ćwiczeniach chodu, przysiadów, wstawania i kontroli tułowia w odciążeniu.

Pas może być używany w gabinetach fizjoterapii, ośrodkach rehabilitacyjnych, szpitalach oraz specjalistycznych placówkach zajmujących się rehabilitacją dzieci.

Budowa pasa do pająka – komfort i bezpieczeństwo

Prezentowany **pas do pająka UGUL** został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i komforcie pacjenta:

- **szeroki pas/skóra:** ok. 10 cm – stabilne podparcie w okolicy miednicy,
- **szerokość pasa z filcem:** ok. 14 cm – miękkie wykończenie ogranicza ucisk,
- **solidny pasek do zapinania:** szerokość ok. 4 cm – pewne domknięcie pasa wokół tułowia,
- mocne przeszycia i wytrzymałe materiały przystosowane do intensywnej pracy w kabinie UGUL.

Konstrukcja pasa umożliwia wielopunktowe mocowanie linek lub gum rehabilitacyjnych, co pozwala na precyzyjne ustawienie kierunku sił działających na ciało pacjenta.

Dane techniczne – pająk do rehabilitacji UGUL

Parametry pasa Spider Cage Therapy:

- **szerokość pasa/skóry:** ok. 10 cm,
- **szerokość pasa z filcem:** ok. 14 cm,
- **szerokość paska do zapinania:** ok. 4 cm.

Dostępne obwody pasa (rozmiary)

Aby dobrze dopasować pas do pająka, zmierz obwód w okolicy bioder/miednicy pacjenta i wybierz odpowiedni zakres:

- 1 – obwód od 50 do 63 cm,
- 2 – obwód od 57 do 71 cm,
- 3 – obwód od 67 do 79 cm,
- 4 – obwód od 70 do 83 cm,
- 5 – obwód od 75 do 88 cm,
- 5A – obwód od 85 do 99 cm,
- 6 – obwód od 89 do 103 cm,
- 7 – obwód od 93 do 108 cm.

Przy wyborze rozmiaru warto zostawić niewielki margines na ubranie oraz ewentualne zmiany masy ciała pacjenta.

Co wchodzi w skład produktu?

Uwaga: prezentowany produkt obejmuje wyłącznie pas pająk. Aby zbudować pełny zestaw Spider Cage Therapy w kabinie UGUL, konieczne jest zastosowanie dodatkowych akcesoriów.

Dobór kompletu osprzętu (linki, bloczki, karabińczyki, podwieszki) warto skonsultować z fizjoterapeutą, aby dopasować zestaw do konkretnego programu rehabilitacji.

UWAGA: CENA DOTYCZY WYŁĄCZNIE PASA. DO PEŁNEGO DZIAŁANIA POTRZEBNE SĄ DODATKOWE GUMY LUB LINKI REHABILITACYJNE.

Dla kogo przeznaczony jest pas pająk do rehabilitacji?

Pas pająk do kabiny UGUL jest przeznaczony dla:

- dzieci wymagających intensywnej rehabilitacji ruchowej,
- małych pacjentów po urazach i zabiegach operacyjnych,

-
- osób z zaburzeniami równowagi i kontroli postawy,
 - pacjentów z chorobami neurologicznymi, którzy potrzebują odciążenia podczas ćwiczeń,
 - pacjentów wymagających bezpiecznej pionizacji i nauki chodu w odciążeniu.

Stosowanie pasa powinno odbywać się pod nadzorem wykwalifikowanego fizjoterapeuty lub lekarza, który dobierze rodzaj ćwiczeń, ilość podwieszów oraz siłę naciągu linek.

Bezpieczeństwo użytkowania i konserwacja

- przed rozpoczęciem terapii zawsze sprawdź stan techniczny pasa, klamer i przesyć,
- kontroluj prawidłowe dopięcie linek oraz stabilność mocowania w kabinie UGUL,
- czyść pas zgodnie z zaleceniami producenta, unikając agresywnych środków chemicznych,
- regularnie weryfikuj dopasowanie rozmiaru pasa do aktualnej sylwetki pacjenta.

Odpowiednio dobrany **pająk do rehabilitacji w kabinie UGUL** stanowi niezwykle skuteczne narzędzie terapii ruchowej, pozwalając na bezpieczną, kontrolowaną pracę nad równowagą, postawą i samodzielnością pacjenta.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Obwód pasa: BRAK , od 50 - 63 cm , od 57 - 71 cm , od 67 - 79 cm , od 70 - 83 cm , od 75 - 88 cm , 5A - od 85 - 99 cm , od 89 - 103 cm , od 93 - 108 cm

Zestaw gum do rehabilitacji: BRAK , Opór słaby (+ 385,00 zł) , Opór normalny (+ 405,00 zł) , Opór mocny (+ 450,00 zł)