

Link do produktu: <https://www.ugul.pl/pas-do-stabilizacji-do-fotela-rehabilitacyjnego-zapinany-na-rzep-p-198.html>



Pas stabilizujący do fotela rehabilitacyjnego i wózka inwalidzkiego – zapinany na rzep

Cena brutto	95,00 zł
Cena netto	87,96 zł
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

Pas stabilizujący do fotela rehabilitacyjnego, wózka inwalidzkiego i pionizatora zapewnia bezpieczną stabilizację tułowia pacjenta podczas ćwiczeń, transportu oraz codziennego siedzenia. Dzięki zapięciu na rzep i dużemu zakresowi regulacji pas sprawdzi się zarówno w placówkach medycznych, jak i w opiece domowej.

Pas stabilizujący do fotela rehabilitacyjnego i wózka – najważniejsze zalety

- długość pasa **165 cm** i szerokość **9 cm** – dopasowanie do większości foteli rehabilitacyjnych, wózków inwalidzkich i pionizatorów,
- mocne **zapięcie na rzep** (114 cm rzepu A + 20 cm i 30 cm rzepu B) – płynna regulacja i pewne trzymanie bez samoistnego luzowania,
- miękki, trwały materiał – wygodny przy dłuższym użytkowaniu, nie powoduje otarć skóry,
- stabilizacja tułowia podczas ćwiczeń, pionizacji i transportu pacjenta,
- szybkie zakładanie i zdejmowanie – praktyczne rozwiązanie dla personelu i opiekunów.

Zastosowanie pasa stabilizującego w rehabilitacji i opiece

Pas stabilizujący możesz wykorzystać w wielu sytuacjach klinicznych i domowych:

- **fotele rehabilitacyjne** – stabilizacja pacjenta podczas ćwiczeń oraz dłuższego siedzenia,
- **wózki inwalidzkie** – dodatkowe zabezpieczenie tułowia u osób z zaburzeniami równowagi lub napięcia mięśniowego,
- **pionizatory** – utrzymanie bezpiecznej pozycji podczas pionizacji i ćwiczeń w pozycji stojącej,
- **opieka domowa** – wsparcie dla opiekunów w codziennych czynnościach, np. karmieniu czy transferach.

Pas stabilizujący jest odpowiedni zarówno dla **dorosłych**, jak i **dzieci**, o ile długość 165 cm pozwala na prawidłowe opasanie tułowia oraz elementów fotela lub wózka.

Budowa pasa stabilizującego – jak działa zapięcie na rzep?

Pas wyposażono w trzy odcinki rzepów:

- **114 cm rzepu A** wszytego pośrodku pasa,
- **20 cm rzepu B** na jednym końcu,
- **30 cm rzepu B** na drugim końcu.

Taki układ umożliwia wygodne owinięcie pasa wokół tułowia pacjenta i oparcia fotela, siedziska wózka lub ram pionizatora, a

następnie dokładne dociągnięcie zapięcia. Mocne rzepy minimalizują ryzyko przypadkowego odpięcia, jednocześnie pozwalając na szybkie zwolnienie stabilizacji, gdy jest to potrzebne.

Pas stabilizujący jako element systemu akcesoriów UGUL

Pas do fotela rehabilitacyjnego dobrze uzupełnia inne [pasy do stabilizacji pacjenta](#) stosowane w gabinetach i na oddziałach. W zależności od potrzeb możesz go łączyć z:

- [pasem do stabilizacji nogi lub ręki – zapinanym na rzep](#), gdy potrzebujesz dodatkowego zabezpieczenia kończyn,
- [pasem do stabilizacji pacjenta \(pionizacji\)](#), wykorzystywanym przy ćwiczeniach w pozycji stojącej,
- [pasem stabilizującym miednicę](#) oraz [pasem stabilizującym na brzuch](#) – gdy wymagana jest bardziej rozbudowana stabilizacja tułowia.

Dzięki temu możesz zbudować **spójny system pasów stabilizujących**, dopasowany do konkretnych potrzeb pacjentów i stanowisk rehabilitacyjnych.

Podsumowanie

Pas stabilizujący do fotela rehabilitacyjnego, wózka inwalidzkiego i pionizatora to praktyczne rozwiązanie do bezpiecznego utrzymywania tułowia pacjenta w pozycji siedzącej lub stojącej. Solidne zapięcie na rzep, szeroki zakres regulacji oraz kompatybilność z popularnymi siedziskami sprawiają, że jest to uniwersalny element wyposażenia każdej placówki rehabilitacyjnej i opiekuńczej.