

Link do produktu: <https://www.ugul.pl/pas-do-stabilizacji-klatki-piersiowej-p-14.html>

Pas do stabilizacji klatki piersiowej FC-01 do kabiny UGUL



Cena brutto	65,00 zł
Cena netto	60,19 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	FC-01

Opis produktu

Pas do stabilizacji klatki piersiowej FC-01 – UGUL / most PUR

Pas do stabilizacji klatki piersiowej FC-01 to **wyrób medyczny** przeznaczony do pracy w systemach rehabilitacyjnych **UGUL** oraz przyłóżkowych mostach **PUR**. Służy do **stabilizacji i pozycjonowania tułowia** (w obrębie klatki piersiowej) podczas ćwiczeń, tak aby pacjent utrzymał zaplanowane ustawienie, a terapeuta mógł bezpiecznie prowadzić ruch w kontrolowanym zakresie.

Model FC-01 jest stosowany w sytuacjach, gdy potrzebne jest **pewne podparcie** i ograniczenie niepożądanych kompensacji tułowia. Ułatwia prowadzenie ćwiczeń **samowspomaganych, czynnych** oraz **z oporem** w rehabilitacji ortopedycznej i neurologicznej – zgodnie z planem terapeutycznym.

Zastosowanie

Pas stabilizacyjny FC-01 może być wykorzystywany m.in. w:

- rehabilitacji po urazach i zabiegach (zgodnie z zaleceniami prowadzącymi),
- terapii zespołów bólowych odcinka piersiowego, gdy ważna jest kontrola ustawienia tułowia,
- rehabilitacji neurologicznej (np. po udarach) – gdy potrzebna jest poprawa kontroli posturalnej,
- profilaktyce przykurczów i wspieraniu prawidłowej postawy podczas ćwiczeń.

Budowa i wymiary

- **Pelota** obejmująca klatkę piersiową: ok. **118 × 300 mm**
- **Pas** z dwiema regulowanymi pętlami mocującymi: ok. **40 × 1080 mm**
- **Regulacja**: dopasowanie napięcia i pozycji do pacjenta dzięki regulowanym pętlom

Najważniejsze cechy w praktyce

- **stabilizacja klatki piersiowej** i utrzymanie zaplanowanej pozycji,
- **lepsza kontrola ruchu** i ograniczenie kompensacji tułowia,
- **komfort pacjenta** dzięki odpowiednio dobranej powierzchni peloty,
- **szybkie dopasowanie** i łatwe powtarzanie ustawień w kolejnych sesjach.

Pas FC-01 w systemie pasów stabilizacyjnych

FC-01 należy do kategorii [pasy do stabilizacji](#). W zależności od celu ćwiczeń możesz dobrać także inne pasy stabilizacyjne (np. dla innych odcinków tułowia lub kończyn), aby kompletować stanowisko UGUL/PUR zgodnie z potrzebami pacjenta.

Higiena i bezpieczeństwo

Pas powinien być zakładany przez przeszkolony personel – tak, aby zapewnić stabilizację bez nadmiernego ucisku i bez ograniczania oddychania. Zaleca się regularną kontrolę stanu taśm, pętli, szwów oraz elementów regulacji. Czyszczenie wykonuj zgodnie z instrukcją producenta i procedurami higieny w placówce.

Oznaczenia zamienne: FC-01, FC01, FC/01.