

Link do produktu: <https://www.ugul.pl/pas-do-stabilizacji-klatki-piersiowej-lub-odcinka-ledzwiowego-p-15.html>

Pas do stabilizacji klatki piersiowej i odcinka lędźwiowego SE-03



Cena brutto	114,00 zł
Cena netto	105,56 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SE-03

Opis produktu

Pas do stabilizacji klatki piersiowej i odcinka lędźwiowego SE-03 - UGUL/PUR

Pas do stabilizacji klatki piersiowej i odcinka lędźwiowego SE-03 to specjalistyczny **pas stabilizacyjny** przeznaczony do pracy w systemach rehabilitacyjnych **UGUL** oraz **PUR**. Jego głównym zadaniem jest **stabilizacja i pozycjonowanie tułowia** (klatki piersiowej lub odcinka lędźwiowego) podczas prowadzenia terapii ruchowej, tak aby pacjent utrzymał właściwe ustawienie, a fizjoterapeuta miał lepszą kontrolę nad zakresem i torem ruchu.

SE-03 stosuje się wtedy, gdy w trakcie ćwiczeń potrzebne jest **pewne podparcie i ograniczenie niepożądanych kompensacji** tułowia. Pas ułatwia prowadzenie ćwiczeń **samowspomaganych, czynnych** oraz **z oporem**, a także pracę nad stabilizacją centralną w różnych pozycjach terapeutycznych.

Zastosowanie – kiedy warto użyć pasa SE-03?

Pas stabilizacyjny SE-03 bywa wykorzystywany m.in. w:

- rehabilitacji po urazach i zabiegach w obrębie tułowia oraz kręgosłupa (zgodnie z zaleceniami prowadzącymi),
- zespołach bólowych i przeciążeniowych odcinka piersiowego lub lędźwiowego,
- rehabilitacji neurologicznej, gdy istotna jest kontrola ustawienia tułowia,
- profilaktyce przykurczów i wspieraniu prawidłowej postawy w trakcie ćwiczeń,
- ćwiczeniach, w których wymagane jest stabilne utrzymanie klatki piersiowej lub odcinka lędźwiowego.

Budowa i regulacja

Konstrukcja pasa jest dostosowana do codziennej pracy w gabinecie i umożliwia szybkie dopasowanie do pacjenta:

- **pelota stabilizacyjna** – ok. **210 × 448 mm**, zapewnia szerokie podparcie i równomierne rozłożenie nacisku,
- **3 paski stabilizujące** z rzepem – ok. **30 × 1130 mm** każdy,
- **regulacja na rzepy** – szybkie dopasowanie napięcia i obwodu,
- **wytrzymałe materiały** – przeznaczone do intensywnego użytkowania w placówkach rehabilitacyjnych.

Najważniejsze korzyści w praktyce

- **stabilizacja tułowia** i możliwość utrzymania zaplanowanej pozycji,
- **lepszą kontrola ruchu** oraz ograniczenie niepożądanych kompensacji,
- **większy komfort terapeutyczny** przy ćwiczeniach wymagających podparcia,

-
- szybkie dopasowanie dzięki rzepom i łatwe powtarzanie ustawień w kolejnych sesjach.

Kompletowanie stanowiska UGUL/PUR

Pas SE-03 stanowi element kategorii [pasy do stabilizacji](#). W zależności od planu ćwiczeń można go łączyć z innymi pasami stabilizacyjnymi (np. do miednicy, kończyn) oraz osprzętem systemu UGUL/PUR, dobieranym do potrzeb pacjenta.

Bezpieczeństwo i higiena

Pas powinien być zakładany przez przeszkolony personel – tak, aby zapewnić stabilizację bez nadmiernego ucisku i bez ograniczania oddychania. Zaleca się regularną kontrolę stanu rzepów, taśm i szwów oraz czyszczenie zgodnie z zasadami higieny obowiązującymi w placówce i zaleceniami producenta.

Opis ma charakter informacyjny i nie zastępuje indywidualnych zaleceń medycznych.

Oznaczenia zamienne: SE-03, SE03, SE/03 (spotykane w dokumentacji lub opisach stanowisk).