

Link do produktu: <https://www.ugul.pl/pas-do-stabilizacji-nogi-lub-reki-zapinany-na-rzep-p-197.html>

Pas stabilizacyjny do rąk i nóg – zapinany na rzep



Cena brutto	65,00 zł
Cena netto	60,19 zł
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

Pas stabilizacyjny do rąk i nóg – zapinany na rzep to medyczny pas rehabilitacyjny przeznaczony do bezpiecznego unieruchamiania kończyn pacjenta podczas ćwiczeń, terapii ruchowej oraz codziennych czynności na fotelu rehabilitacyjnym lub wózku. Ten **pas do stabilizacji nogi lub ręki (pas stabilizacyjny do rąk i nóg)** dzięki kompaktowym wymiarom, mocnym rzepom i uniwersalnej konstrukcji jest wygodnym rozwiązaniem zarówno w gabinetach rehabilitacji, jak i w opiece domowej.

Co wyróżnia pas stabilizacyjny do rąk i nóg?

- **Uniwersalne zastosowanie** – stabilizacja rąk lub nóg u pacjentów z zaburzeniami napięcia mięśniowego, kontroli ruchu czy równowagi.
- **Szerokość 9 cm** – pas obejmuje kończynę stabilnie, nie wrzyna się w skórę i dobrze rozkłada nacisk.
- **Długość 60 cm** – dopasowana do stabilizacji jednej kończyny u dorosłych i dzieci (w zależności od budowy ciała).
- **Mocne rzepy 2x23 cm** – pewne zapięcie po obu stronach pasa pozwala szybko dopasować napięcie i uniknąć samoczynnego luzowania.
- **Standardowy kolor niebieski** – dobrze widoczny wśród innych akcesoriów rehabilitacyjnych i łatwy do identyfikacji.
- **Możliwość wykonania na zamówienie** – dostępne są inne wymiary pasa (po indywidualnych ustaleniach).

Zastosowanie pasa stabilizacyjnego w rehabilitacji

Pas stabilizacyjny do rąk i nóg możesz wykorzystać w wielu sytuacjach klinicznych i domowych, gdy konieczne jest bezpieczne utrzymanie kończyny w określonej pozycji:

- **ćwiczenia rehabilitacyjne kończyn górnych i dolnych** – stabilizacja nadgarstka, przedramienia, podudzia lub uda podczas terapii,
- **fotele rehabilitacyjne** – dodatkowe zabezpieczenie kończyn podczas dłuższego siedzenia lub wykonywania ćwiczeń,
- **wózki inwalidzkie** – kontrola ustawienia nóg lub rąk u pacjentów z tendencją do zsuwania się czy wykonywania niekontrolowanych ruchów,
- **opaska stabilizująca w opiece domowej** – pomoc przy karmieniu, ubieraniu lub innych czynnościach wymagających ograniczenia nadmiernych ruchów kończyny.

Parametry techniczne pasa stabilizacyjnego

- **Szerokość pasa:** 9 cm
- **Długość całkowita:** 60 cm
- **Długość rzepów:** 23 cm z każdej strony

-
- **Kolor:** niebieski
 - **Przeznaczenie:** stabilizacja rąk lub nóg
 - **Możliwość wykonania innych wymiarów:** tak, na zamówienie

Jak prawidłowo używać pasa stabilizacyjnego do rąk i nóg?

1. Ustaw pacjenta w możliwie komfortowej i stabilnej pozycji na fotelu rehabilitacyjnym lub wózku.
2. Owiń pas wokół kończyny, którą chcesz ustabilizować (np. przedramię, udo, podudzie).
3. Jeśli to konieczne, obejmij pasem element konstrukcji fotela lub wózka, aby dodatkowo ograniczyć niekontrolowany ruch kończyny.
4. Zapnij rzepy po obu stronach, stopniowo korygując napięcie – pas powinien stabilizować, ale nie uciskać nadmiernie.
5. Regularnie kontroluj komfort pacjenta oraz stan skóry pod pasem, szczególnie przy dłuższym użytkowaniu.

W przypadku pacjentów z chorobami skóry, zaburzeniami krążenia lub szczególną wrażliwością na ucisk, sposób stosowania pasa warto skonsultować z lekarzem lub fizjoterapeutą.

Pas do stabilizacji rąk i nóg w systemie pasów UGUL

Prezentowany model jest częścią szerszego systemu [pasów do stabilizacji pacjenta](#), który pozwala dobrać rozwiązanie do różnych odcinków ciała i rodzaju stanowiska rehabilitacyjnego. W zależności od potrzeb możesz go łączyć z innymi produktami z tej grupy:

- [uniwersalnym pasem stabilizacyjnym z rzepem](#) – gdy potrzebujesz dłuższego pasa do tułowia lub kilku punktów mocowania,
- [pasem stabilizującym do fotela rehabilitacyjnego i wózka inwalidzkiego](#) – do stabilizacji tułowia pacjenta w pozycji siedzącej,
- [pasem stabilizującym do nóg i ud](#) – gdy konieczne jest szersze obejmowanie kończyn dolnych.

Dzięki temu możesz zbudować **kompletny system stabilizacji kończyn i tułowia**, dopasowany do specyfiki stanowiska UGUL/PUR oraz potrzeb konkretnych pacjentów.

Podsumowanie – kiedy warto wybrać ten pas stabilizacyjny?

Pas stabilizacyjny do rąk i nóg – zapinany na rzep sprawdzi się wszędzie tam, gdzie potrzebne jest proste, szybkie w użyciu i skuteczne rozwiązanie do unieruchamiania kończyn. To praktyczne akcesorium do fotela rehabilitacyjnego, wózka inwalidzkiego oraz codziennej terapii, które zwiększa bezpieczeństwo pacjenta i ułatwia pracę personelu oraz opiekunów.