

Link do produktu: <https://www.ugul.pl/pas-do-stabilizacji-pacjenta-pionizacji-p-83.html>

Pas do stabilizacji pacjenta (pionizacji) do stołu pionizacyjnego



Cena brutto	112,00 zł
Cena netto	103,70 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	PDS
Kod producenta	PDS

Opis produktu

Pas do stabilizacji pacjenta (pionizacji) do stołu pionizacyjnego

Pas do stabilizacji pacjenta (pionizacji) do stołu pionizacyjnego to profesjonalny wyrób medyczny stosowany do bezpiecznego **unieruchomienia tułowia pacjenta** podczas pionizacji oraz zabiegów rehabilitacyjnych na stołach pionizacyjnych i stołach rehabilitacyjnych. Pas mocowany jest do stołu za pomocą specjalnych uchwytów, które znajdują się w większości stołów medycznych, zapewniając stabilne podparcie i ochronę przed zsunięciem się pacjenta z leżyska.

Pas wykonano z wytrzymałej elanobawełny z wygodnym **zapięciem na rzep**, dzięki czemu można szybko dopasować obwód do sylwetki pacjenta i sytuacji klinicznej. Rozwiązanie sprawdza się w szpitalach, przychodniach rehabilitacyjnych, domach opieki oraz gabinetach fizjoterapii, wszędzie tam, gdzie prowadzona jest **pionizacja bierna i czynna**.

Zastosowanie pasa do stabilizacji pacjenta

- stabilizacja tułowia pacjenta w pozycji leżącej i stojącej na **stole pionizacyjnym**,
- zabezpieczenie przed zsunięciem się z leżyska podczas zmiany pozycji z leżącej na pionową,
- wspomaganie **pionizacji pacjentów** po urazach, udarach oraz po długotrwałym unieruchomieniu,
- dodatkowa asekuracja pacjentów z zaburzeniami równowagi lub wzmożonym napięciem mięśniowym,
- stosowanie jako **pas do stołu rehabilitacyjnego** w kinezyterapii, gdzie wymagana jest pewna stabilizacja tułowia.

Pas może być stosowany samodzielnie lub jako element **systemu pasów stabilizacyjnych** w celu dostosowania poziomu unieruchomienia do stanu pacjenta.

Budowa i najważniejsze cechy pasa

- **Materiał** – elanobawełna odporna na uszkodzenia mechaniczne, a jednocześnie przyjemna w kontakcie z ciałem.
- **Zapięcie na rzep** – umożliwia szybką regulację obwodu i dopasowanie napięcia pasa do indywidualnych potrzeb.
- **Długość pasa ok. 2 m** – pozwala na wygodne opasanie tułowia oraz przypięcie do uchwytów stołu pionizacyjnego.
- **Dwie szerokości do wyboru** – węższa (ok. 14,5 cm) i szersza (ok. 19,5 cm), co ułatwia dobór pasa do wzrostu i budowy ciała pacjenta.
- **Dostępne kolory** – niebieski i zielony, dzięki czemu można dostosować wyposażenie do oznaczeń stosowanych w placówce.
- **Przeznaczenie profesjonalne** – pas zaprojektowany do intensywnego użytkowania w placówkach medycznych i rehabilitacyjnych.

Wymiary i parametry techniczne

-
- **długość całkowita pasa:** ok. 2 m,
 - **szerokość pasa:** ok. 14,5 cm lub ok. 19,5 cm (w zależności od wybranej wersji),
 - **rodzaj zapięcia:** rzep,
 - **materiał:** elanobawełna odporna na rozciąganie i przetarcia, łatwa w czyszczeniu,
 - **przeznaczenie:** pionizacja pacjenta na stole pionizacyjnym i stole rehabilitacyjnym.

Pas do stołu pionizacyjnego w systemie pasów UGUL

Pas do stabilizacji pacjenta (pionizacji) może stanowić podstawowy element systemu zabezpieczenia pacjenta na stole pionizacyjnym. W sytuacjach, gdy potrzebna jest jeszcze większa stabilizacja tułowia, warto rozważyć połączenie go ze [skórzanym pasem do stołu pionizacyjnego – pasem stabilizacyjnym](#).

Do stabilizacji kończyn dolnych znakomicie sprawdzi się [pas stabilizujący do nóg i ud – zapinany na rzep](#), natomiast do foteli i wózków inwalidzkich możesz dobrać [pas stabilizujący do fotela rehabilitacyjnego i wózka inwalidzkiego – zapinany na rzep](#) lub [uniwersalny pas stabilizacyjny z rzepem](#).

Wszystkie te rozwiązania znajdziesz w kategorii [pasy do stabilizacji](#), co ułatwia zbudowanie kompletnego zestawu do bezpiecznej pionizacji i terapii pacjentów o zróżnicowanych potrzebach.

Bezpieczeństwo, użytkowanie i pielęgnacja

Pas został zaprojektowany jako wyrób medyczny z myślą o bezpieczeństwie zarówno pacjenta, jak i personelu. Odpowiednia szerokość i możliwość płynnej regulacji na rzep pozwalają na stabilizację, która nie powoduje nadmiernego ucisku. Zawsze należy upewnić się, że pas nie ogranicza swobodnego oddychania i nie powoduje dyskomfortu.

Do czyszczenia zaleca się przecieranie pasa **wilgotną ściereczką z łagodnym środkiem myjącym**, a następnie dokładne osuszenie. Nie należy stosować agresywnych środków chemicznych ani nadmiernego moczenia materiału, aby nie skracać jego trwałości.

O sposobie pionizacji pacjenta oraz zakresie stabilizacji powinien każdorazowo decydować fizjoterapeuta lub lekarz prowadzący, dostosowując parametry zabiegu do stanu klinicznego i tolerancji pacjenta.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Niebieski , Zielony

Szerokość pasa: 14,5 cm , 19,5 cm