

Link do produktu: <https://www.ugul.pl/pas-do-stabilizacji-podudzia-p-16.html>

Pas do stabilizacji podudzia UP-02 do kabiny UGUL/PUR



Cena brutto	65,00 zł
Cena netto	60,19 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	UP-02

Opis produktu

Pas do stabilizacji podudzia UP-02 do kabiny UGUL/PUR

Pas do stabilizacji podudzia UP-02 to specjalistyczny pas stabilizacyjny przeznaczony do pracy z kończyną dolną w kabinach **UGUL** oraz przyłożkowych mostach **PUR**. Jego zadaniem jest **stabilizacja i pozycjonowanie podudzia** (utrzymanie w zaplanowanym ustawieniu) podczas ćwiczeń rehabilitacyjnych – bez błędnego kojarzenia produktu z podwieszkami. Pas pomaga w bezpiecznym prowadzeniu ćwiczeń **samowspomaganych, czynnych** oraz **z oporem**, gdy potrzebujesz kontroli ustawienia segmentu kończyny.

Zastosowanie – kiedy używa się pasa stabilizacyjnego podudzia?

Pas UP-02 znajduje zastosowanie w rehabilitacji kończyn dolnych, gdy celem jest stabilizacja odcinka podudzia i poprawa kontroli ruchu. Stosowany jest m.in.:

- po urazach i zabiegach operacyjnych w obrębie stawu skokowego, kolanowego i biodrowego,
- po okresie unieruchomienia (orteza/gips) w celu stopniowego odzyskiwania funkcji,
- w terapii przeciążeń i zespołów bólowych kończyn dolnych,
- w ćwiczeniach czynno-biernych, samowspomaganych i czynnych – gdy potrzebne jest utrzymanie podudzia w określonej pozycji,
- w profilaktyce zaników mięśni oraz ograniczeń zakresu ruchu, jako element wspierający prawidłowy tor ruchu.

Budowa i regulacja

Konstrukcja pasa została zaprojektowana tak, aby zapewnić stabilne i wygodne objęcie podudzia oraz łatwe dopasowanie do pacjenta:

- **część obejmująca podudzie** – stabilne podparcie w obrębie podudzia,
- **pelota** o wymiarach około **100 x 120 mm** – równomierny rozkład nacisku,
- **taśma mocująca** o wymiarach około **40 x 1320 mm** zakończona pętlami – ułatwia pewne zamocowanie do stanowiska UGUL/PUR,
- **regulacja na rzep** – szybkie dopasowanie obwodu i napięcia pasa,
- **wytrzymałe materiały** – przystosowane do intensywnego użytkowania w gabinetach i ośrodkach rehabilitacji.

Najważniejsze korzyści w praktyce

- **stabilizacja podudzia** bez zbędnych ruchów kompensacyjnych,

-
- **większa kontrola ustawienia** kończyny podczas ćwiczeń,
 - **bezpieczeństwo pacjenta** i przewidywalność pracy terapeuty,
 - łatwiejsze prowadzenie ćwiczeń samowspomaganych i z oporem,
 - szybka regulacja i powtarzalne ustawienie podczas kolejnych sesji.

Pas UP-02 w systemie pasów do stabilizacji UGUL

Model UP-02 należy do grupy **pasów stabilizacyjnych** wykorzystywanych w stanowiskach UGUL/PUR. Dla kompletnego stanowiska do pracy z pacjentem warto dobrać również inne elementy z tej samej kategorii:

- [pozostałe pasy do stabilizacji \(UGUL/PUR\)](#) – dobór rozwiązań do różnych segmentów ciała,
- [pas do stabilizacji ramienia i przedramienia](#) – stabilizacja kończyny górnej,
- [pas do stabilizacji klatki piersiowej lub odcinka lędźwiowego](#) – stabilizacja tułowia,
- [uniwersalny pas stabilizacyjny z rzepem](#) – dodatkowe zabezpieczenie i stabilizacja.

Konserwacja i bezpieczeństwo

Pas czyść zgodnie z zasadami higieny obowiązującymi w placówce: delikatne mycie/wycieranie odpowiednimi środkami, bez agresywnej chemii. Przed użyciem sprawdzaj stan rzepów, taśm i szwów. Pas zakłada wykwalifikowany personel – tak, aby uzyskać stabilizację bez nadmiernego ucisku, a komfort pacjenta był zachowany.

Uwaga: opis ma charakter informacyjny i nie zastępuje indywidualnych zaleceń terapeutycznych.