

Link do produktu: <https://www.ugul.pl/pas-do-unieruchomienia-nogi-p-177.html>

Pas do unieruchomienia nogi / kostki - skórzany (1 szt.)



Cena brutto	189,00 zł
Cena netto	175,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	PU-H-PDUN

Opis produktu

Pas do unieruchomienia nogi / kostki to skórzany pas ograniczający ruchy, przeznaczony do stabilnego mocowania kostki pacjenta do ramy łóżka lub innego wyposażenia medycznego. Model został zaprojektowany z myślą o codziennym użytkowaniu w placówkach, w których wymagane jest czasowe ograniczenie ruchów kończyny dolnej zgodnie z obowiązującymi procedurami i decyzją personelu.

Skrót parametryczny: produkt sprzedawany jest jako **1 sztuka**. Pas wykonano ze skóry, posiada **regulowaną obejmę na kostkę**, dwa paski mocujące i metalowe klamry zabezpieczone przed korozją. Wewnętrzna strona obejmmy została podszyta **miękkim filcem**. Dane techniczne: szerokość pasa 12 cm, długość pasa 34 cm.

Jeśli szukasz innych rozwiązań z tej grupy, sprawdź także kategorię [pasy ograniczające ruchy](#), wariant [pas do unieruchomienia ręki](#) oraz [zestaw 4 pasów do unieruchamiania rąk i nóg](#).

Najważniejsze cechy produktu

- pojedynczy pas do unieruchomienia jednej nogi / kostki (1 szt.),
- skórzana konstrukcja o solidnym wykonaniu i podwójnych przeszyciach,
- miękkie filcowe podszycie od strony wewnętrznej obejmmy,
- regulacja szerokości dopasowania do kostki pacjenta,
- dwa paski mocujące i dwie klamry do stabilnego zapięcia,
- metalowe elementy zabezpieczone przed korozją,
- możliwość mocowania do ramy łóżka lub innego urządzenia medycznego za pomocą „łączników”.

Zastosowanie

Pas znajduje zastosowanie m.in. w placówkach medycznych i opiekuńczych jako element wyposażenia wykorzystywany do czasowego ograniczenia ruchów kończyny dolnej. Dobór sposobu użycia powinien być zgodny z procedurami obowiązującymi w danej jednostce oraz oceną personelu.

Dopasowanie i montaż

Regulowana obejmna na kostkę oraz paski z klamrami ułatwiają dopasowanie pasa do użytkownika i stabilne mocowanie. Standardowe wymiary produktu zostały zaprojektowane tak, aby pasował do wielu typów łóżek szpitalnych, wózków i urządzeń medycznych.

Konserwacja

Produkt należy czyścić zgodnie z zaleceniami producenta. W aktualnej specyfikacji producent wskazuje delikatne czyszczenie (m.in. z użyciem oleju jadalnego rozcieńczonego w wodzie lub rybiego tranu). Przed wdrożeniem procedury czyszczenia w placówce warto zweryfikować ją z kartą produktu / specyfikacją PDF.

Dane techniczne

- Szerokość pasa: 12 cm
- Długość pasa: 34 cm
- Numer katalogowy / MPN: PU-H-PDUN

Uwaga: cena dotyczy **1 sztuki**. W zależności od potrzeb i procedury stosowania może być wymagany zakup większej liczby pasów (np. do obu kończyn dolnych).