

Link do produktu: <https://www.ugul.pl/pas-do-wyciagu-pod-miednice-zmywalny-covid-19-p-126.html>



Zmywalny pas do wyciągu pod miednicę KC-13 (skaj)

Cena brutto	132,00 zł
Cena netto	122,22 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	KC-13-skaj

Opis produktu

KC-13 skaj – zmywalny pas do wyciągu pod miednicę

KC-13-skaj to zmywalny wariant pasa z rodziny KC-13, przeznaczony do obszaru miednicy jako element odpowiednio skonfigurowanego układu podwieszenia. Główna powierzchnia pasa została wykonana ze **skaju**, dzięki czemu może być czyszczona powierzchniowo w sposób właściwy dla tego materiału.

Zweryfikowane wymiary pasa wynoszą około **133 cm długości i 17 cm wysokości**. Produkt posiada również **dwie taśmy o długości około 43 cm każda**, zakończone elementami służącymi do połączenia z pozostałym osprzętem układu.

Najważniejsze cechy KC-13-skaj:

- **pas ze skaju** – wariant zmywalny,
- **długość pasa około 133 cm,**
- **wysokość pasa około 17 cm,**
- **2 taśmy o długości około 43 cm każda,**
- przeznaczenie do obszaru miednicy jako element układu podwieszenia.

Konstrukcja i materiał pasa KC-13-skaj

KC-13-skaj ma postać wydłużonego pasa obejmującego obszar miednicy. Powierzchnia wykonana ze skaju tworzy główną część produktu, natomiast po obu stronach znajdują się taśmy pozwalające połączyć pas z odpowiednio dobranymi elementami układu.

Długość głównego pasa wynosi około **133 cm**, a jego wysokość około **17 cm**. Dwie taśmy mają około **43 cm długości każda**.

Wariant ze skaju należy odróżnić od podstawowego KC-13. Różnica materiałowa ma znaczenie przede wszystkim przy pielęgnacji i czyszczeniu produktu.

Jaką funkcję pełni pas KC-13 w układzie podwieszenia?

Pas KC-13-skaj stanowi **element układu podwieszenia w obszarze miednicy**. Taśmy umożliwiają jego połączenie z odpowiednio dobranymi linkami, łącznikami lub pozostałymi elementami stanowiska.

W zależności od konfiguracji całego układu pas może być wykorzystywany jako element podwieszenia lub układu z oporem. Rozmieszczenie punktów stanowiska, przebieg linek oraz pozostałe elementy konfiguracji należy dobierać do konkretnego zastosowania.

Sam pas nie jest kompletnym stanowiskiem ani kompletnym zestawem do ćwiczeń.

KC-13 skaj a standardowy KC-13

Wersja KC-13-skaj jest oferowana jako **pas do wyciągu pod miednicę**, natomiast standardowy wariant KC-13 występuje w sklepie jako **pas do wyciągu za miednicę**. Są to dwa osobne warianty produktu, dlatego przy wyborze warto porównać przede wszystkim materiał i sposób pielęgnacji.

Jeśli szukasz wariantu podstawowego, zobacz [standardowy pas do wyciągu za miednicę KC-13](#).

Dane techniczne KC-13-skaj

Model / symbol	KC-13-skaj
Rodzina produktu	KC-13
Typ produktu	zmywalny pas do układu podwieszenia miednicy
Materiał powierzchni	skaj / materiał powlekany
Długość pasa	około 133 cm (1330 mm)
Wysokość pasa	około 17 cm
Liczba taśm	2
Długość taśmy	około 43 cm każda
Obszar zastosowania	miednica / okolica pasa
Elementy do połączenia z układem	2 taśmy z elementami mocującymi
MPN	KC-13-skaj
EAN / GTIN-13	5904139307076

Wymiary zostały rozdzielone według elementów produktu:

133 cm oznacza długość pasa, **17 cm** jego wysokość, natomiast **około 43 cm** to długość każdej z dwóch taśm.

Mocowanie i współpraca z UGUL/PUR

KC-13-skaj może stanowić element odpowiednio skonfigurowanego układu **UGUL lub PUR**. Produkt posiada dwie taśmy z

elementami mocującymi, które pozwalają włączyć pas do pozostałego osprzętu stanowiska.

Do konkretnej konfiguracji mogą być potrzebne dodatkowe linki, łączniki, bloczki lub inne elementy. Należy je dobrać do sposobu zestawienia całego układu.

Inne warianty wykonane ze skaju znajdziesz w kategorii [podwieszki zmywalne do UGUL/PUR](#).

Pełny wybór sposobów podparcia głowy, tułowia, miednicy, kończyn i stóp znajduje się w kategorii [wszystkie podwieszki do UGUL](#).

Czyszczenie i pielęgnacja skaju

Skaj ma gładką, powlekaną powierzchnię, dlatego należy stosować **czyszczenie powierzchniowe odpowiednie dla skaju lub eko-skóry** oraz środki przeznaczone do tego rodzaju materiału.

Określenie „zmywalny” nie oznacza możliwości sterylizacji, zanurzania produktu ani stosowania dowolnych preparatów dezynfekcyjnych. Nie należy zakładać odporności materiału na alkohol, chlor, agresywne rozpuszczalniki lub wysoką temperaturę bez odpowiedniego potwierdzenia dla zastosowanego skaju.

Przed użyciem należy sprawdzić stan powierzchni pasa, szwów, obu taśm oraz elementów mocujących. Produktu z widocznym uszkodzeniem lub nadmiernym zużyciem nie należy dalej używać.