

Link do produktu: <https://www.ugul.pl/pas-operacyjny-do-unieruchamiania-pacjenta-p-231.html>



Pas operacyjny skórzany do unieruchamiania pacjenta

Cena brutto	405,00 zł
Cena netto	329,27 zł
Czas wysyłki	1-2 dni
Numer katalogowy	UG-RH-SPDUP

Opis produktu

Pas operacyjny skórzany do unieruchamiania pacjenta – profesjonalne wyposażenie sali zabiegowej

Pas operacyjny skórzany do unieruchamiania pacjenta to specjalistyczny **pas medyczny unieruchamiający**, przeznaczony do stabilizacji pacjenta na stole operacyjnym lub zabiegowym. Pozwala bezpiecznie ograniczyć ruchy ciała podczas procedur medycznych, minimalizując ryzyko upadku, zsunięcia czy gwałtownych reakcji.

Pas wykonano z **wysokiej jakości skóry**, dzięki czemu jest trwały, odporny na intensywne użytkowanie i wygodny dla pacjenta. Solidne sprzączki zapewniają pewne zapięcie, a odpowiednio dobrana szerokość pasa pozwala równomiernie rozłożyć nacisk na ciało.

Zastosowanie pasa operacyjnego skózanego

Pas operacyjny sprawdzi się jako element wyposażenia m.in.:

- sal operacyjnych i zabiegowych,
- oddziałów neuropsychiatrycznych, chirurgicznych i internistycznych,
- oddziałów ratunkowych i izb przyjęć,
- pracowni diagnostycznych, w których wymagane jest **unieruchomienie pacjenta**,
- placówek prywatnych – klinik i gabinetów zabiegowych.

Produkt może być stosowany jako **pas do stołu operacyjnego** oraz **pas unieruchamiający pacjenta** podczas procedur wymagających stabilnej pozycji leżącej.

Najważniejsze cechy pasa operacyjnego

- **Skórzana konstrukcja** – wytrzymały materiał zapewniający długą żywotność produktu,
- **stabilne unieruchomienie pacjenta** podczas zabiegów i badań,
- odpowiednia szerokość pasa zmniejsza ryzyko otarć,
- **sprzączki odporne na korozję** – przeznaczone do częstej dezynfekcji i użytkowania,
- prosty i szybki sposób zakładania, wygodny dla personelu medycznego,
- **produkt polskiej produkcji** – dostosowany do potrzeb placówek medycznych,
- estetyczne wykończenie, które ułatwia utrzymanie wysokiego standardu higieny.

Dane techniczne pasa operacyjnego skórzanego

- **Szerokość pasa:**
 - węższa część – ok. 4 cm,
 - szersza część – ok. 6 cm.
- **Długość całkowita:** ok. 209 cm,
- **Minimalny obwód zapięcia:** ok. 165 cm,
- **Maksymalny obwód zapięcia:** ok. 194 cm.

Konserwacja i pielęgnacja skóry

Aby zachować elastyczność i trwałość skóry, pas należy czyścić delikatnie, zgodnie z zaleceniami producenta. Polecane jest stosowanie łagodnych środków myjących oraz preparatów przeznaczonych do pielęgnacji skóry (np. olejów pielęgnacyjnych). Należy unikać agresywnych detergentów, które mogłyby uszkodzić materiał.

Bezpieczeństwo użytkowania pasa unieruchamiającego pacjenta

Pas operacyjny skórzany do unieruchamiania pacjenta powinien być stosowany wyłącznie przez przeszkolony personel medyczny, zgodnie z procedurami obowiązującymi w danej placówce. Po zapięciu pasa warto upewnić się, że:

- pacjent ma zapewnioną swobodę oddychania,
- pas nie powoduje nadmiernego ucisku ani bólu,
- nie dochodzi do ucisku na przewody, dren, cewniki czy inne elementy aparatury.

Pas nie jest przeznaczony do transportu w pojazdach i nie zastępuje pasów bezpieczeństwa homologowanych do użycia w karetkach czy samochodach.