

Link do produktu: <https://www.ugul.pl/pas-stabilizujacy-do-nog-i-ud-p-199.html>

Pas stabilizujący do nóg i ud – zapinany na rzep



Cena brutto	92,00 zł
Cena netto	85,19 zł
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

Pas stabilizujący do nóg i ud – zapinany na rzep to medyczny pas rehabilitacyjny przeznaczony do bezpiecznej stabilizacji **kończyn dolnych** podczas ćwiczeń, pionizacji oraz codziennych czynności. Dzięki długości ok. 150 cm i szerokości ok. 9 cm sprawdza się zarówno u dorosłych, jak i u starszych dzieci, wymagających dodatkowego podparcia i kontroli ustawienia nóg.

Pas wykonano z trwałego materiału w **niebieskim** kolorze oraz wyposażono w mocne rzepy, które umożliwiają szybkie dopasowanie napięcia bez ryzyka samoistnego luzowania się zapięcia. To praktyczne rozwiązanie dla gabinetów rehabilitacji, placówek medycznych oraz opiekunów domowych, szukających wygodnego sposobu na **stabilizację nóg i ud w wózku inwalidzkim, fotelu rehabilitacyjnym lub pionizatorze**.

Zastosowanie pasa stabilizującego do nóg i ud

Ten pas rehabilitacyjny możesz wykorzystać wszędzie tam, gdzie potrzebna jest kontrola ustawienia kończyn dolnych:

- **stabilizacja nóg i ud w wózkach inwalidzkich** – zapobiega zsuwaniu się kończyn z podnóżków oraz nadmiernemu rozchodzeniu się kolan,
- **fotele rehabilitacyjne** – utrzymanie stabilnej pozycji nóg podczas ćwiczeń, terapii czy codziennego siedzenia,
- **pionizatory i stoły do pionizacji** – pomoc w utrzymaniu prawidłowego ustawienia kończyn dolnych w trakcie pionizacji,
- **stanowiska UGUL / PUR** – stabilizacja kończyn dolnych jako uzupełnienie systemu podwieszeń, pasów i podparć,
- **opiece domowej** – dodatkowe zabezpieczenie nóg pacjenta z zaburzeniami napięcia mięśniowego, równowagi lub kontroli ruchu.

Najważniejsze cechy i korzyści

- **Pas do stabilizacji kończyn dolnych 150×9 cm** – uniwersalna długość pozwala na stabilizację ud i nóg u wielu grup pacjentów.
- **Mocne rzepy** – zapewniają pewne zapięcie i możliwość szybkiej regulacji napięcia pasa.
- **Komfort użytkowania** – szerokość ok. 9 cm pomaga równomiernie rozłożyć nacisk, ograniczając ryzyko ucisku jednego miejsca.
- **Uniwersalne zastosowanie** – pas do wózka inwalidzkiego, fotela rehabilitacyjnego i pionizatora w jednym produkcie.
- **Estetyczne wykończenie** – niebieski kolor ułatwia identyfikację pasa wśród innych akcesoriów rehabilitacyjnych.
- **Możliwość łączenia z innymi pasami stabilizującymi** – element większego systemu stabilizacji pacjenta w ofercie UGUL.

Dane techniczne pasa stabilizującego

- **Długość całkowita:** ok. 150 cm
- **Szerokość pasa:** ok. 9 cm
- **Rzep A:** wszyty po środku na długości ok. 105 cm
- **Rzep B:** wszyty na obu końcach po ok. 20 cm
- **Kolor:** niebieski
- **Przeznaczenie:** stabilizacja nóg i ud (kończyn dolnych)

Jak prawidłowo założyć pas stabilizujący do nóg i ud?

1. Ustaw pacjenta w możliwie komfortowej i stabilnej pozycji na **wózku inwalidzkim, fotelu rehabilitacyjnym lub w pionizatorze**.
2. Owiń pas wokół nóg i ud w miejscu, które wymaga stabilizacji (np. tuż nad kolanami lub w środkowej części ud).
3. Jeżeli to konieczne, obejmij pasem element konstrukcji wózka, fotela lub pionizatora, aby dodatkowo ograniczyć niekontrolowany ruch kończyn.
4. Zapnij rzepy, stopniowo korygując napięcie – pas powinien **stabilizować, ale nie powodować bólu czy drętwienia**.
5. Regularnie kontroluj komfort pacjenta oraz stan skóry pod pasem, zwłaszcza podczas dłuższego użytkowania.

W przypadku pacjentów z zaburzeniami krążenia, chorobami skóry lub szczególną wrażliwością na ucisk, sposób stosowania pasa warto skonsultować z lekarzem lub fizjoterapeutą.

Dla kogo przeznaczony jest pas do stabilizacji nóg i ud?

Pas stabilizujący do nóg i ud jest polecany dla pacjentów:

- z osłabioną siłą mięśniową kończyn dolnych,
- z trudnościami w utrzymaniu prawidłowej pozycji siedzącej,
- z tendencją do zsuwania się nóg z podnóżków wózka,
- z nadmiernym rozstawianiem lub krzyżowaniem nóg,
- w trakcie **rehabilitacji po urazach i zabiegach ortopedycznych** kończyn dolnych (wg zaleceń specjalisty).

Pas stabilizujący do nóg i ud w systemie pasów UGUL

Prezentowany model jest częścią grupy specjalistycznych [pasów do stabilizacji](#), które można dobrać do różnych części ciała i stanowisk rehabilitacyjnych. W zależności od potrzeb możesz połączyć go z innymi produktami z tej kategorii:

- [uniwersalnym pasem stabilizacyjnym z rzepem](#) – gdy potrzebujesz dłuższego pasa do tułowia lub kilku punktów mocowania,
- [pasem do stabilizacji nogi lub ręki](#) – gdy wymagana jest stabilizacja pojedynczej kończyny,
- [pasem stabilizującym do fotela rehabilitacyjnego i wózka inwalidzkiego](#) – do stabilizacji tułowia w pozycji siedzącej.

Dzięki temu możesz zbudować **kompletny system pasów stabilizujących do kończyn dolnych i tułowia**, dopasowany do rodzaju sprzętu (UGUL, PUR, wózki, fotele, pionizatory) oraz indywidualnych potrzeb pacjentów.

Podsumowanie – dlaczego warto wybrać ten pas?

Pas stabilizujący do nóg i ud 150x9 cm – zapinany na rzep to proste, a jednocześnie bardzo skuteczne rozwiązanie do stabilizacji kończyn dolnych. Łączy **bezpieczeństwo, komfort i łatwość obsługi**, ułatwiając pracę fizjoterapeutom, opiekunom oraz personelowi medycznemu, a pacjentom zapewniając większą stabilność i poczucie bezpieczeństwa podczas rehabilitacji i codziennego funkcjonowania.