

Link do produktu: <https://www.ugul.pl/pasek-operacyjny-grip-safe-60cm-p-223.html>

Pasek operacyjny GRIP-SAFE 60 cm




Cena brutto	85,00 zł
Cena netto	69,11 zł
Czas wysyłki	1-2 dni
Numer katalogowy	U-GRIPSAFE60

Opis produktu

Pasek operacyjny GRIP-SAFE 60 cm – stabilizacja kończyn na stole operacyjnym

Pasek operacyjny GRIP-SAFE 60 cm to krótki, lekki **pasek operacyjno-zabiegowy na rzepy**, przeznaczony do stabilizacji i unieruchamiania kończyn podczas zabiegów, operacji oraz ćwiczeń rehabilitacyjnych. Model 60 cm sprawdza się szczególnie przy mniejszych obwodach kończyn, gdzie liczy się precyzja i szybkie dopasowanie.

- stabilizacja pojedynczej kończyny (ręka, przedramię, stopa, podudzie),
- szybkie zapinanie na rzepy – bez klamer i elementów metalowych,
- lekka konstrukcja ułatwiająca pracę personelu,
- kompatybilność z większością stołów operacyjnych i rehabilitacyjnych.



dopasowanie na rzep

Zapięty pasek GRIP-SAFE 60 cm – szybkie

Zastosowanie paska GRIP-SAFE 60 cm

Pasek GRIP-SAFE 60 cm znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagane jest kontrolowane **unieruchomienie kończyny** bez stosowania rozbudowanych systemów pasów:

- sale operacyjne i zabiegowe – stabilizacja kończyny w trakcie procedur,
- gabinet zabiegowy i diagnostyczny,
- oddziały szpitalne, ratownictwo medyczne i ośrodki rehabilitacyjne,
- praca z pacjentami niestabilnymi ruchowo.

W ratownictwie medycznym pasek GRIP-SAFE 60 cm może pomóc w doraźnej stabilizacji kończyny lub utrzymaniu ułożenia ręki/nogi podczas działań w karetce i w trakcie przekazania pacjenta, gdy liczy się szybkie dopasowanie na rzep. Należy stosować go wyłącznie zgodnie z procedurami zespołu oraz z kontrolą ucisku i krążenia obwodowego.

Pasek może być stosowany samodzielnie lub jako element systemu [pasów ograniczających ruchy pacjenta](#).




stabilizacja kończyny

Zastosowanie paska GRIP-SAFE 60 cm -

Wymiary i parametry techniczne

- **Długość całkowita:** 60 cm
- **Szerokość taśmy:** ok. 4 cm
- **Powierzchnia mocująca:** 2 odcinki rzepu po ok. 17 cm
- **Sposób zapinania:** rzep – szybka regulacja i dopasowanie
- **Przeznaczenie:** stabilizacja i unieruchomienie kończyn
- **Materiał:** taśma nośna w kolorze granatowym
- **Zapięcie:** wszyty rzep w kolorze czarnym (regulacja obwodu i wielokrotne zapinanie)



60 cm

Sche

GRIP-SAFE 60 cm czy 75 cm - który wariant wybrać?

- **60 cm** – do mniejszych obwodów kończyn, precyzyjnej stabilizacji, pracy w ograniczonej przestrzeni.
- **75 cm** – do większych obwodów i szerszego zakresu regulacji.

Jeżeli potrzebujesz dłuższego paska, sprawdź [pasek operacyjny GRIP-SAFE 75 cm](#). Do stabilizacji tułowia rekomendowany jest [skórzany pas operacyjny do unieruchamiania pacjenta](#).

Bezpieczeństwo użytkowania

Pasek operacyjny GRIP-SAFE 60 cm powinien być stosowany przez przeszkolony personel medyczny zgodnie z procedurami obowiązującymi w placówce. Po założeniu należy skontrolować stabilność kończyny, brak nadmiernego ucisku oraz prawidłowe krążenie obwodowe.