

Link do produktu: <https://www.ugul.pl/paski-unieruchamiajace-rece-lub-nogi-p-185.html>

2szt. Paski unieruchamiające ręce lub nogi

Cena brutto	49,00 zł
Cena netto	45,37 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	U-PU-TGO-SVC2476XL
Kod producenta	SVC2476XL

Opis produktu

Paski unieruchamiające ręce lub nogi – komplet 2 szt.

Paski unieruchamiające ręce lub nogi to prosty komplet 2 miękkich obejm do ograniczenia ruchów nadgarstka lub kostki pacjenta. Produkt sprawdza się tam, gdzie potrzebne jest stabilne, regulowane mocowanie kończyny do ramy łóżka rehabilitacyjnego, wózka inwalidzkiego, fotela lub innego stabilnego elementu wyposażenia.

Każdy pasek posiada miękką obejmę zapinaną na rzep oraz dodatkowy pasek parciający ze sprzączką. Takie połączenie ułatwia dopasowanie do obwodu nadgarstka lub kostki, a jednocześnie pomaga ograniczyć ryzyko otarć skóry. Paski można prać w temperaturze 40°C, co ułatwia utrzymanie higieny podczas użytkowania.

Krótki skrót parametryczny

Komplet zawiera **2 paski unieruchamiające** przeznaczone do stosowania na ręce lub nogi. Obejma ma długość 33 cm i szerokość 8 cm, a pasek mocujący ma długość 114 cm i szerokość około 4 cm. Produkt wykonano z miękkiej bawełny, z zapięciem na rzep oraz paskiem parciającym ze sprzączką. Paski można prać w temperaturze 40°C.

Najważniejsze zalety

- **komplet 2 szt.** – produkt sprzedawany jako para pasków,
- możliwość zastosowania na nadgarstek lub kostkę,
- miękka bawełniana obejm ograniczająca ryzyko otarć,
- zapięcie na rzep ułatwiające dopasowanie obwodu,
- dodatkowy pasek parciający ze sprzączką do mocowania przy łóżku, wózku lub fotelu,
- prosta obsługa i szybkie zakładanie,
- możliwość prania w temperaturze 40°C,
- gwarancja: 12 miesięcy.

Zastosowanie pasków unieruchamiających

Paski mogą być wykorzystywane jako miękkie pasy ograniczające ruchy kończyn – szczególnie wtedy, gdy potrzebne jest unieruchomienie nadgarstka lub kostki. Dzięki paskowi parciającemu można przymocować je do ramy łóżka rehabilitacyjnego, oparcia wózka inwalidzkiego albo innego stabilnego punktu mocowania.

Produkt należy stosować odpowiedzialnie, zgodnie z procedurami opieki oraz pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo pacjenta. Po założeniu warto regularnie kontrolować ułożenie paska, komfort pacjenta oraz to, czy obejm nie

powoduje nadmiernego ucisku.

Dane techniczne

Rodzaj produktu	paski unieruchamiające ręce lub nogi
Zastosowanie	nadgarstek lub kostka
Liczba sztuk w komplecie	2 szt.
Materiał obejmy	miękka bawełna
Zapięcie obejmy	rzep
Dodatkowe mocowanie	pasek parciany ze sprzączką
Długość obejmy na nadgarstek/kostkę	33 cm, mierzone na płasko
Szerokość obejmy	8 cm
Długość paska mocującego	114 cm
Szerokość paska mocującego	około 4 cm
Pranie	do 40°C
Gwarancja	12 miesięcy

Czym różni się od pasów skórzanych lub magnetycznych?

Ten model jest prostym, miękkim paskiem zapinanym na rzep i mocowanym paskiem parciany. Nie jest to pas skórzany ani system z zamkiem magnetycznym. Jeżeli potrzebny jest mocniejszy lub specjalistyczny system unieruchomienia, warto sprawdzić także pasy skórzane oraz pasy magnetyczne z tej samej kategorii.

Film – sposób zastosowania pasków

Na poniższym filmie można zobaczyć przykładowy sposób stosowania pasków unieruchamiających.

Powiązane elementy

Paski unieruchamiające warto połączyć tematycznie z innymi pasami ograniczającymi ruchy oraz akcesoriami wykorzystywanymi przy stabilizacji i podwieszeniach. Poniższe linki wzmacniają wewnętrzne powiązanie produktów z tej samej grupy funkcjonalnej.

- [pasy ograniczające ruchy](#)
- [pas skórzany na nadgarstek](#)
- [pas skórzany na kostkę](#)
- [pasy na ręce i kostki](#)
- [pasy magnetyczne na nadgarstki](#)
- [pas stabilizujący do fotela i wózka](#)