

Link do produktu: <https://www.ugul.pl/pasy-unieruchamiajace-na-rece-i-kostki-p-142.html>

Skórzane pasy unieruchamiające na ręce i kostki - zestaw 4 pasów

Cena brutto	590,00 zł
Cena netto	546,30 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	PU-H-KPL

Opis produktu

Skórzane pasy unieruchamiające na ręce i kostki (komplet 4) PU-H-KPL to zestaw dla placówek, które potrzebują trwałego rozwiązania do czasowego ograniczenia ruchów pacjenta w warunkach opieki medycznej. Obejmy są podszyte filcem, co pomaga zmniejszyć ryzyko otarć, a metalowe okucia podnoszą wytrzymałość.

Najważniejsze cechy

- **Zestaw 4 szt.:** 2 pasy na nadgarstki + 2 pasy na kostki
- **Materiał:** skóra + filcowe podszycie obejm
- **Okucia:** elementy metalowe zwiększające trwałość
- **Dopasowanie:** regulacja obwodu (szczegóły w danych technicznych)
- **Mocowanie:** pasy mocujące do ramy łóżka, wózka
- **Rozmiar obejm:** 13-27 cm (zalecane dopasowanie do 23 cm)

Zastosowanie

Zestaw przeznaczony jest do wykorzystania w placówkach medycznych i opiekuńczych, w sytuacjach wymagających zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta oraz personelu. Stosowanie powinno odbywać się **wyłącznie przez uprawniony personel** i zgodnie z wewnętrznymi procedurami oraz obowiązującymi przepisami.

Dane techniczne

Model / numer katalogowy	PU-H-KPL
Zawartość zestawu	2 pasy na nadgarstki + 2 pasy na kostki (komplet 4 szt.)
Minimalny obwód nadgarstka/kostki	13 cm
Maksymalny obwód nadgarstka/kostki	27 cm (zalecany do 23 cm)
Szerokość obejm nadgarstka/kostki	7,5 cm
Wymiary mankietu	23 cm × 7,5 cm
Szerokość pasa mocującego do ramy łóżka	3 cm

Zakres regulacji paska mocującego	15-23 cm
--	----------

Jak dobrać rozmiar

1. Zmierz obwód nadgarstka i kostki w miejscu, gdzie będzie obejmą.
2. Zakres obejm: **13-27 cm** (zalecane dopasowanie do **23 cm**).
3. Jeśli wynik jest blisko górnej granicy, dopasuj pas tak, aby nie powodował ucisku i umożliwiał kontrolę stanu skóry zgodnie z procedurami placówki.

Konserwacja i czyszczenie

- Po użyciu przetrzyj skórę lekko wilgotną ściereczką; unikaj moczenia.
- Okresowo stosuj preparat do pielęgnacji skóry - wydłuża żywotność.
- Przed użyciem po czyszczeniu upewnij się, że elementy są całkowicie suche.