

Link do produktu: <https://www.ugul.pl/podwieszka-pod-miednice-p-24.html>

Podwieszka pod miednicę KC/08 do kabiny UGUL



Cena brutto	59,00 zł
Cena netto	54,63 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	KC-08

Opis produktu

Podwieszka pod miednicę KC/08 do kabiny UGUL

Podwieszka pod miednicę KC/08 to osprzęt do ćwiczeń rehabilitacyjnych w **podwieszeniu** – stosowany głównie w kabinach [UGUL](#). Umożliwia stabilne podparcie miednicy i pracę w odciążeniu podczas kinezyterapii.

1) Do czego służy

To szeroki pas pod miednicę zakończony stalowymi uchwyty, przeznaczony do **podwieszania miednicy** w kabinie. W praktyce wspiera prowadzenie ćwiczeń:


- czynnych w odciążeniu,
- czynnych wolnych,
- czynnych z oporem (w zależności od konfiguracji stanowiska).

2) Zastosowanie

- rehabilitacja i trening w odciążeniu w obrębie miednicy/bioder (zgodnie z planem fizjoterapeuty),
- ćwiczenia w kabinie UGUL w gabinecie, oddziale, domu opieki i placówkach rehabilitacyjnych,
- budowa stanowiska do ćwiczeń z wykorzystaniem linek, blochków i obciążników.

3) Parametry techniczne

- **Model / numer katalogowy:** KC-08
- **EAN:** 5904139301616
- **Wymiary pasa:** 730 × 230 mm (73 × 23 cm)
- **Materiał:** elanobawełna
- **Zakończenia:** stalowe uchwyty do podwieszania
- **Waga (transportowa):** ok. 0,5 kg
- **Oznaczenia zamienne:** KC08, KC-08, KC/08, POD3, POMI



4) Najważniejsze zalety

- **Szerokie podparcie** – komfort pacjenta przy ćwiczeniach w odciążeniu.
- **Trwały materiał** do pracy w gabinecie.
- **Proste podwieszanie** dzięki stalowym uchwyтом.

5) Warianty i wersje

Jeśli potrzebujesz większej powierzchni podparcia lub łatwiejszej dezynfekcji, sprawdź warianty:

- [Podwieszka pod miednicę – DUŻA XL](#)
- [Podwieszka pod miednicę zmywalna](#)
- [Duża podwieszka pod miednicę zmywalna](#)
- [Podwieszka pod miednicę – terapia MASTER](#)

6) Co warto dobrać do zestawu

Do kompletnego stanowiska ćwiczeń w kabinie przydają się także:

- [Linki do ćwiczeń](#) (np. z bločkami)
- [Ciężarki do UGUL](#) (obciążniki do pracy z oporem)
- [Pozostałe podwieszki do UGULa](#) (kompletowanie zestawu)

7) Informacje dodatkowe

Informacja formalna: Zgodnie z dokumentacją producenta wyrób jest zgłoszony/klasyfikowany jako wyrób medyczny do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.



8) Higiena i bezpieczeństwo

Użytkowanie i dobór ćwiczeń powinny być zgodne z zaleceniami specjalisty. Do czyszczenia zaleca się środki odpowiednie dla akcesoriów rehabilitacyjnych; w placówkach o podwyższonych wymaganiach higienicznych warto rozważyć warianty zmywalne.