

Link do produktu: <https://www.ugul.pl/rekawica-ochronna-p-229.html>



Rękawica ochronna przeciw samookaleczaniu z paskiem

Cena brutto	67,90 zł
Cena netto	62,87 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	UG-TGO-PS-SVC-2500/2510

Opis produktu

Rękawica ochronna przeciw samookaleczaniu Salvacel to specjalistyczna rękawica z plastikowym panelem i pasem mocującym, która ogranicza drapanie, chwytanie przedmiotów i samookaleczenia dłoni.

Rękawica ochronna przeciw samookaleczaniu Salvacel – skuteczna ochrona dłoni pacjenta

Rękawica ochronna **Salvacel** to specjalistyczne rozwiązanie dla pacjentów z tendencją do drapania (rozdrapywania ran), samookaleczeń lub niekontrolowanych ruchów. Ogranicza możliwość chwytania przedmiotów i rozdrapywania ran, jednocześnie dbając o komfort dłoni. Sprawdza się w szpitalach, zakładach opiekuńczo-leczniczych, domach opieki oraz podczas opieki domowej nad osobami wymagającymi szczególnego nadzoru.

UWAGA: CENA DOTYCZY JEDNEJ SZTUKI!



Komfort i oddychający materiał

Wewnętrzna część rękawicy wykonana jest z **hipoalergicznego bawełny**, co zmniejsza ryzyko podrażnień nawet u pacjentów z wrażliwą skórą. Zewnętrzna warstwa z **oddychającej siateczki** zapewnia dobrą cyrkulację powietrza, dzięki czemu rękawica ochronna przeciw samookaleczaniu może być używana przez dłuższy czas bez nadmiernego przegrzewania dłoni.

Miękka konstrukcja sprawia, że pacjent nie odczuwa sztywnego „uszywnienia”, a jednocześnie ręka pozostaje skutecznie zabezpieczona przed drapaniem i urazami mechanicznymi.

Prosta regulacja i unieruchomienie dłoni

Rękawica posiada **funkcjonalne zapięcie na rzep**, które ułatwia zakładanie i dopasowanie do nadgarstka. Ten sam model można stosować zarówno na **lewą, jak i prawą dłoń**, co zwiększa uniwersalność produktu i upraszcza dopasowanie w codziennej pracy personelu.

Plastikowy panel zapobiegający chwytaniu

Wnętrze rękawicy wyposażone jest w **uszywniony plastikowy panel**, który **uniemożliwia pełne zaciśnięcie dłoni**. Pacjent nie jest w stanie skutecznie chwycić przedmiotów ani drapać skóry paznokciami. To rozwiązanie zwiększa bezpieczeństwo zarówno pacjenta, jak i opiekuna – szczególnie w przypadku osób z dezorientacją lub pobudzeniem ruchowym.





Łatwe utrzymanie w czystości

Rękawica ochronna **Salvacel** jest **wielokrotnego użytku** – można ją prać w temperaturze do **40 °C** (delikatny program), co ułatwia zachowanie higieny i obniża koszty eksploatacji.

Pas mocujący dla większego bezpieczeństwa

Do każdej rękawicy dołączony jest **pas o długości ok. 120 cm**, pozwalający **przymocować rękawicę do łóżka, barierki lub poręczy**. Dzięki temu pacjent nie może samodzielnie zdjąć rękawicy, a jej działanie pozostaje skuteczne także u osób z nasilonymi zachowaniami autoagresywnymi lub silną dezorientacją.

Rękawica ochronna przeciw samookaleczaniu Salvacel może być stosowana samodzielnie lub jako uzupełnienie innych [pasów do stabilizacji pacjenta](#).

Zastosowanie rękawicy ochronnej

- pacjenci z tendencją do samookaleczeń i drapania skóry,
- osoby narażone na otarcia i urazy w obrębie dłoni,
- pacjenci z dezorientacją lub zaburzeniami poznawczymi,
- opieka długoterminowa w szpitalach, DPS, ZOL, zakładach rehabilitacji,
- opieka domowa nad osobami wymagającymi stałej kontroli.

Dostępne rozmiary

- **M - Salvacel SVC2500** (EAN: 8436035354054)
- **L - Salvacel SVC2510** (EAN: 8436035354078)

Cechy rękawicy ochronnej:

- miękki welur i ochronna siateczka,
- materiał **hipoalergiczny**, przyjazny dla skóry,
- **zapinana na rzep** - łatwe zakładanie i regulacja,
- plastikowy panel ograniczający możliwość chwytania przedmiotów,
- chroni przed drapaniem i rozdrapywaniem ran przez pacjenta,
- zabezpiecza przed samookaleczeniem dłoni,
- dostępna w rozmiarach **M** i **L**,
- **gwarancja: 12 miesięcy**.

W celu kompleksowej stabilizacji pacjenta możesz łączyć rękawicę z innymi produktami, takimi jak [pas stabilizujący do nóg i ud](#) czy [pas do stabilizacji nogi lub ręki zapinany na rzep](#).





Rozmiar **M**

A: 13 cm

B: 18 cm

Rozmiar **L**

A: 16 cm

B: 21 cm

Rozmiary rękawicy ochronnej M i L

Wymiary:

	Rozmiar M	Rozmiar L
Max. szerokość	13,5 cm	17 cm
Długość całkowita	28 cm	31 cm
Obwód w nadgarstku	28 cm	31 cm
Długość paska	ok. 118 cm	ok. 122 cm

Najczęstsze pytania (FAQ)

Na którą rękę pasuje rękawica?


Model jest **uniwersalny** – można go zakładać na lewą lub prawą dłoń.

Czy rękawicę można prać?

Tak, rękawica jest wielokrotnego użytku. Prać w temperaturze do **40 °C** na delikatnym programie.

Co znajduje się w opakowaniu?

Opakowanie zawiera **1 sztukę** rękawicy ochronnej Salvacel z pasem mocującym.



Instrukcja zapinania rękawicy ochronnej

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar rękawicy: L (+ 10,00 zł), M