

Link do produktu: <https://www.ugul.pl/upraz-na-klatke-piersiowa-na-zamki-magnetyczne-p-193.html>

Uprząż unieruchamiająca na klatkę piersiową SalvaFIX SVF3400



Cena brutto	449,00 zł
Cena netto	365,04 zł
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	U-TGO-SVF3400

Opis produktu

Uprząż na klatkę piersiową SalvaFIX SVF3400 z zamkami magnetycznymi

Uprząż unieruchamiająca na klatkę piersiową SalvaFIX SVF3400 to element systemu pasów ograniczających ruchy pacjenta, przeznaczony do stabilizacji tułowia na wysokości klatki piersiowej. Uprząż pomaga ograniczyć unoszenie tułowia oraz zabezpiecza pas na tułów przed ześlizgnięciem, dlatego powinna być stosowana jako uzupełnienie pasa ograniczającego na tułów.

Ten model sprawdzi się tam, gdzie potrzebna jest **uprząż na klatkę piersiową**, uprząż piersiowa do systemu SalvaFIX, element do stabilizacji tułowia pacjenta albo uzupełnienie systemu pasów unieruchamiających pacjenta w łóżku. Produkt powinien być stosowany wyłącznie przez przeszkolony personel, zgodnie z procedurami placówki oraz obowiązującymi przepisami.

Uwaga: uprząż nie zastępuje pasa na tułów. Aby spełniała swoją funkcję, należy stosować ją razem z odpowiednim pasem ograniczającym na tułów SalvaFIX.

Co znajduje się w zestawie?

Zgodnie z danymi producenta dla produktu **SalvaFIX SVF3400**, zestaw obejmuje elementy potrzebne do zastosowania uprząży w systemie SalvaFIX.

- **1 uprząż unieruchamiająca na klatkę piersiową SalvaFIX SVF3400,**
- **1 pas łóżkowy,**
- **1 pasek regulacyjny,**
- **3 zamki magnetyczne SalvaFIX,**
- **1 klucz magnetyczny SalvaFIX,**
- **instrukcja bezpieczeństwa i użytkowania.**

Najważniejsze cechy uprząży SalvaFIX SVF3400

- **System magnetyczny** - zamki otwierane dedykowanym kluczem magnetycznym.
- **Komplet z 3 zamkami i 1 kluczem** - ważna informacja przy zamówieniu i kompletowaniu systemu.
- **Element stabilizujący tułów** - uprząż pomaga ograniczyć unoszenie tułowia i przesuwanie pasa na tułów.
- **Współpraca z pasem na tułów** - produkt działa jako część systemu, a nie jako samodzielny pas brzuszny.
- **Materiał: 100% poliester** - wytrzymały materiał przeznaczony do intensywnego użytkowania.
- **Elementy metalowe ze stali nierdzewnej** - zwiększają trwałość miejsc regulacji.

-
- **Latex free** – produkt nie zawiera lateksu.
 - **Możliwość prania do 90°C** – zgodnie z zaleceniami producenta.
 - **Jeden rozmiar** – szerokość upręży 5 cm.

Zastosowanie upręży na klatkę piersiową

Uprząż SalvaFIX SVF3400 jest stosowana jako element systemu pasów ograniczających ruchy pacjenta w łóżku. Jej zadaniem jest stabilizacja górnej części tułowia i ograniczenie ryzyka ześlizgnięcia się pacjenta względem pasa na tułów. Może być wykorzystywana w placówkach medycznych, opiekuńczych, geriatrycznych i psychiatrycznych, jeżeli procedury placówki dopuszczają użycie profesjonalnych pasów unieruchamiających pacjenta.

Jeżeli kompletujesz system SalvaFIX, sprawdź również: [magnetyczny pas unieruchamiający na tułów](#), [pasy magnetyczne na nadgarstki](#), [pasy magnetyczne na kostki](#), [pas magnetyczny na uda](#) oraz [kompletny zestaw pasów unieruchamiających SalvaFIX](#).

Dane techniczne i identyfikacja produktu

- **Produkt:** uprząż unieruchamiająca na klatkę piersiową
- **Seria:** SalvaFIX Standard
- **Kod producenta:** SVF3400
- **Numer katalogowy w sklepie:** U-TGO-SVF3400
- **EAN:** 8436035356324
- **Rozmiar:** uniwersalny
- **Szerokość:** 5 cm
- **Materiał:** 100% poliester
- **Elementy wzmacniające:** oczka ze stali nierdzewnej
- **Zawartość zestawu:** uprząż, pas łóżkowy, pasek regulacyjny, 3 zamki magnetyczne, 1 klucz magnetyczny, instrukcja

Czyszczenie i konserwacja

- Uprząż można prać do **90°C**, zgodnie z zaleceniami producenta.
- Producent wskazuje: nie wybielać i nie prasować.
- Dopuszczone jest suszenie w niskiej temperaturze.
- Przed praniem należy usunąć elementy zamykające, jeżeli są zamontowane.
- Zamków magnetycznych i klucza nie należy prać razem z uprzążą.

Bezpieczeństwo użytkowania

- Produkt powinien być stosowany wyłącznie przez przeszkolony personel.
- Uprząż należy stosować zgodnie z procedurami placówki i obowiązującymi przepisami.
- Podczas stosowania wymagany jest nadzór nad pacjentem oraz kontrola komfortu, skóry i krążenia.
- Do systemu należy stosować oryginalne elementy SalvaFIX, w tym właściwe zamki i klucze magnetyczne.
- Klucz magnetyczny powinien być przechowywany poza dostępem osób nieuprawnionych.
- U pacjentów z rozrusznikiem serca należy zachować bezpieczną odległość klucza magnetycznego od urządzenia.

Elementy zapasowe do systemu SalvaFIX

W przypadku potrzeby dokupienia elementów zapasowych sprawdź: [klucz magnetyczny SalvaFIX](#) oraz [zamek magnetyczny do pasów SalvaFIX](#).