

Link do produktu: <https://www.ugul.pl/wzmacniana-podwieszka-universalna-uda-i-ramiona-89x10cm-niezbędna-w-fizjoterapii-master-p-241.html>

Wzmacniana podwieszka na uda i ramiona 89 × 10 cm KC-06-07-MAS



Cena brutto	119,00 zł
Cena netto	110,19 zł
Cena poprzednia	139,00 zł
Czas wysyłki	1-2 dni
Numer katalogowy	KC-07-MAS

Opis produktu

Wzmacniana podwieszka KC-06-07-MAS 89 × 10 cm – czym się wyróżnia?

KC-06-07-MAS to wzmacniana podwieszka o wymiarach około **89 × 10 cm**, przeznaczona do szerokiego podparcia **uda lub ramienia** jako element odpowiednio skonfigurowanego układu podwieszenia.

Produkt wyróżnia **dwuwarstwowa konstrukcja nylonowa z warstwą filcu**. W porównaniu ze standardowymi podwieszkami KC-06 i KC-07 ma odrębny, wydłużony format, dlatego przed wyborem warto porównać część ciała, sposób podparcia oraz wymiary poszczególnych modeli.

Najważniejsze cechy KC-06-07-MAS:

- wymiar około **89 × 10 cm**,
- **2 warstwy nylonu**,
- **warstwa filcu**,
- szerokie podparcie **uda lub ramienia**,
- odrębna konstrukcja względem standardowych KC-06 i KC-07.

Konstrukcja i materiały podwieszki KC-06-07-MAS

Konstrukcja podwieszki składa się z **dwóch warstw nylonu** oraz **warstwy filcu**. Taki układ materiałów stanowi podstawę określenia tego modelu jako konstrukcji wzmacniającej.

Określenie „**wzmacniana**” odnosi się do budowy produktu i nie powinno być utożsamiane z konkretną wartością

dopuszczalnego obciążenia.

Wymiar **89 × 10 cm** opisuje wymiary podwieszki. Nie jest to zakres obwodu uda lub ramienia ani informacja określająca zakres dopasowania produktu do użytkownika.

Podparcie uda i ramienia

KC-06-07-MAS jest przeznaczona przede wszystkim do **szerokiego podparcia ramienia lub uda**. Podwieszka stanowi element układu, w którym podparty segment ciała jest łączony z odpowiednio dobranym osprzętem stanowiska.

Sposób zawieszenia, położenie podwieszki, przebieg linek oraz pozostałe elementy konfiguracji należy dobrać do konkretnego stanowiska i planowanego zastosowania. Sama podwieszka nie jest kompletnym zestawem do ćwiczeń.

Jeśli szukasz innych sposobów podparcia poszczególnych części ciała, zobacz [wszystkie podwieszki do UGUL](#).

KC-06-07-MAS a standardowe KC-06 i KC-07

KC-06-07-MAS nie jest prostym odpowiednikiem standardowych KC-06 i KC-07. Poszczególne modele różnią się konstrukcją oraz podstawowym obszarem podparcia, dlatego należy dobierać je do konkretnej części ciała i wymaganego sposobu podparcia.

Model	Podstawowy obszar podparcia	Konstrukcja / wymiar
KC-06-07-MAS	ramię lub udo	wzmacniana konstrukcja: 2 warstwy nylonu + filc, około 89 × 10 cm
KC-07	ramię lub udo	standardowa podwieszka tekstylna do szerokiego podparcia proksymalnej części kończyny
KC-06	przedramię lub podudzie	standardowa podwieszka tekstylna do podparcia pojedynczego segmentu

Jeżeli potrzebujesz standardowego szerokiego podparcia ramienia lub uda, porównaj

Do podparcia przedramienia lub podudzia przeznaczony jest natomiast model [KC-06 do przedramienia i podudzia](#).

Ważne przy wyborze:

KC-06-07-MAS, KC-07 i KC-06 nie są identycznymi zamiennikami. Wybór zależy od części ciała, wymaganej powierzchni podparcia, konstrukcji produktu oraz sposobu skonfigurowania całego układu.

Dane techniczne KC-06-07-MAS

Symbol / MPN	KC-06-07-MAS
Typ produktu	wzmacniana podwieszka do szerokiego podparcia kończyny
Wymiary	około 89 × 10 cm
Materiał konstrukcji	2 warstwy nylonu
Warstwa wewnętrzna	filc
Obszar podparcia	ramię lub udo
EAN / GTIN-13	5904139306192

Mocowanie i pozostałe elementy układu

KC-06-07-MAS jest pojedynczym elementem układu podwieszenia. Do jej wykorzystania potrzebne mogą być odpowiednio dobrane **linki, elementy łączące oraz punkty mocowania stanowiska**.

Sposób połączenia podwieszki z pozostałymi elementami należy dobrać do konkretnej konfiguracji stanowiska. Produkt nie powinien być traktowany jako samodzielny, kompletny układ do ćwiczeń.

Pielęgnacja i kontrola stanu podwieszki

Przed użyciem należy sprawdzić stan nylonu, filcu, szwów oraz elementów mocujących. Produktu z widocznym uszkodzeniem, nadmiernym zużyciem, rozpruciem lub uszkodzonym elementem mocującym nie należy dalej używać.

Sposób czyszczenia należy dobrać do materiałów zastosowanych w produkcie oraz zaleceń znajdujących się na etykiecie lub w instrukcji. Należy unikać metod pielęgnacji, które mogłyby uszkodzić nylon, filc, szwy lub pozostałe elementy podwieszki.

Ogólne zasady kontroli podwieszek znajdują się w [informacji o bezpieczeństwie podwieszek rehabilitacyjnych](#).