

Link do produktu: <https://www.ugul.pl/zestaw-skorzanych-pasow-do-unieruchamiania-rak-i-nog-p-184.html>



Zestaw 4 pasów skórzanych do unieruchamiania rąk i nóg - nadgarstki i kostki

Cena brutto	650,00 zł
Cena netto	528,46 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	PU-H-ZPURN

Opis produktu

Zestaw 4 pasów skórzanych do unieruchamiania rąk i nóg to komplet: **2x pas na nadgarstek** oraz **2x pas na kostkę**. Wewnętrzna warstwa filcu pomaga ograniczać ryzyko otarć, a regulacja sprzączką ułatwia dopasowanie.

Każdy pas ma dwa elementy: **obejmę na nadgarstek/kostkę** oraz **oddzielny łącznik do ramy** z metalową sprzączką. Dzięki temu obejmę pozostaje na kończynie, a część mocująca pozwala stabilnie przypiąć pas do **ramy łóżka lub wózka**, bez prowizorycznych wiązań. Od strony kontaktu ze skórą zastosowano **warstwę filcu**, która pomaga ograniczać ryzyko otarć przy dłuższym użytkowaniu. Zestaw jest najczęściej wybierany tam, gdzie liczy się **szybkie dopasowanie** i możliwość regulacji sprzączką w szerokim zakresie obwodów.

Najważniejsze korzyści

- **Zestaw 4 szt.**: 2x nadgarstki + 2x kostki
- **Skóra + filc od wewnątrz** - większy komfort kontaktu ze skórą
- **Regulacja sprzączką** - precyzyjne dopasowanie
- **Mocowanie do ramy** łóżka / wózka (łączniki z metalową sprzączką)
- **Wzmocnienia**: podwójne przeszycia, trwałe nici, sprzączki z powłoką antykorozyjną

Zastosowanie

Zestaw pasów stosowany jest w środowisku medycznym (m.in. oddziały szpitalne i transport medyczny) wszędzie tam, gdzie wymagana jest kontrola ruchów kończyn pacjenta zgodnie z procedurami.

Dopasowanie (zakresy regulacji)

- **Nadgarstek**: ok. 13-30 cm obwodu (9 otworów regulacji)
- **Kostka**: ok. 17,5-34 cm obwodu (6 otworów regulacji)

Wymiary - podsumowanie

- Szerokość obejmę (nadgarstek / kostka): ok. 6,5 cm
- Szerokość pasa mocującego do ramy łóżka: ok. 3 cm
- Długość całkowita pasa: na kostki ok. 41,5 cm, na nadgarstki ok. 37 cm

Sposób konserwacji i czyszczenia (skóra + filc)

-
- Czyść **lekko wilgotną, miękką ściereczką**; nie namaczaj skóry i filcu.
 - Po czyszczeniu pozostaw do wyschnięcia w **temperaturze pokojowej** (z dala od grzejników i słońca).
 - Pielęgnacja zgodnie z zaleceniami producenta / procedurami placówki. Do pielęgnacji możesz użyć **delikatnego środka do skóry**; alternatywnie: **olej jadalny rozcieńczony w wodzie** lub **tran** – bardzo oszczędnie.
 - Unikaj agresywnych detergentów i środków mogących usztywnić skórę.

W tej kategorii polecamy także

- [Zobacz wszystkie pasy ograniczające ruchy](#)
- [Pas do przymusu bezpośredniego na rękę \(nadgarstki\)](#)
- [Pas unieruchamiający na nogi \(kostki\)](#)
- [Pasy unieruchamiające na rękę i kostki \(zestaw\)](#)

Uwaga: produkt przeznaczony do zastosowań medycznych przez przeszkolony personel, zgodnie z procedurami placówki i obowiązującymi przepisami.