

Link do produktu: <https://www.ugul.pl/zmywalna-podwieszka-stop-kc-11-p-149.html>

Zmywalna podwieszka do stóp KC-11 (skaj) do UGUL/PUR

Cena brutto	51,50 zł
Cena netto	47,69 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	KC-11-skaj

Opis produktu

Podwieszka do stóp do UGUL/PUR – wersja zmywalna (skaj), KC-11

Zmywalna podwieszka do stóp KC-11 (MPN: **KC-11-skaj**) to element osprzętu do ćwiczeń w podwieszeniu i odciążeniu kończyn dolnych. Wykonana ze **skaju (ekoskóra/derma - materiał zmywalny)**, dlatego sprawdza się w miejscach, gdzie liczy się szybkie czyszczenie i dezynfekcja pomiędzy pacjentami. Pasuje do stanowisk typu [UGUL](#) oraz konfiguracji [PUR](#) (w zależności od używanego osprzętu: linki, haki, bloczki).

Najważniejsze informacje (skrót)

- **Materiał:** skaj – łatwe przecieranie i dezynfekcja
- **Mocowanie:** 2 stalowe kółka (pewne podwieszenie)
- **Zastosowanie:** ćwiczenia w podwieszeniu, ćwiczenia czynno-bierne, ćwiczenia w odciążeniu (wg zaleceń terapeuty)
- **Kompatybilność:** UGUL / PUR
- **EAN:** 5904139305539

Zastosowanie (kiedy się ją wybiera)

- rehabilitacja kończyn dolnych – wsparcie pracy stawu skokowego i stopy w odciążeniu,
- ćwiczenia w podwieszeniu wymagające stabilnego ułożenia i asekuracji,
- placówki medyczne i gabinety, w których ważna jest **higiena** i szybka dezynfekcja osprzętu.

Konstrukcja i trwałość

- **Skaj (zmywalny):** praktyczny do intensywnego użytkowania,
- **2 stalowe kółka:** stabilne i szybkie podwieszenie,
- **Zgrzewane elementy nośne:** pod kątem trwałości i ograniczenia przecierania w miejscu pracy materiału podczas ruchu.

Dane techniczne

- **Model / MPN:** KC-11-skaj
- **Szerokość:** ok. 8 cm (80 mm)
- **Długość materiału:** ok. 62 cm (620 mm)
- **Długość całkowita z kółkami:** ok. 65 cm
- **Waga (orientacyjnie):** 0,5 kg

Zamienne oznaczenia / skróty: KC11, KC-11, KC/11, POD7, POKO. W praktyce produkt bywa wyszukiwany także jako: **podwieszka na kostkę / podwieszka do stawu skokowego (UGUL).**


Co dobrać do podwieszki (pasujące akcesoria)

- [Esik \(hak\) do podwieszek i linek](#) – szybkie łączenie osprzętu,
- [Błoczek rehabilitacyjny z łożyskiem](#) – płynniejsze prowadzenie linki,
- [Linki do ćwiczeń](#) – konfiguracja podwieszek i oporu,
- do kompletowania zestawu higienicznego: [podwieszki zmywalne](#) oraz np. [podwieszka pod miednicę zmywalna](#).

Jeśli szukasz wersji klasycznej (materiałowej), zobacz też: [Podwieszka rehabilitacyjna do stóp UGUL KC-11 \(standard\)](#).

Konserwacja i higiena

- po ćwiczeniach przetrzyj powierzchnię środkiem do dezynfekcji odpowiednim dla skaju/ekoskóry,
- osusz przed kolejnym użyciem,
- regularnie kontroluj stan materiału i stalowych kółek.



Uwaga: Dobór ćwiczeń i obciążenia powinien odbywać się zgodnie z zaleceniami specjalisty (fizjoterapeuty/lekarza).