

Link do produktu: <https://www.ugul.pl/bloczek-do-rehabilitacji-p-1.html>

Bloczek rehabilitacyjny z łożyskiem UGUL/PUR KC/38

Cena brutto	30,00 zł
Cena netto	27,78 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	BL

Opis produktu

Bloczek rehabilitacyjny z łożyskiem UGUL/PUR KC/38 to element osprzętu do kabin UGUL i PUR, przeznaczony do prowadzenia linek rehabilitacyjnych podczas ćwiczeń w podwieszeniu w kinezyterapii kończyn górnych i dolnych

Czym jest bloczek rehabilitacyjny z łożyskiem UGUL/PUR KC/38?

Bloczek rehabilitacyjny z łożyskiem ślizgowym (tuleją) KC/38 to element osprzętu przeznaczony do intensywnych ćwiczeń w podwieszeniu w [kabinach UGUL](#) oraz na mostach urządzeń [PUR](#). Służy jako dodatkowy, stabilny punkt prowadzenia lub podwieszenia **linek rehabilitacyjnych** podczas kinezyterapii – zarówno w terapii kończyn górnych, jak i dolnych.

Konstrukcja bloczka oparta jest na połączeniu **hartowanej stali** (uchwyt, haczyk, śruba, tuleja – łożysko ślizgowe) oraz **trwałego tworzywa sztucznego** (krążek). Dzięki temu uzyskujesz połączenie wysokiej wytrzymałości mechanicznej z cichą i płynną pracą nawet przy częstym, codziennym użytkowaniu w gabinecie rehabilitacyjnym.

Zastosowanie bloczka w kabinie UGUL i PUR

Bloczek rehabilitacyjny z łożyskiem stosuje się jako **dodatkowy punkt podwieszenia linek** w czasie ćwiczeń w podwieszeniu w kabinie UGUL lub na mostach urządzeń PUR. Umożliwia:

- prowadzenie linek rehabilitacyjnych po zadanym torze,
- zmianę kierunku działania siły obciążenia,
- precyzyjne dozowanie obciążenia podczas ćwiczeń samowspomaganych,
- stabilne mocowanie linek i akcesoriów (uchwyty, pętle, kamaszki, ciężarki).

Bloczek rehabilitacyjny z łożyskiem UGUL/PUR KC/38 to osprzęt do kabin UGUL i urządzeń PUR, stosowany w ćwiczeniach w podwieszeniu jako punkt prowadzenia linek rehabilitacyjnych. Umożliwia zmianę kierunku działania siły i precyzyjne dozowanie obciążenia w kinezyterapii kończyn górnych i dolnych, współpracując z linkami o średnicy 0-8 mm oraz typowymi akcesoriami UGUL/PUR (uchwyty, pętle, ciężarki).

Najważniejsze zalety bloczka rehabilitacyjnego KC/38

- **Płynna, cicha praca** – duże kółko i łożysko ślizgowe minimalizują opór, dzięki czemu ruch linki jest równomierny i nie powoduje dodatkowych przeciążeń.

-
- **Wysoka jakość materiałów** – elementy metalowe ze stali hartowanej, krążek z wytrzymałego tworzywa sztucznego.
 - **Praca pod różnym obciążeniem** – dostosowany do ćwiczeń z użyciem ciężarków miękkich i innych akcesoriów UGUL/PUR.
 - **Stabilizacja podczas ćwiczeń** – pewny uchwyt i konstrukcja ograniczają niepożądane ruchy boczne linek.
 - **Wysoka żywotność** – mała liczba obrotów na osi i niskie tarcie zwiększają trwałość elementu.
 - **Kompatybilność z kabinami UGUL i PUR** – wchodzi w skład typowych zestawów osprzętu do tych urządzeń.

Parametry techniczne bloczka rehabilitacyjnego

- Wysokość całkowita: ok. **11,3 cm**
- Szerokość całkowita: ok. **3,2 cm**
- Średnica kółka: **5,9 cm**
- Średnica wewnętrzna kółka (bieżnia linki): **4 cm**
- Szerokość kółka: **1,9 cm**
- Przystosowany do linek o średnicy: **0-8 mm** (standardowo linki UGUL/PUR mają ok. 6 mm)
- Numer katalogowy: **KC/38** lub **BL**
- Kod EAN: **5904139301005**

Status wyrobu medycznego

Produkt uzyskał pozytywną akceptację **Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych**, co potwierdza możliwość jego stosowania jako elementu osprzętu medycznego w profesjonalnej rehabilitacji.

Symbole i nazewnictwo zamienne

Bloczek rehabilitacyjny z łożyskiem do kabin UGUL/PUR może występować także pod oznaczeniami: **KC/38, KC-38, KC38, BL**. W opisach zestawów osprzętu i kabin UGUL znajdziesz go zwykle jako „bloczek rehabilitacyjny z łożyskiem” lub „bloczek do linek rehabilitacyjnych”.



Zamiennie stosowane symbole bloczka rehabilitacyjnego: KC/38, KC-38, KC38, BR, BL.