

Link do produktu: <https://www.ugul.pl/ciezarek-miekkie-2-5-kg-p-7.html>

Ciężarek miękki UGUL 2,5 kg – obciążnik rehabilitacyjny do kabiny UGUL/PUR

Cena brutto	62,00 zł
Cena netto	57,41 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	KC-21

Opis produktu

Ciężarek miękki UGUL 2,5 kg – obciążnik do ćwiczeń w podwieszeniu

Ciężarek miękki UGUL o masie **2,5 kg** to skórzany **obciążnik rehabilitacyjny** przeznaczony do ćwiczeń w podwieszeniu w kabinach [UGUL](#) oraz [PUR](#). Sprawdza się w kinezyterapii podczas ćwiczeń czynnych, samowspomaganych oraz w odciążeniu lub z oporem – zarówno w gabinetach fizjoterapii, jak i w warunkach domowych.

Zastosowanie ciężarka 2,5 kg

- ćwiczenia w podwieszeniu w kabinach UGUL i PUR,
- rehabilitacja kończyn górnych i dolnych z wykorzystaniem [podwieszek do UGULA](#) oraz [linek do ćwiczeń](#),
- ćwiczenia czynne w odciążeniu oraz z oporem w schorzeniach ortopedycznych, neurologicznych i reumatologicznych,
- uzupełnienie zestawów osprzętu do kabin UGUL i PUR, obok ciężarków o innych masach, podwieszek, esików i karabińczyków.

Konstrukcja i bezpieczeństwo

Ciężarek wykonany jest z wysokiej jakości skóry, odpornej na intensywne użytkowanie i przetarcia. W górnej części umieszczono stalowe **półkole zgrzane w jedną całość**, co zwiększa wytrzymałość połączenia i minimalizuje ryzyko uszkodzenia materiału podczas ruchu pacjenta. Stabilne mocowanie ogranicza kołysanie ciężarka i poprawia komfort oraz bezpieczeństwo ćwiczeń.

Wypełnienie ciężarka zostało dobrane tak, aby zapewnić optymalne rozłożenie masy i płynną pracę podczas ćwiczeń w podwieszeniu, bez gwałtownych szarpnięć. Dzięki miękkiej konstrukcji obciążnik dobrze dopasowuje się do podwieszek i linek, a kontakt z innymi elementami osprzętu jest dla nich mniej agresywny niż w przypadku twardych ciężarków metalowych.

Najważniejsze zalety ciężarka UGUL 2,5 kg

- miękki, skórzany korpus – wysoka trwałość i wygoda użytkowania,
- solidny, stalowy uchwyt – bezpieczne mocowanie do linek i podwieszek,
- przystosowany do **kabiny UGUL i PUR**,
- odpowiedni do ćwiczeń z odciążeniem oraz z oporem,
- sprawdzony w profesjonalnych gabinetach rehabilitacyjnych i szpitalach,
- możliwość łączenia z innymi ciężarkami z kategorii [ciężarki do UGUL](#) w celu stopniowania obciążenia.

Wymiary i parametry

Masa: 2,5 kg
Wysokość (z uchwytem): ok. 21 cm
Szerokość: ok. 9,5 cm
Głębokość: ok. 9,5 cm
Materiał zewnętrzny: skóra
Uchwyt: stalowe półkole, zgrzane dla zwiększenia wytrzymałości

Dla kogo przeznaczony jest ciężarek miękki 2,5 kg?

Ten model rekomendowany jest przede wszystkim do gabinetów fizjoterapii, oddziałów rehabilitacji oraz do placówek medycznych korzystających z kabin UGUL i PUR. Może być również stosowany w warunkach domowych, jako uzupełnienie osprzętu do ćwiczeń w podwieszeniu pod kontrolą fizjoterapeuty.

Inne warianty ciężarków miękkich UGUL

Aby płynnie zwiększać lub zmniejszać obciążenie podczas terapii, warto dobrać także inne masy:

- [Ciężarek miękki UGUL 0,5 kg](#)
- [Ciężarek miękki UGUL 1 kg](#)
- [Ciężarek miękki UGUL 1,5 kg](#)
- [Ciężarek miękki UGUL 2 kg](#)
- [Ciężarek miękki UGUL 3 kg](#)
- [Ciężarek miękki UGUL 4 kg](#)

Symbole i nazewnictwo

Ciężarek miękki 2,5 kg bywa określany również jako **woreczek miękki** i występuje pod symbolami: **KC21, KC-21, KC/21, C5**. Dzięki temu łatwo dopasować go do istniejących zestawień osprzętu oraz dokumentacji technicznej.



Zamiennie stosowane symbole ciężarka miękkiego 2,5kg (Woreczek miękki): KC21, KC/21, KC-21, C5