

Link do produktu: <https://www.ugul.pl/ciezarek-miekki-3-kg-p-8.html>

Ciężarek miękki UGUL 3 kg – obciążnik rehabilitacyjny do kabiny UGUL/PUR

Cena brutto	74,00 zł
Cena netto	68,52 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	KC-22

Opis produktu

Ciężarek miękki UGUL 3 kg – obciążnik do ćwiczeń w podwieszeniu

Ciężarek miękki UGUL o masie **3 kg** to skórzany **obciążnik rehabilitacyjny** przeznaczony do ćwiczeń w podwieszeniu w kabinach [UGUL](#) oraz [PUR](#). Stosowany jest w kinezyterapii podczas ćwiczeń czynnych, samowspomaganych, w odciążeniu oraz z oporem – zarówno w profesjonalnych gabinetach rehabilitacji, jak i w warunkach domowych.

Zastosowanie ciężarka miękkiego 3 kg

- ćwiczenia w podwieszeniu w kabinach UGUL i PUR,
- rehabilitacja kończyn górnych i dolnych z wykorzystaniem [podwieszek do UGULA](#) oraz [linek do ćwiczeń](#),
- ćwiczenia czynne w odciążeniu i z oporem w schorzeniach ortopedycznych, neurologicznych i reumatologicznych,
- uzupełnienie zestawów osprzętu do kabin UGUL i PUR, obok innych [ciężarków miękkich do UGUL](#), podwieszek, esików i karabińczyków.

Konstrukcja i bezpieczeństwo

Ciężarek wykonany jest z wysokiej jakości skóry, odpornej na intensywne użytkowanie i przetarcia. W górnej części umieszczono stalowe **półkole zgrzane w jedną całość**, co zdecydowanie zwiększa wytrzymałość połączenia i zmniejsza ryzyko uszkodzenia materiału podczas ruchu pacjenta.

Stabilne mocowanie ogranicza kołysanie ciężarka i poprawia komfort oraz bezpieczeństwo ćwiczeń. Miękka konstrukcja sprawia, że obciążnik dobrze dopasowuje się do [linek rehabilitacyjnych](#) i podwieszek, a kontakt z innymi elementami osprzętu jest mniej agresywny niż w przypadku twardych ciężarków metalowych.

Najważniejsze zalety ciężarka UGUL 3 kg

- miękki, skórzany korpus – wysoka trwałość i komfort użytkowania,
- solidny, stalowy uchwyt – bezpieczne mocowanie do linek i podwieszek,
- przystosowany do pracy w **kabinie UGUL i PUR**,
- odpowiedni do ćwiczeń w odciążeniu oraz z oporem,
- sprawdzony w gabinetach fizjoterapii i oddziałach rehabilitacji,
- pasuje do zestawów osprzętu do UGULA i PURa – łatwo go łączyć z innymi ciężarkami w celu stopniowania obciążenia.

Wymiary i parametry techniczne

Masa: 3 kg

Wysokość (z uchwytem): ok. 21,5 cm

Szerokość: ok. 10 cm

Głębokość: ok. 10 cm

Materiał zewnętrzny: skóra

Uchwyt: stalowe półkole, zgrzane w jedną całość dla zwiększenia wytrzymałości

Dla kogo przeznaczony jest ciężarek miękki 3 kg?

Ciężarek miękki UGUL 3 kg rekomendowany jest przede wszystkim do:

- gabinetów fizjoterapii i oddziałów rehabilitacji,
- szpitali oraz ośrodków medycznych wyposażonych w kabiny UGUL i zestawy PUR,
- pracowni kinezyterapii, gdzie konieczne jest precyzyjne stopniowanie obciążenia,
- użytku domowego – jako element osprzętu do ćwiczeń w podwieszeniu, zgodnie z zaleceniami fizjoterapeuty.

Inne warianty ciężarków miękkich UGUL

Aby płynnie zwiększać lub zmniejszać obciążenie podczas terapii, warto dobrać także inne masy ciężarków miękkich UGUL dostępne w naszym sklepie:

- [Ciężarek miękki UGUL 0,5 kg](#)
- [Ciężarek miękki UGUL 1 kg](#)
- [Ciężarek miękki UGUL 1,5 kg](#)
- [Ciężarek miękki UGUL 2 kg](#)
- [Ciężarek miękki UGUL 2,5 kg](#)
- [Ciężarek miękki UGUL 4 kg](#)

Symbole i nazewnictwo

Ciężarek miękki 3 kg bywa określany również jako **woreczek miękki** i występuje pod symbolami: **KC22, KC-22, KC/22, C6**. Dzięki temu łatwo dopasować go do istniejących zestawień osprzętu oraz dokumentacji technicznej kabin UGUL i PUR.



Zamiennie stosowane symbole ciężarka miękkiego 3 kg (woreczek miękki): KC22, KC/22, KC-22, C6