

Link do produktu: <https://www.ugul.pl/jednoczesciowy-komplet-obezwladniajacy-z-mankietami-skora-rymarska-3-zamki-magnetyczne-p-245.html>



Jednoczęściowy komplet obezwładniający z mankietami (skóra rymarska, 3 zamki magnetyczne)

Cena brutto	3 075,00 zł
Cena netto	2 500,00 zł
Czas wysyłki	1-2 tygodni

Opis produktu

Jednoczęściowy komplet obezwładniający to pas biodrowy z dwoma **na stałe połączonymi mankietami na nadgarstki**, wykonany z **bardzo wytrzymałej skóry rymarskiej** i zamykany **trzema wodoodpornymi zamkami magnetycznymi o wytrzymałości do 300 kg**. Ręce pozostają unieruchomione przy biodrach, a cały zestaw zakłada się jako jedną całość, bez kompletowania osobnych pasów i bez mocowania do łóżka. Rozwiązanie przygotowane z myślą o **jednostkach penitencjarnych** oraz **oddziałach szpitalnych o zaostrowym rygorze**, gdzie liczą się pewność zapięcia, kontrola dostępu do klucza i powtarzalna, szybka procedura.

Najważniejsze cechy

- **Konstrukcja jednoczęściowa** - pas i mankiety połączone metalowymi kółkami, bez luźnych elementów, które mogłyby się zgubić lub zostać użyte niezgodnie z przeznaczeniem.
- **3 zamki magnetyczne o wytrzymałości do 300 kg** - jeden na pasie biodrowym i po jednym na każdym mankiecie; zwolnienie blokady możliwe tylko kluczem magnetycznym.
- **Zamki wodoodporne** - zachowują sprawność także po kontakcie z wodą, płynami ustrojowymi i środkami do mycia powierzchni.
- **Skóra rymarska** z podwójnym przeszyciem krawędzi - gruba, sztywna i bardzo odporna na rozciąganie, przecieranie oraz próby rozerwania.
- **Wyściółka z filcu wełnianego** na całej wewnętrznej powierzchni pasa i mankietów - ogranicza otarcia i ucisk skóry przy dłuższym stosowaniu.
- **Regulacja obwodu** pasa i mankietów za pomocą rzędu otworów, ze szlufką zabezpieczającą końcówkę pasa.

Szczegóły wykonania



Mankiety na nadgarstki

Każdy mankiet ma regulowany obwód, filcową wyściółkę i własny zamek magnetyczny. Mankiety są przypięte do pasa metalowymi kółkami, więc ręce pozostają przy biodrach, a mankietów nie da się odpiąć bez klucza.

Zamki magnetyczne 300 kg

Stalowy trzpień przechodzi przez otwór w skórze i blokuje się w zamku. Wytrzymałość do 300 kg i wodoodporna konstrukcja zapewniają pewne zapięcie w trudnych warunkach. Zamek nie ma klasycznej dziurki na klucz, co utrudnia jego samodzielne otwarcie.



Wyściółka z filcu wełnianego

Gruby filc rozkłada nacisk na większej powierzchni i chroni skórę nadgarstków oraz bioder przed otarciami. Warstwy skóry i filcu są dodatkowo spięte metalowymi nitami.

Połączenie pasa z mankietem

Metalowe kółka łączą mankiety z pasem w sposób trwały, a skórzana szlufka stabilizuje końcówkę pasa po zapięciu. Brak sprzączek i klamer ogranicza liczbę elementów, które można poluzować.



Skóra rymarska i podwójne przeszycia

Skóra rymarska to gruby, sztywny materiał stosowany w uprzęży i wyrobach narażonych na duże obciążenia. Podwójne przeszycie wzdłuż obu krawędzi zwiększa wytrzymałość pasa i zapobiega rozwarstwianiu się materiału.

Dane techniczne

Numer katalogowy	PU-H-JKO
Obwód pasa biodrowego (regulacja)	ok. 75 - 127 cm
Szerokość pasa	ok. 6 cm
Obwód mankietu (regulacja)	ok. 16 - 30 cm
Szerokość mankietu	ok. 6 cm

Materiał zewnętrzny	skóra rymarska, podwójne przeszycie krawędzi
Wyściółka	filc wełniany
Zapięcie	3 zamki magnetyczne (pas + 2 mankiety), otwierane kluczem magnetycznym
Wytrzymałość zamków	do 300 kg
Odporność zamków na wodę	tak, zamki wodoodporne
Okucia	metalowe kółka łączące, nity metalowe
Konserwacja	co najmniej 1 raz w miesiącu , także gdy komplet nie był używany

Inny rozmiar: na zamówienie wykonujemy komplet o innym obwodzie pasa lub mankietów. Wymagane wymiary prosimy podać w komentarzu do zamówienia lub uzgodnić telefonicznie. Wyroby wykonane na indywidualny wymiar nie podlegają zwrotowi.

Zawartość zestawu

- 1 x pas biodrowy ze skóry rymarskiej z dwoma połączonymi mankietami i 3 zamkami magnetycznymi
- 1 x klucz magnetyczny
- instrukcja użytkowania

Dla kogo

- **Zakłady karne i areszty śledcze** - stosowanie środków przymusu bezpośredniego w trybie i na zasadach określonych przepisami.
- **Oddziały psychiatrii sądowej** o wzmocnionym i maksymalnym zabezpieczeniu.
- **Oddziały psychiatryczne, izby przyjęć i SOR**, w których konieczne bywa krótkotrwałe unieruchomienie rąk pacjenta z zachowaniem możliwości poruszania się.
- **Transport i konwój** wewnątrz placówki lub między jednostkami, gdy wymagane jest pewne zabezpieczenie rąk przy tułowie.

Zastosowanie i bezpieczeństwo

Komplet unieruchamia ręce przy biodrach, nie wymagając mocowania do łóżka ani innego elementu stałego. Pozwala to bezpiecznie przeprowadzić osobę, przewieźć ją lub nadzorować w pozycji siedzącej, przy zachowaniu kontroli nad ruchami rąk. Dostęp do klucza pozostaje w rękach uprawnionego personelu.

Filcowa wyściółka rozkłada nacisk na większej powierzchni, a gładko wykończone krawędzie skóry ograniczają ryzyko otarć. Mimo to każde zastosowanie wymaga **stałego nadzoru** oraz kontroli ukrwienia, zabarwienia skóry i oddechu osoby unieruchomionej.

Ważne

Wyrób może być stosowany wyłącznie przez przeszkolony personel, na podstawie decyzji osoby uprawnionej, zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami placówki. Unieruchomienie powinno trwać możliwie najkrócej. Klucz musi być zawsze dostępny dla personelu na wypadek konieczności natychmiastowego zwolnienia. Elementy magnetyczne należy trzymać z dala od wszczepionych urządzeń elektronicznych (np. rozruszników serca).

Konserwacja i przechowywanie

Komplet wymaga konserwacji co najmniej raz w miesiącu, także wtedy, gdy nie był używany. Nieimpregnowana skóra rymarska wysycha, sztywnieje i może pękać, co obniża wytrzymałość pasa i mankietów. Zaniechanie regularnej konserwacji może skutkować utratą uprawnień gwarancyjnych.

- Po każdym użyciu przetrzeć skórę i filc wilgotną ściereczką z łagodnym środkiem; nie moczyć, nie prać w pralce.
- Raz w miesiącu oczyścić skórę i nałożyć cienką warstwę balsamu lub tłuszczu do skóry naturalnej, a następnie wypolerować suchą ściereczką.
- Przy każdej konserwacji sprawdzić przeszycia, nity, kółka i otwory regulacyjne oraz poprawność działania wszystkich zamków z kluczem.
- Suszyć w temperaturze pokojowej, z dala od grzejników i bezpośredniego słońca.
- Przechowywać w suchym, przewiewnym miejscu, w stanie rozpiętym, razem z kluczem w wyznaczonym, kontrolowanym miejscu.

-
- Komplet z uszkodzeniami (pęknięcia skóry, rozprute szwy, niesprawny zamek) należy natychmiast wycofać z użytku.

Najczęściej zadawane pytania

Czym ten komplet różni się od pasa unieruchamiającego ręce przy tułowi?

Mankiety są tu na stałe połączone z pasem biodrowym metalowymi kółkami i mają własną, filcową wyściółkę. Nadgarstki są unieruchomione przy biodrach w osobnych mankietach, a całość zakłada się jako jeden element.

Ile zamków ma komplet i jaka jest ich wytrzymałość?

Trzy zamki magnetyczne: jeden na pasie i po jednym na każdym mankiecie. Każdy zamek ma wytrzymałość do 300 kg i jest wodoodporny. Wszystkie otwiera ten sam klucz magnetyczny dołączony do zestawu.

Czy komplet trzeba mocować do łóżka?

Nie. Komplet działa samodzielnie i pozwala na poruszanie się osoby z unieruchomionymi rękami, np. podczas przeprowadzania lub transportu.

Jak często trzeba konserwować komplet?

Co najmniej raz w miesiącu, niezależnie od tego, czy komplet był używany. Skóra rymarska bez regularnej impregnacji traci elastyczność i wytrzymałość.

Czy zamki można myć?

Tak, zamki są wodoodporne i można je przecierać wilgotną ściereczką lub środkiem do dezynfekcji powierzchni. Skórzanych elementów nie należy natomiast moczyć.

Czy można zamówić inny rozmiar?

Tak. Wykonujemy komplety o innym obwodzie pasa i mankietów. Wymiary należy podać w komentarzu do zamówienia. Wyroby na indywidualny wymiar nie podlegają zwrotowi.

Czy możliwy jest zakup z fakturą i odroczonym terminem płatności?

Tak. Dla placówek publicznych wystawiamy faktury VAT z odroczonym terminem płatności oraz przygotowujemy oferty do zapytań ofertowych i przetargów. Kontakt: 724 554 500, biuro@salenet.pl.

Powyższy opis ma charakter informacyjny i nie zastępuje pełnej instrukcji użytkowania ani procedur obowiązujących w placówce.