

Link do produktu: <https://www.ugul.pl/magnetyczny-pas-unieruchamiajacy-rece-przy-tulowiu-p-187.html>



Magnetyczny pas unieruchamiający ręce przy tułowiu (skórzany, na klucz)

Cena brutto	859,00 zł
Cena netto	698,37 zł
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	PU-H-PM

Opis produktu

Magnetyczny pas unieruchamiający ręce przy tułowiu (PU-H-PM) to jednocześnie pas obezwładniający wykonany z wysokiej jakości skóry, zapinany na **3 zamki magnetyczne** otwierane **dedykowanym kluczem** (w zestawie). Rozwiązanie sprawdza się tam, gdzie ważna jest **kontrola dostępu do rozpięcia** oraz szybkie i powtarzalne zapinanie.

W odróżnieniu od pasów mocowanych do ramy łóżka, ten model **nie wymaga mocowania do łóżka** – dzięki temu **może umożliwiać** pacjentowi poruszanie się, przy jednoczesnym ograniczeniu pracy rąk.

Najważniejsze cechy

- skóra – trwałość i odporność na intensywne użytkowanie,
- 3 zamki magnetyczne – otwieranie kluczem,
- ograniczenie ruchów rąk przy tułowiu,
- regulacja obwodu w pasie – dopasowanie do użytkownika,
- możliwość wykonania innego rozmiaru na zamówienie.

Dane techniczne

- **Długość:** ok. 162 cm
- **Szerokość:** ok. 7 cm
- **Odległość między rękami:** ok. 44 cm
- **Obwód w pasie:** ok. 80–146 cm

Inny rozmiar: podczas składania zamówienia podaj w komentarzu obwód w pasie – przygotujemy dopasowanie.

Zawartość zestawu

- pas ograniczający ruchy z **3 zamkami magnetycznymi**,
- **klucz magnetyczny** do otwierania zamków.

Zastosowanie i bezpieczeństwo

Sprzęt do ograniczania ruchów powinien być dobierany i stosowany zgodnie z procedurami placówki oraz obowiązującymi przepisami i szkoleniami personelu. Jeśli potrzebujesz doboru wariantu do konkretnego zastosowania – skontaktuj się z nami.

Model z zamkami magnetycznymi sprawdza się szczególnie w **placówkach medycznych i opiekuńczych**, gdzie istotna jest **kontrola dostępu do rozpięcia** oraz **zmniejszenie ryzyka** przypadkowego odpięcia przez osoby nieuprawnione. Pas może być stosowany w sytuacjach, w których potrzebne jest **szybkie i powtarzalne zapinanie** oraz możliwość doboru wariantu do procedur obowiązujących w danej jednostce.