

Link do produktu: <https://www.ugul.pl/osprzet-do-ugula-zestaw-maksimum-81-elementow-p-111.html>



## Osprzęt do UGULa - zestaw maksimum (81 elementów)

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto      | <b>2 599,00 zł</b> |
| Cena netto       | <b>2 406,48 zł</b> |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>  |
| Numer katalogowy | <b>UGUL-O-MAKS</b> |

### Opis produktu

### Osprzęt do UGUL – zestaw maksimum (81 elementów)

**Najbardziej wszechstronny komplet do kabiny UGUL** dla placówek i wymagających użytkowników. Zestaw **81 elementów** łączy linki L1-L5, anatomiczne podwieszki, pełną paletę ciężarków 0,5-4 kg oraz **Pętlę Glissona** – wszystko do pracy w odciążeniu, z oporem, czynno-biernej i samowspomaganej.

**Podsumowanie:** Zestaw maksimum do UGUL, 81 elementów: linki L1-L5, podwieszki (ramię, udo, kolano, miednica, klatka, głowa), ciężarki 0,5-4 kg (2x każdy), 30 esików, 2 pasy stabilizujące, Pętla Glissona, uchwyty. Darmowa dostawa, wysyłka 24 h.

### Najważniejsze atuty

- **Kompletność 81 el.** – gotowy do większości protokołów UGUL, w tym trakcji szyjnej (Pętla Glissona).
- **Precyzja obciążenia** – pełna drabinka ciężarków 0,5-4 kg (po 2 szt. z każdego zakresu).
- **Ergonomia i szybkość pracy** – 30 esików, uchwyty, linki L1-L5 z bloczkami.
- **Komfort pacjenta** – anatomiczne podwieszki i peloty, miękkie ciężarki.
- **Logistyka** – wysyłka 24 h i darmowa dostawa (zgodnie z informacją na karcie).

### Jakie ćwiczenia wykonasz?

- **Czynne w odciążeniu** – zmniejszenie bólu, poprawa zakresu ruchu.
- **Czynne z oporem** – dokładne dozowanie obciążenia (bloczek + ciężarek).
- **Czynno-bierne** – wspomaganie ruchu po urazach/zabiegach.
- **Samowspomagane** – kontrolowane prowadzenie ruchu przez pacjenta.
- **Trakcja szyjna** – Pętla Glissona w zestawie.

### Dla kogo?

Dla gabinetów fizjoterapii, ośrodków rehabilitacji, szpitali, szkół oraz użytkowników domowych **po konsultacji z fizjoterapeutą** (szczególnie przy bólach kręgosłupa, po urazach, w korekcji postawy).

### Co zawiera zestaw – skrótowo

- **Linki:** L1-L5 (w tym do ćwiczeń z bloczkami i samowspomaganych).
- **Podwieszki:** ramienna, udowa, kolanowa, pod miednicę, klatkę piersiową i głowę; dwustawowe.

- **Ciężarki miękkie:** 0,5 / 1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 4,0 kg – **po 2 szt.** z każdego zakresu.
- **Akcesoria:** Pętla Glissona, 30 × esik, uchwyty na linkę, pasy stabilizujące, mankiety.


W zestawie występują m.in. symbole części: KC-01...KC-27, FC-03, US-02, U/4010 – pełna lista w tabeli niżej.

## Porównaj z innymi zestawami UGUL

- Zestaw **minimum** (53 el.)
- Zestaw **podstawowy** (69 el.)
- Zestaw **standardowy** (82 el.)
- Zestaw **standard II** (71 el.)
- Zestaw **pełny** (133 el.)

### W skład zestawu wchodzi:

Zestaw obejmuje 27 pozycji katalogowych o łącznej liczbie 81 sztuk, pogrupowane poniżej wg rodzaju elementu.

|                                                                                     |       |           |                                             |                  |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------------------------------------------|------------------|---------------|
|    | KC-01 | L2        | Linka do podwieszeń i ćwiczeń w odciążeniu  | 160 cm (1600 mm) | <b>4 szt.</b> |
|    | KC-02 | L1        | Linka do podwieszeń i ćwiczeń w odciążeniu  | 96 cm (960 mm)   | <b>6 szt.</b> |
|   | KC-03 | L4        | Linka do ćwiczeń samowspomaganych           | 245 cm (2450 mm) | <b>1 szt.</b> |
|  | KC-04 | L5        | Linka z bločkami do ćwiczeń z obciążeniem   | 572 cm (5720 mm) | <b>1 szt.</b> |
|  | KC-05 | L3        | Linka z bločkami do ćwiczeń z obciążeniem   | 375 cm (3750 mm) | <b>2 szt.</b> |
|  | KC-06 | POD5/PORA | Podwieszka ramienna (przedramion i podudzi) | 420 x 100 mm     | <b>2 szt.</b> |
|  | KC-07 | POD6/POUD | Podwieszka udowa (ud i ramion)              | 540 x 135 mm     | <b>2 szt.</b> |
|  | KC-08 | POD3/POMI | Podwieszka pod miednicę                     | 730 x 230 mm     | <b>1 szt.</b> |
|  | KC-09 | POD2/POKL | Podwieszka klatki piersiowej                | 675 x 225 mm     | <b>1 szt.</b> |
|  | KC-10 | POD4/POGŁ | Podwieszka pod głowę                        | 150 x 530 mm     | <b>1 szt.</b> |

|                                                                                     |       |           |                                                                     |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|    | KC-11 | POD7/POKO | Podwieszka kolanowa (stóp)                                          | 75 x 610 mm   | <b>2 szt.</b> |
|    | KC-12 | POD1/PODW | Podwieszka dwustawowa ze skóry (pelota 160 x 80 + pas 40 x 135 mm)  | -             | <b>4 szt.</b> |
|    | KC-13 | P2/PWM    | Pas do wyciągu za miednicę                                          | 1330 x 170 mm | <b>1 szt.</b> |
|    | FC-03 | P1/PU     | Pas do stabilizacji ud (pelota 118 x 300 mm + 2 paski 30 x 1100 mm) | -             | <b>2 szt.</b> |
|   | US-02 | PG        | Pętla Glissona z orczykiem                                          | -             | <b>1 szt.</b> |
|  | KC-14 | KS        | Kamaszek skórzany do wyciągu                                        | 135 x 170 mm  | <b>1 szt.</b> |
|  | KC-26 | M1/MNK    | Mankiet nadgarstkowo-kostkowy                                       | -             | <b>2 szt.</b> |
|  | KC-27 | MU        | Mankiet udowy ze skóry                                              | -             | <b>1 szt.</b> |
|  | KC-17 | C1        | Ciężarek miękki                                                     | 0,5 kg        | <b>2 szt.</b> |
|  | KC-18 | C2        | Ciężarek miękki                                                     | 1,0 kg        | <b>2 szt.</b> |
|  | KC-19 | C3        | Ciężarek miękki                                                     | 1,5 kg        | <b>2 szt.</b> |
|  | KC-20 | C4        | Ciężarek miękki                                                     | 2,0 kg        | <b>2 szt.</b> |

|                                                                                   |       |    |                 |        |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-----------------|--------|---------------|
|  | KC-21 | C5 | Ciężarek miękki | 2,5 kg | <b>2 szt.</b> |
|  | KC-22 | C6 | Ciężarek miękki | 3,0 kg | <b>2 szt.</b> |
|  | KC-23 | C7 | Ciężarek miękki | 4,0 kg | <b>2 szt.</b> |

|                                                                                   |     |        |                          |   |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------------|---|---------------|
|  | UCH | U/4010 | Uchwyt metalowy na linkę | - | <b>2 szt.</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------------|---|---------------|

|                                                                                    |       |    |               |   |                |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|---------------|---|----------------|
|  | KC-24 | ES | Esik metalowy | - | <b>30 szt.</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|---------------|---|----------------|

Wszystkie elementy osprzętu uzyskały pozytywną akceptację Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

## Poradniki: jak wybrać osprzęt do UGUL

Chcesz szybko porównać konfiguracje i producentów? Sprawdź analizy:

- [1. Różnice w zestawie \*\*minimum\*\* osprzętu do UGUL – porównanie producentów](#)
- [2. Różnice w zestawie \*\*standardowym\*\* osprzętu do UGUL – porównanie producentów](#)
- [3. Różnice w zestawie \*\*pełnym\*\* osprzętu do UGUL – porównanie producentów](#)

## Wskazówki bezpieczeństwa

- Ćwicz zgodnie z zaleceniami specjalisty; zaczynaj od **niskich obciążeń** i zwiększaj je stopniowo.
- Regularnie kontroluj stan linek, esików, uchwytów i podwieszek; zużyte elementy **wymieniaj**.
- Używaj wyłącznie atestowanych punktów kotwiczenia.

