


Link do produktu: <https://www.ugul.pl/pas-do-wyciagu-za-miednice-p-21.html>

Pas do wyciągu za miednicę KC-13 (KC/13) – do UGUL/PUR

Cena brutto	97,50 zł
Cena netto	90,28 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	KC-13

Opis produktu

Pas do wyciągu za miednicę KC-13 (KC/13) – do UGUL/PUR

Pas do wyciągu za miednicę KC-13 (KC/13) to element osprzętu do ćwiczeń w podwieszeniu, stosowany w systemach [UGUL](#) oraz w zestawach/kabinach [PUR](#). Umożliwia stabilne podwieszenie miednicy w ćwiczeniach **czynnych w odciążeniu** oraz **czynnych z oporem** (zależnie od konfiguracji stanowiska i planu terapii).

Uwaga nazewnicza: w praktyce spotyka się też określenia: *pas do wyciągu miednicy*, *pas miedniczny*, *podwieszka miedniczna*. Dla tej samej grupy osprzętu funkcjonują zapisy: **KC13**, **KC-13**, **KC/13** oraz symbole zamienne **P2**, **PWM**.

Najważniejsze korzyści

- **Regulacja dopasowania** – zapięcie na rzep pozwala dobrać obwód do pacjenta.
- **Stabilne podwieszenie** – dwa paski z metalowymi zaczepami do pracy na stanowisku UGUL/PUR.
- **Do gabinetu i placówki** – klasyczna, sprawdzona konstrukcja do codziennej pracy.

Zastosowanie

- ćwiczenia w podwieszeniu w kabinie UGUL (kinezyterapia),
- ćwiczenia czynne w odciążeniu,
- ćwiczenia czynne z oporem (po doborze obciążenia i ustawienia stanowiska),
- praca nad zakresem ruchu i kontrolą motoryczną – zgodnie z zaleceniami fizjoterapeuty.


Budowa

Komplet składa się z **pasa miednicznego z regulacją** oraz **dwóch pasków podwieszenia** z zaczepami stalowymi. W tego typu osprzęcie ważne są połączenia elementów nośnych – solidne wykonanie ogranicza zużycie materiału w punktach pracy podczas ćwiczeń.

Dane techniczne


- **Model / symbol:** KC-13 (KC/13) / KC13 (zamiennie: P2, PWM)
- **Zapięcie:** rzep (regulacja)
- **Obwód (regulacja):** ok. 60-100/105 cm
- **Wysokość pasa:** ok. 17 cm
- **Długość pasków do podwieszenia:** ok. 40 cm

- **Elementy metalowe:** zaczepy stalowe do podwieszenia
- **Przeznaczenie:** UGUL / PUR – ćwiczenia w podwieszeniu



Wymiary pasa KC-13 (KC/13) – schemat.

Informacja formalna: Produkt posiada pozytywną akceptację Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (zgodnie z dokumentacją producenta).



Dobierz pasujące elementy (polecane)

- [Podwieszki do UGULa](#) – pełna kategoria osprzętu
- [Linki do ćwiczeń](#) oraz [ciężarki do UGUL](#) – uzupełnij stanowisko
- [Skracacz/regulator długości linek](#) – szybka zmiana ustawień
- Wariant higieniczny: [pas zmywalny \(skaj\) KC-13](#)
- [Podwieszki zmywalne](#) – gdy priorytetem jest dezynfekcja po pacjencie

Zamiennie stosowane symbole: KC13, KC-13, KC/13, P2, PWM.