

Link do produktu: <https://www.ugul.pl/podwieszka-klatki-piersiowej-p-17.html>

Podwieszka klatki piersiowej KC-09 do UGUL/PUR

Cena brutto	89,00 zł
Cena netto	82,41 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	KC-09

Opis produktu

Podwieszka klatki piersiowej KC-09 do UGUL/PUR

Podwieszka klatki piersiowej KC-09 to osprzęt do kinezyterapii przeznaczony do **podwieszeń częściowych i całkowitych** w gabinetach oraz oddziałach rehabilitacyjnych. Umożliwia stabilne ułożenie tułowia i kontrolę ustawienia pacjenta podczas ćwiczeń na kabinie [UGUL](#) oraz w systemach [PUR](#) (w zależności od konfiguracji stanowiska).

Zastosowanie (kiedy warto ją wybrać)

- ćwiczenia **czynne w odciążeniu** – kontrola toru ruchu i ustawienia tułowia,
- ćwiczenia **czynne z oporem** – praca funkcjonalna z większą stabilizacją,
- ćwiczenia **czynne wolne** – wsparcie w reedukacji ruchu i poprawie zakresu ruchu,
- rehabilitacja po urazach i zabiegach – zgodnie z planem terapii prowadzonym przez specjalistę.

Konstrukcja i stabilizacja

Podwieszka wykonana jest z jednolitego materiału (**elanobawełna**) o wysokiej odporności na użytkowanie w warunkach gabinetowych. Posiada **4 stalowe zaczepy** w formie trójkątów, co ułatwia równomierne podwieszenie i ogranicza niekontrolowane przesuwanie się podczas ćwiczeń.

Wskazówka praktyczna: cztery punkty podwieszenia pozwalają łatwiej uzyskać stabilne ustawienie tułowia w porównaniu do rozwiązań opartych o mniejszą liczbę zaczepów.

Parametry techniczne (specyfikacja w skrócie)

- **Model / MPN:** KC-09
- **Materiał:** elanobawełna (jednolita konstrukcja)
- **Liczba zaczepów:** 4 stalowe zaczepy (trójkąty)
- **Zastosowanie:** kinezyterapia, podwieszenia częściowe i całkowite
- **Kompatybilność:** stanowiska [UGUL](#) oraz (w zależności od stanowiska) [PUR](#)

Wymiary

- **Szerokość całkowita:** ok. 75 cm
- **Wysokość całkowita:** ok. 61 cm
- **Szerokość materiału:** ok. 66 cm

-
- **Wymiar roboczy podwieszki:** ok. 675 × 225 mm

Jak skompletować stanowisko (polecane uzupełnienia)

Do pracy z podwieszkami przy stanowisku UGUL/PUR często dobiera się elementy mocujące i prowadzące:


- [Esik \(hak\) do podwieszek i linek](#) – szybkie łączenie osprzętu,
- [Linka rehabilitacyjna 1600 mm \(KC-01\)](#) – regulacja i konfiguracja podwieszek,
- [Błoczek rehabilitacyjny z łożyskiem](#) – płynniejsze prowadzenie linki.

Pełny wybór znajdziesz w kategorii: [Podwieszki do UGULa](#).

Konserwacja i bezpieczeństwo

- Po użyciu zaleca się **przetarcie materiału** wilgotną ściereczką i osuszenie.
- Regularnie sprawdzaj **stan szwów i zaczepów stalowych**.
- Ćwiczenia powinny być prowadzone **zgodnie z zaleceniami specjalisty** (rehabilitant/lekarz).

Uzyskała pozytywną akceptację Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.



Zamiennie stosowane symbole podwieszki klatki piersiowej: **KC-09, KC09, KC/09, POD2, POKL**