

Link do produktu: <https://www.ugul.pl/podwieszka-pod-glowe-zmywalna-covid-19-p-123.html>



Podwieszka pod głowę KC-10 (skaj) – zmywalna do UGUL/PUR

Cena brutto	69,90 zł
Cena netto	64,72 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	KC-10-skaj

Opis produktu

Podwieszka zmywalna KC-10 – opis produktu

Zmywalna podwieszka pod głowę KC-10 to higieniczna wersja podwieszki do ćwiczeń w podwieszeniu. Wykonana ze **skaju (materiał zmywalny, typu ekoskóra/derma)**, dzięki czemu ułatwia czyszczenie i dezynfekcję między pacjentami. Stosowana na stanowiskach typu [UGUL](#) oraz w konfiguracjach [PUR](#) (zależnie od osprzętu stanowiska).

Zastosowanie

- ćwiczenia **w odciążeniu** – łatwiejsza praca w zakresie ruchu i kontrola ustawienia,
- ćwiczenia **w podwieszeniu** – stabilizacja/asekuracja w trakcie terapii,
- rehabilitacja neurologiczna i ortopedyczna – zgodnie z zaleceniami specjalisty.

Konstrukcja i komfort

- **Profilowany kształt** – dopasowanie do okolicy potylicznej/karku i wygoda pacjenta,
- **Materiał: skaj (zmywalny)** – praktyczny do intensywnego użytkowania w gabinetach,
- **2 stalowe zaczepy** (antykorozyjne) – szybkie i pewne podwieszenie.

Dane techniczne

- **Model / MPN:** KC-10-skaj
- **Wymiary materiału:** ok. 15 × 53 cm (150 × 530 mm)
- **Długość całkowita (z zaczepami):** ok. 62 cm
- **Przeznaczenie:** podwieszenie głowy w ćwiczeniach rehabilitacyjnych

Zamienne oznaczenia: KC10, KC/10, KC-10, POD4, POGŁ

Co dobrać do podwieszki (pasujące akcesoria)

- [Esik \(hak\) do podwieszek i linek](#) – szybkie łączenie osprzętu,
- [Błoczek rehabilitacyjny z łożyskiem](#) – płynniejsze prowadzenie linki,
- [Linki do ćwiczeń](#) – konfiguracja podwieszek i oporu,
- do kompletowania zestawu higienicznego: [podwieszka pod miednicę zmywalna](#).

Jeśli szukasz wersji klasycznej (materiałowej), zobacz też: [Podwieszka pod głowę KC-10 do UGUL/PUR \(standard\)](#). Więcej

produktów z tej linii znajdziesz w kategorii: [Podwieszki zmywalne](#).

Konserwacja i higiena

- po ćwiczeniach przetrzyj powierzchnię środkiem do dezynfekcji odpowiednim dla skaju/ekoskóry,
- osusz przed kolejnym użyciem,
- regularnie kontroluj szwy oraz stan stalowych zaczepów.

Wymiary podwieszki zmywalnej pod głowę:

długość całkowita z uchwytemi: ok. 62 cm | długość materiału: ok. 53 cm | szerokość: ok. 15 cm

