

Link do produktu: <https://www.ugul.pl/rotor-zespolony-z-siedziskiem-do-konczyn-gornych-i-dolnych-p-128.html>

## Rotor rehabilitacyjny stacjonarny z siedziskiem do rąk i nóg | Rotor 2w1



|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto      | <b>2 252,00 zł</b> |
| Cena netto       | <b>2 085,19 zł</b> |
| Czas wysyłki     | <b>10 dni</b>      |
| Numer katalogowy | <b>TM-R-RGD-1K</b> |

### Opis produktu

#### Rotor Rehabilitacyjny Zespolony z Siedziskiem do Ćwiczeń Rąk i Nóg (Rotor 2w1)

### ☐ Wielofunkcyjny Rotor Zespolony 2w1 dla Kompletniej Rehabilitacji

**Rotor zespolony z siedziskiem** to profesjonalne, stacjonarne urządzenie zaprojektowane do kompleksowej rehabilitacji i kinezyterapii. Umożliwia efektywny, bezpieczny i komfortowy **trening kończyn górnych i dolnych** w pozycji siedzącej. Idealnie sprawdzi się na **oddziałach rehabilitacji, ortopedii, kinezyterapii**, a także jako kluczowe wyposażenie **do ćwiczeń w warunkach domowych**.

### ☐ Kluczowa Funkcjonalność - Mechanizm Zespolony

Główną zaletą tego modelu jest **zespolony mechanizm rotora**. Oznacza to, że ruch kończyn jest wzajemnie połączony:

- Przy **kręceniu pedałami dolnymi** (nogami), ramiona korby górnej kręcą się **samoczynnie**.
- Przy **kręceniu rączkami górnymi** (rękami), pedały dolne kręcą się **automatycznie**.


Ta unikalna funkcja jest niezwykle cenna w przypadku **niedowładów** lub ograniczonej siły jednej z kończyn, pozwalając na **wymuszenie ruchu** i wspierając proces neurorehabilitacji.

### ☐ Zastosowanie i Korzyści

Rotor jest szczególnie zalecany dla osób:

- Po **udarach i wylewach**, w celu przywracania funkcji ruchowych (paresis, paralysis).
- Z **problemami reumatologicznymi** (np. choroba zwyrodnieniowa stawów), gdzie wymagany jest ruch o niskim obciążeniu.
- W przypadku **schorzeń neurologicznych** (np. SM, choroba Parkinsona), pomagając w podtrzymaniu sprawności.
- W **rehabilitacji pooperacyjnej** (np. endoproteza stawu), w celu **poprawy zakresu ruchu (ROM)** i wzmacniania mięśni.

## ☐☐Cechy Produktu i Konstrukcja



### Najważniejsze parametry:

- **Płynna Regulacja Opory:** Możliwość precyzyjnego dostosowania oporu do siły pacjenta – od ćwiczeń biernych po aktywny trening siłowy.
- **Komfort Siedzący:** Konstrukcja przystosowana do stabilnego i bezpiecznego ćwiczenia w pozycji siedzącej.
- **Regulacja Kąta Nachylenia:** Możliwość zmiany kąta nachylenia kolumny rotora za pomocą sprężyny gazowej, co zwiększa wszechstronność ćwiczeń.
- **Ćwiczenie Jednoczesne:** Umożliwia równoczesne i skoordynowane ćwiczenie kończyn górnych i dolnych.
- **Waga:** 21 kg.

## ☐☐Wyposażenie Standardowe i Opcjonalne Akcesoria

### Standardowe wyposażenie:

- Zestaw Pedalów (do stóp)
- **Moduł Siedziska** (stanowiący integralną część zestawu)

### Możliwość rozszerzenia (wyposażenie dodatkowe):

Urządzenie umożliwia zastosowanie specjalistycznych akcesoriów, które stabilizują kończyny, co jest kluczowe w rehabilitacji neurologicznej:

- **Sandały Rehabilitacyjne** (146 zł) - do lepszej stabilizacji stóp.
- **Paski do rotora z zaczepami** (56 zł)
- **Rękawice (Chwytaکی):**
  - Rękawica (chwytaکی) otwarta ze skóry juchtowej (100 zł)
  - Rękawica (chwytaکی) zamknięta (49 zł)
  - Rękawica rehabilitacyjna (55 zł)

**WAŻNA INFORMACJA:** Przy zamówieniu wyposażenia dodatkowego do rotora (np. sandały, rękawice, moduł siedziska), czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu. Jeżeli zależy Państwu na szybkim terminie realizacji zamówienia, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu potwierdzenia dostępności i terminu wysyłki.

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Wyposażenie:** Pedaly , Paski na pedały (+ 88,00 zł ), Sandały (+ 146,00 zł )

**Wybierz dodatek:** Brak , Rękawica otwarta (+ 125,00 zł ), Rękawica zamknięta (+ 59,00 zł ), Rękawica rehabilitacyjna (+ 77,00 zł )