

Link do produktu: <https://www.ugul.pl/rowerek-rehabilitacyjny-z-licznikiem-p-153.html>

Rowerek rehabilitacyjny z licznikiem

Cena brutto	119,00 zł
Cena netto	110,19 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	TGO-TempoTIM-Plus
Kod producenta	TGO-TEMP

Opis produktu

Rotor rehabilitacyjny z licznikiem LCD – wielofunkcyjny mini rowerek medyczny

Mini rowerek rehabilitacyjny (rotor) to zaawansowane, a zarazem proste w obsłudze urządzenie medyczne przeznaczone do aktywnej terapii, pionizacji oraz rekonwalescencji kończyn górnych i dolnych. Dzięki swojej kompaktowej i lekkiej konstrukcji, ten poręczny przyrząd zajmuje minimalną ilość miejsca, pozwalając na prowadzenie efektywnych treningów w warunkach domowych, na oddziałach rehabilitacyjnych, w szpitalach oraz domach opieki.

Uniwersalne zastosowanie: efektywny trening rąk i nóg

Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o wszechstronności. Postawione na podłodze służy jako rowerek do treningu nóg, pomagając w odbudowie siły mięśniowej i ruchomości stawów. Umieszczone na stole lub blacie staje się doskonałym przyrządem do ćwiczeń ramion, barków oraz całej obryczy barkowej. To idealne rozwiązanie dla osób starszych, pacjentów po urazach, operacjach, udarach oraz wszystkich, którzy potrzebują bezpiecznej, nieobciążającej stawów formy aktywności fizycznej.

Zaawansowana specyfikacja i funkcjonalność urządzenia:

- **Cyfrowy komputer treningowy (licznik LCD):** Zintegrowany wyświetlacz zasilany bateryjnie (bateria dołączona jest do zestawu) pozwala na bieżąco monitorować postępy terapii. Licznik precyzyjnie mierzy czas ćwiczeń, przebyty dystans, szacowane spalone kalorie oraz całkowitą liczbę obrotów (RPM). Praktyczna funkcja SCAN automatycznie i cyklicznie przełącza wyświetlane wartości na ekranie.
- **Mechaniczny system oporu z płynną regulacją:** Wbudowane pokrętko dociskowe umożliwia płynne i dokładne dopasowanie stopnia trudności i oporu do aktualnych możliwości fizycznych pacjenta oraz konkretnego etapu rehabilitacji.
- **Kompletny system bezpieczeństwa:** Konstrukcja ramy została wyposażona w specjalne antypoślizgowe nasadki na nóżki, które skutecznie zapobiegają przesuwaniu się rotora podczas pracy na gładkich nawierzchniach. Profilowane pedały posiadają regulowane paski stabilizujące, które mocno trzymają stopę lub dłoń i chronią przed bolesnym ześlizgnięciem się kończyny w trakcie ruchu.

Wskazania medyczne i profilaktyczne:

- Rehabilitacja pourazowa, ortopedyczna i pooperacyjna narządu ruchu.
- Niedowłady i niedowłady połowicze kończyn górnych oraz dolnych (np. po udarach mózgu, w schorzeniach neurologicznych).
- Profilaktyka zaników mięśniowych, przykurczów w stawach oraz zakrzepicy żył głębokich u osób o ograniczonej

mobilności.

- Poprawa wydolności krążeniowo-oddechowej, pobudzenie krążenia obwodowego oraz bezpieczna aktywizacja ruchowa seniorów.

Specyfikacja techniczna produktu:

Typ urządzenia	Rotor / Rowerek rehabilitacyjny mini
Przeznaczenie	Ćwiczenia kończyn dolnych (nóg) i górnych (rąk)
System oporu	Mechaniczny (płynna regulacja za pomocą pokrętła)
Funkcje licznika LCD	Czas ćwiczeń, dystans, spalone kalorie, liczba obrotów (RPM), funkcja SCAN
Zasilanie licznika	Bateryjne (bateria w zestawie)
Wyposażenie bezpieczne	Antypoślizgowe nasadki na nóżki, regulowane paski przy pedałach
Sposób użytkowania	Wyłącznie w pozycji siedzącej (nie stawać na urządzeniu)

Zasady prawidłowego użytkowania

Dla zachowania pełnego bezpieczeństwa i ochrony konstrukcji przed uszkodzeniem mechanicznym, rowerek należy użytkować **wyłącznie w pozycji siedzącej** (na krześle, fotelu lub wózku inwalidzkim). Kategorycznie zabrania się stawania na urządzeniu całym ciężarem ciała.