

Link do produktu: <https://www.ugul.pl/zamek-magnetyczny-do-pasow-salvafix-p-234.html>

Zamek magnetyczny do pasów unieruchamiających SalvaFix

Cena brutto	55,00 zł
Cena netto	50,93 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	UG-TGO-PU-ZMAG

Opis produktu

Zamek magnetyczny do systemu pasów ograniczających ruchy **SalvaFix** przeznaczony jest do pasów unieruchamiających na kostki, nadgarstki, uda, tułów, uprząż oraz klatkę piersiową. Pozwala na bezpieczne zamknięcie pasów i ich szybkie odblokowanie dedykowanym kluczem magnetycznym.

Maksymalna wytrzymałość zamka wynosi **do 150 kg**, co czyni go odpowiednim do stosowania w szpitalach, ZOL, DPS oraz innych placówkach, w których stosuje się systemy przymusu bezpośredniego.



magnetyczny do pasów unieruchamiających SalvaFix

Zamek

Zamek magnetyczny do pasów SalvaFix – zastosowanie

Zamek współpracuje ze wszystkimi pasami systemu **SalvaFix** wyposażonymi w metalowy kołek (pin), m.in. z:

- [magnetyczne pasy unieruchamiające na nadgarstki](#)
- [magnetyczne pasy unieruchamiające na kostki](#)
- [magnetyczny pas unieruchamiający na tułów](#)
- [magnetyczny pas unieruchamiający na uda](#)
- [uprząż na klatkę piersiową na zamki magnetyczne](#)

Dzięki temu jeden typ zamka może być używany w całym zestawie pasów unieruchamiających SalvaFix, co upraszcza organizację wyposażenia na oddziale.



unieruchamiającym

Zamek magnetyczny SalvaFix w użyciu na pasie



Zastosowanie zamków magnetycznych w systemie pasów SalvaFix

Jak działa zamek magnetyczny do pasów unieruchamiających?

Zamek magnetyczny posiada charakterystyczny **żółty przycisk** i mocowany jest na **metalowym kołku (pinie)** znajdującym

się w pasach SalvaFix. Otwarcie zamka wymaga użycia dedykowanego [klucza magnetycznego SalvaFix](#), co znacząco zwiększa bezpieczeństwo i ogranicza ryzyko samodzielnego uwolnienia się pacjenta.



Plastikowy klucz magnetyczny do otwierania zamka SalvaFix



Klucz plastikowy SalvaFix do pasów

unieruchamiających



Uwaga: klucz magnetyczny (niebieski stożek) nie wchodzi w skład zestawu i został pokazany na zdjęciach jedynie w celu prezentacji sposobu otwierania zamka.

Najważniejsze cechy zamka magnetycznego SalvaFix

- kompatybilny z systemem pasów unieruchamiających **SalvaFix**,
- stosowany do pasów na nadgarstki, kostki, uda, tułów, uprząż i klatkę piersiową,
- maksymalna wytrzymałość: **do 150 kg**,
- blokada wymagająca użycia dedykowanego klucza magnetycznego,
- szybkie zamykanie i otwieranie – ułatwia pracę personelu medycznego,
- rozwiązanie do stosowania w szpitalach, ZOL, DPS oraz placówkach opiekuńczych,
- element systemu [pasów ograniczających ruchy](#).

Zamek magnetyczny do pasów SalvaFix możesz kupić pojedynczo jako element uzupełniający lub jako część większych zestawów, np. [magnetycznego kompletu pasów unieruchamiających](#).